



Lietošanas pamācība

Quality, Design and Innovation










[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

# LIEBHERR

# Saturs

<b>1</b>	<b>Ierīces pārskats.....</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>Aprīkojums.....</b>	<b>39</b>
1.1	Piegādes komplektācija.....	3	7.1	Drošības slēdzene.....	39
1.2	Ierīces un aprīkojuma pārskats.....	3	7.2	Sensori.....	39
1.3	Speciālais aprīkojums.....	4	7.3	Saskarnes.....	40
1.4	Ierīces izmantošanas sfēra.....	4	<b>8</b>	<b>Apkope.....</b>	<b>40</b>
1.5	Ierīces skaņas emisija.....	5	8.1	Apkopes grafiks.....	40
1.6	Atbilstība.....	5	8.2	Ierīces atkausēšana.....	42
1.7	SVHC vielas atbilstoši REACH regulai.....	5	8.3	Ierīces tīrīšana.....	42
<b>2</b>	<b>Vispārējie drošības norādījumi.....</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>Palīdzība klientam.....</b>	<b>43</b>
<b>3</b>	<b>Touch displeja darbības princips.....</b>	<b>7</b>	9.1	Tehniskie rādītāji.....	43
3.1	Navigācijas un simbolu skaidrojums.....	7	9.2	Tehnisks traucējums.....	43
3.2	Izvēlnes.....	7	9.3	Klientu serviss.....	44
3.3	Miera režīms.....	8	9.4	Datu plāksnīte.....	44
<b>4</b>	<b>Ekspluatācijas uzsākšana.....</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>Ekspluatācijas izbeigšana.....</b>	<b>44</b>
4.1	Uzstādīšanas nosacījumi.....	8	<b>11</b>	<b>Utilizācija.....</b>	<b>44</b>
4.2	Ierīces izmēri.....	9	11.1	Ierīces sagatavošana utilizācijai.....	44
4.3	Ierīces transportēšana.....	9	11.2	Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija.....	45
4.4	Ierīces izpakošana.....	9	<b>12</b>	<b>Papildinformācija.....</b>	<b>45</b>
4.5	Tīkla pieslēguma vada pievienošana.....	10	<b>13</b>	<b>Īsa instrukcija lietošanai ikdienā.....</b>	<b>47</b>
4.6	Aizsargsistēmas pret apgāšanos montāža.....	10			
4.7	Ierīces uzstādīšana.....	10			
4.8	Vairāku ierīču uzstādīšana.....	11			
4.9	Darbības pēc uzstādīšanas.....	11			
4.10	Iepakojuma otrreizēja pārstrāde.....	11			
4.11	Durvju atbalsta nomainīšana.....	11			
4.12	Durvju nolīmeņošana.....	20			
4.13	Ierīces pievienošana pie elektroapgādes.....	20			
4.14	Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija).....	20			
4.15	Aprīkojuma ievietošana.....	21			
4.16	Starprežģis.....	21			
<b>5</b>	<b>Uzglabāšana.....</b>	<b>21</b>			
5.1	Norādes par uzglabāšanu.....	21			
<b>6</b>	<b>Vadība.....</b>	<b>22</b>			
6.1	Vadības un indikācijas elementi.....	22			
6.1.1	Statusa rādījums.....	22			
6.1.2	Indikatora simboli.....	22			
6.1.3	Akustiskie signāli.....	23			
6.2	Ierīces funkcijas.....	23			
6.2.1	Norādes par ierīces funkcijām.....	23			
6.2.2	Ierīces ieslēgšana un izslēgšana.....	23			
6.2.3	Temperatūra.....	23			
6.2.4	Temperatūras reģistrācija.....	24			
6.2.5	Apgaismojums.....	24			
6.2.6	Iestatījumu izvēlnes piekļuves aizsardzība.....	25			
6.2.7	Piekļuves kodi.....	26			
6.2.8	Apkopes intervāla atgādinājums.....	27			
6.2.9	Valoda.....	27			
6.2.10	Temperatūras mērvienība.....	28			
6.2.11	Ekrāna spilgtums.....	28			
6.2.12	Alarm Sound.....	28			
6.2.13	Key Sound.....	28			
6.2.14	WLAN savienojums.....	29			
6.2.15	LAN savienojums.....	30			
6.2.16	Ierīces informācija.....	31			
6.2.17	Darba stundas.....	31			
6.2.18	Programmatūra.....	31			
6.2.19	Atkausēšana.....	31			
6.2.20	Sensora kalibrēšana.....	32			
6.2.21	Temperatūras trauksmes signāls.....	32			
6.2.22	Durvju trauksmes signāls.....	33			
6.2.23	Gaismas trauksme.....	34			
6.2.24	Trauksmes signāla simulācija.....	34			
6.2.25	Trauksmes signāla tālāknosūtīšana.....	35			
6.2.26	Demonstrācijas režīms.....	36			
6.2.27	Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem.....	36			
6.3	Ziņojumi.....	37			
6.3.1	Brīdinājumi.....	37			
6.3.2	Atgādinājumi.....	39			

Ražotājs pastāvīgi strādā pie visu tipu un modeļu pilnveidošanas. Tādēļ ceram uz jūsu izpratni un paturam tiesības veikt izmaiņas formā, aprīkojumā un tehnoloģijā.

Simbols	Skaidrojums
	<b>Instrukcijas lasīšana</b> Lai iepazītos ar visām jaunās ierīces priekšrocībām, uzmanīgi izlasiet šajā pamācībā sniegtās norādes.
	<b>Papildinformācija internetā</b> Elektronisko pamācību ar izvērstu informāciju dažādās valodās atradīsiet internetā, noskenējot pamācības priekšējā lappusē esošo kvadrāt kodu vai ievadot servisa numuru tīmekļvietnē <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Servisa numuru atradīsiet datu plāksnītē:  <i>Fig. Piemēra attēlojums</i>
	<b>Ierīces pārbaude</b> Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu apkalpošanas dienestā.
	<b>Atšķirības</b> Šī instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem, tādēļ ir iespējamas atšķirības. Nodaļas, kas attiecas tikai uz noteiktām ierīcēm, apzīmētas ar zvaigznīti (*).
	<b>Norādes par veicamajam darbībām un veicamo darbību rezultāti</b> Norādes par veicamajam darbībām ir atzīmētas ar ▶. Veicamo darbību rezultāti ir atzīmēti ar ▷.
	<b>Videomateriāli</b> Videomateriāli par ierīcēm ir pieejami videotēkās "YouTube" kanālā "Liebherr-Hausgeräte".

## Atvērtā pirmkoda licences:

Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantotajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Šī lietošanas pamācība attiecas uz:

- SRPvg 1402
- SRPvg 1412
- SRPvg 6501
- SRPvg 6511
- SRPvg 8401
- SRPvg 8411

## 1 Ierīces pārskats

### 1.1 Piegādes komplektācija

Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu apkalpošanas dienestā. (skat. 9.3 Klientu serviss)

Piegāde sastāv no šādām daļām:

- Atsevišķi stāvoša ierīce
- Aprīkojums \*
- Montāžas materiāli \*
- Lietošanas pamācība
- Servisa grāmatiņa
- Kvalitātes sertifikāts \*
- Tīkla kabelis
- Komplekts stiprināšanai pie sienas

### 1.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats

SRPvg 6501  
SRPvg 8401




Fig. 1 Ilustratīvs attēlojums

- |   |  |
|---|--|
| (1) Datu plāksnīte                              | (6) Tīrīšanas ūdens novadīšanas atvere |
| (2) Novietošanas režģis                         | (7) Iekšējais apgaismojums *           |
| (3) Ritentiņi                                   | (8) Drošības termostata sensors        |
| (4) Slēdzene                                    | (9) P sensors                          |
| (5) Vadības elementi un temperatūras indikators | (10) Sensora ievade                    |

SRPvg 6511  
SRPvg 8411




Fig. 2 Ilustratīvs attēlojums

- |   |  |
|---|--|
| (1) Datu plāksnīte                              | (6) Tīrīšanas ūdens novadīšanas atvere |
| (2) Novietošanas režģis                         | (7) Iekšējais apgaismojums *           |
| (3) Ritentiņi                                   | (8) Drošības termostata sensors        |
| (4) Slēdzene                                    | (9) P sensors                          |
| (5) Vadības elementi un temperatūras indikators | (10) Sensora ievade                    |

SRPvg 1402

# Ierīces pārskats




Fig. 3 Ilustratīvs attēlojums

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| (1) Datu plāksnīte                              | (7) Iekšējais apgaismojums *    |
| (2) Novietošanas režģis                         | (8) Drošības termostata sensors |
| (3) Ritentiņi                                   | (9) P sensors                   |
| (4) Slēdzene                                    | (10) Sensora ievade             |
| (5) Vadības elementi un temperatūras indikators | (11) Starprežģis                |
| (6) Tīrīšanas ūdens novadīšanas atvere          |                                 |

SRPvg 1412




Fig. 4 Ilustratīvs attēlojums

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| (1) Datu plāksnīte | (7) Iekšējais apgaismojums * |
|--------------------|------------------------------|

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| (2) Novietošanas režģis                         | (8) Drošības termostata sensors |
| (3) Ritentiņi                                   | (9) P sensors                   |
| (4) Slēdzene                                    | (10) Sensora ievade             |
| (5) Vadības elementi un temperatūras indikators | (11) Starprežģis                |
| (6) Tīrīšanas ūdens novadīšanas atvere          |                                 |




Fig. 5 Ilustratīvs attēlojums

- |   |                  |
|---|------------------|
| (1) Bezpotenciālu trauksmes signāla izeja | (2) LAN saskarne |
|---|------------------|

## 1.3 Speciālais aprīkojums

### Norāde

Jūs saņemsiet piederumus, izmantojot servisa dienestu (skat. 9.3 Klientu serviss), un Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### SmartModule

Ierīci iespējams aprīkot ar SmartModule.

Tā ir WLAN un LAN saskarne savienojuma izveidei starp ierīci un ārēju dokumentācijas un trauksmes signālu sistēmu, piem., Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard nav pieejams visās valstīs. Pārbaudiet pieejamību, izmantojot kvadrātkodu (skat. 6.2.14 WLAN savienojums), ievadot savu modeli.

### Atvilktnu papildu aprīkošana

Veicot atvilktnu sistēmu papildu aprīkošanu Liebherr ledusskapjos / saldētavās, kuras izmanto pret temperatūru uzņēmīgu materiālu glabāšanai, piem., aukstumā glabājami medikamenti un atdzesējamie produkti, kas ir pakļauti īpašu standartu prasībām, ir nepieciešama temperatūras kvalifikācija. Atvilktnu papildu aprīkošana Liebherr ledusskapjos / saldētavās var radīt glabājamā produkta sabojāšanos vai glabājamā produkta bojājumus. Tādēļ papildu aprīkošana jāveic vienīgi ledusskapja / saldētavas ražotāja pilnvarotajam pakalpojuma sniedzējam.

## 1.4 Ierīces izmantošanas sfēra

### Noteikumiem atbilstoša lietošana

Šis laboratorijas ledusskapis ir piemērots produktu profesionālai glabāšanai temperatūras robežās:

- Durvis ar putu materiālu: -2 °C un 16 °C.\*
- Stikla durvis: 0 °C un 16 °C.\*

Raksturīgi glabājami produkti ir pētījumu paraugi, reaģenti, laboratorijas inventārs utt.

Pret temperatūru uzņēmīgu vielu glabāšana prasa neatkarīgas, pastāvīgi kontrolējošas trauksmes signālu sistēmas izmantošanu. Šai trauksmes signālu sistēmai jābūt izstrādātai tā, lai katru trauksmes signāla stāvokli varētu reģistrēt atbildīgā persona, lai varētu veikt atbilstošus pasākumus.

## Paredzamā nepareizā lietošana

Neizmantojiet ierīci šādiem lietojumiem:

- Tālāk norādīto produktu uzglabāšana un dzesēšana:
  - ķīmiski nestabilas, degošas vai kodīgas vielas
  - asins, plazma vai citi ķermeņa šķidrums, kas paredzēti infūzijai, lietojumam vai ievadīšanai cilvēka ķermenī.
- Izmantošana sprādzienbīstamās zonās.
- Izmantošana ārpus telpām vai mitrā vidē un vidē, kas ir pakļauta ūdens šļakatu iedarbībai.
- Izmantošana dzīvojamā zonā, jo šādās vidēs nevar nodrošināt piemērotu radiouztveršanas aizsardzību.\*

Nelietpratīga ierīces izmantošana nodara bojājumus ierīcē ievietotajām precēm vai izraisa pilnīgu to sabojāšanos.

## Klimata klases

Klimata klase, kurai paredzēta Jūsu iegādātā ierīce, norādīta datu plāksnītē.




Fig. 6 Datu plāksnīte

(X) Šī klimata klase norāda, kādos apkārtējās vides apstākļos ierīces darbināšana ir droša.

Klimata klase (X)	Maks. telpas temperatūra	Maks. rel. gaisa mitrums
7	35 °C	75 %

## Norāde

Minimāli pieļaujamā telpas temperatūra uzstādīšanas vietā ir 10 °C.

Ierīces iekšējā temperatūra nekad nepārsniedz apkārtējās vides temperatūru uzstādīšanas vietā.

Sasniedzot robežvērtības, uz stikla durvīm (atkarībā no aprīkojuma) un sāna sienām var veidoties kondensāts.

## 1.5 Ierīces skaņas emisija

Emitētais A-izsvērtais skaņas spiediena līmenis ierīces darbības laikā ir zemāks par 70 dB(A) (skaņas jauda rel. 1 pW).

## 1.6 Atbilstība

Saldēšanas aģenta cirkulācijas sistēmas hermētiskums ir pārbaudīts. Ierīce atbilst attiecīgajiem drošības noteikumiem.

ES atbilstības sertifikāts	
Ražotājs/izsniedzējs:	LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH
Adrese:	A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1
Apzīmētais ražojums atbilst turpmāk minēto Eiropas Direktīvu un Regulu prasībām:	
(ES) 2019/2020, 2014/35/ES, 2014/30/ES, 2011/65/ES	
ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē:	<a href="http://www.liebherr.com">www.liebherr.com</a>

## 1.7 SVHC vielas atbilstoši REACH regulai

Pēc turpmākās saites varat pārbaudīt, vai šī ierīce satur SVHC vielas atbilstoši REACH regulai: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 2 Vispārējie drošības norādījumi

Rūpīgi uzglabājiet šo lietošanas pamācību, lai jūs jebkurā brīdī varētu tai piekļūt.

Ja jūs ierīci nododat tālāk, tad nododiet kopā ar to arī lietošanas pamācību turpmākajam īpašniekam.

Lai pienācīgi un droši izmantotu ierīci, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Vienmēr ievērojiet tajā iekļautās norādes, drošības norādījumus un brīdinājuma norādījumus. Tie ir svarīgi, lai droši un nevainojami varētu uzstādīt un lietot ierīci.

### Bīstamība lietotājam!

- Šo ierīci drīkst lietot tikai speciālisti un laboratorijas personāls, kas bija apmācīts šim nolūkam, un labi pārzina visus drošības pasākumus darbam laboratorijā. Bērni, kā arī personas ar samazinātām fiziskajām, sensoriskajām vai garīgajām spējām vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu nedrīkst sākt šīs ierīces ekspluatāciju vai lietošanu.
- Kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai ierīci avārijas situācijā varētu ātri atvienot no strāvas. Turklāt tai jāatrodas ārpus ierīces aizmugures zonas.
- Ja ierīce tiek atvienota no strāvas, atvienošanu vienmēr veiciet, satverot kontaktdakšu. Nevelciet aiz kabeļa.

## Vispārējie drošības norādījumi

- Ja ierīce sabojājusies, izvelciet kontakt-dakšu vai izslēdziet drošinātāju.
- **BRĪDINĀJUMS!** Nesabojājiēt strāvas vadu. Nelietojiet ierīci ar bojātu elektrotīkla pieslēguma vadu.
- **BRĪDINĀJUMS!** Daudzdaļīgas kontakt-ligzdas/sadalītājus, kā arī citas elektroniskās ierīces (piem., halogēna transformatorus) nedrīkst novietot un lietot ierīču aizmugurē.
- **BRĪDINĀJUMS!** Nenoslēdziet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvējamajā korpusā.
- Uzticiet remontu un iejaukšanos ierīcē veikt tikai klientu apkalpošanas servisam vai citiem šim nolūkam sagatavotiem speciālistiem.
- Ierīci montējiet, pieslēdziet un utilizējiet tikai saskaņā ar norādījumiem.

### Ugunsbīstamība!

- Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents (dati norādīti datu plāksnītē) ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Izplūdis saldēšanas aģents var aizdegties.
  - **BRĪDINĀJUMS!** Nesabojājiēt aukstuma kontūru.
  - Ierīces iekšpusē nelietojiet aizdegšanās avotus.
  - **BRĪDINĀJUMS!** Nedarbiniet dzesēšanas nodalījumā elektroierīces, kuras neatbilst ražotāja ieteiktajai konstrukcijai.
  - Ja saldēšanas aģents izplūst: Novērsiet atklātas uguns vai aizdegšanās avotu tuvumu izplūdes vietai. Izvēdiniet telpu. Informējiet klientu apkalpošanas dienestu.
- Nedarbiniet ierīci eksplozīvu gāzu tuvumā.
- Neuzglabājiēt vai neizmantojiēt benzīnu vai citas ugunsnedrošas gāzes un šķidrumus ierīces tuvumā.
- Neglabājiēt ierīcē sprādzienbīstamas vielas, piem., aerosola baloniņus ar aizdedzināmu propelentu. Atbilstoši aerosola baloniņi ir atpazīstami pēc uzdrukātām norādēm par saturu vai liesmas simbola. Ja šādas gāzes izplūst, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, tās var uzliesmot.
- Netuvojiēties ierīcei ar aizdedzinātām svecēm, lampām un citiem priekšmetiem ar atklātu liesmu, lai ierīcē neizraisītu ugunsgrēku.
- Alkoholiskos šķidrumus vai citus alkoholu saturošus iepakojumus uzglabājiēt tikai cieši aizvērtā traukā. Eventuāli izliets alkohols, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, var uzliesmot.

### Nokrišanas un apgāšanās bīstamība:

- **BRĪDINĀJUMS!** Lai nepieļautu ierīces nestabilitātes bīstamību, tā jānostiprina atbilstoši norādēm.
- Ierīces cokolu, atvilktnes, durvis utt. neizmantojiēt kā pakāpienus vai balstus.

### Apsaldējumu, kurluma sajūtas un sāpju bīstamība:

- Nepieļaujiēt ilgstošu ādas kontaktu ar aukstām virsmām vai atdzēsētiem/sasaldētiem produktiem vai veiciēt aizsardzības pasākumus, piem., izmantojiēt cimdus.

### Savainošanās un bojājumu nodarīšanas risks:

- **BRĪDINĀJUMS!** Nelietojiet kādas citas mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkausēšanas procesa paastrināšanai, kā tikai tos, ko ir ieteicis ražotājs.
- **BRĪDINĀJUMS!** Savainojumu bīstamība no elektriskās strāvas trieciena! Zem pārsega atrodas strāvu vadošas detaļas. Iekšējā apgaismojuma gaismas diodes maina vai remontē tikai tehniskās apkopes serviss vai tam apmācīts speciālists.
- **IEVĒRĪBAI!** Ierīci atļauts darbināt tikai ar ražotāja oriģinālajiem piederumiem vai ražotāja apstiprinātiem citu piedāvātāju piederumiem. Lietotājs uzņemas risku, izmantojiēt neapstiprinātus piederumus.

### Saspiešanas risks:

- Atverot un aizverot durvis, nelieciēt rokas eņģēs. Var notikt pirkstu iespiešana.

### Speciālistu kvalifikācija:

Ierīci drīkst uzstādīt, pārbaudīt, apkopt un sākt tās ekspluatāciju tikai speciālisti, kas labi pārzina ierīces montāžu, ekspluatācijas sākšanu un ekspluatāciju. Speciālisti ir personas, kuras uz savas profesionālās izglītības, zināšanu un pieredzes pamata, kā arī uz savu zināšanu par attiecīgajiem standartiem pamata, spēj novērtēt un izpildīt viņiem uzdotos darbus un atpazīt iespējamos riskus. Viņiem jābūt izglītībai, instruktāžai un pilnvarojumam darbam ar ierīci.

### Simboli uz ierīces:



Simbols var atrasties uz kompresora. Tas attiecas uz eļļu kompresorā un norāda uz šādu risku: **pēc norīšanas un iekļūšanas elpvados var būt nāvējošs.** Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Parastā darba režīmā riska nav.



**BRĪDINĀJUMS!** Ugunsbīstamība / aizdedzināmi materiāli. Simbols atrodas uz kompresora un apzīmē ugunsnedrošu vielu risku. Nenoņemiet šo uzlīmi.



Simbols atrodas ierīces aizmugurē trauksmes releja nodalījumā un norāda uz šādu bīstamību: **elektriskais trieciens!** Arī tad, kad ierīce ir atvienota no elektrotīkla, tajā vēl var būt saglabāties parazītiskais spriegums. Nenoņemiet uzlīmes.



Šāda vai līdzīga uzlīme var atrasties ierīces mugurpusē. Tā norāda uz to, ka durvis un / vai korpusā atrodas vakuūmizolācijas paneli (VIP) vai perlīta paneli. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Nenoņemiet šo uzlīmi.

**Ievērojiet brīdinājuma norādījumus un papildu specifiskās norādes citās nodaļās:**

	<b>BĪSTAMI</b>	Apzīmē tiešu bīstamu situāciju, kuras sekas ir nāve vai smagi ķermeņa savainojumi, ja šī situācija netiek novērsta.
	<b>BRĪDINĀJUMS</b>	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas var būt nāve vai smagi ķermeņa savainojumi, ja šī situācija netiek novērsta.
	<b>UZMANĪBU</b>	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas var būt viegli vai vidēji ķermeņa savainojumi, ja šī situācija netiek novērsta.
	<b>IEVĒRĪBAI</b>	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt mantas bojājumi, ja šī situācija netiek novērsta.
	<b>Norāde</b>	Apzīmē noderīgas norādes un padomus.

## 3 Touch displeja darbības princips

Jūs vadāt šo ierīci, izmantojot Touch displeju. Izmantojot Touch displeju (turpmāk tekstā saukts displejs), jūs izvēlaties ierīces funkcijas, viegli pieskaroties. Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.

### 3.1 Navigācijas un simbolu skaidrojums

Attēlos izmanto dažādus simbolus navigācijai ar displeju. Turpmākajā tabulā ir aprakstīti šie simboli.

Simbols	Apraksts
	<b>Navigācijas bultiņas uz priekšu nospiešana:</b> Pārvietojieties tālāk pirmajā izvēlnē.
	<b>Navigācijas bultiņas atpakaļ nospiešana:</b> Atgriezieties pirmajā izvēlnē.


Simbols	Apraksts
	<b>Navigācijas bultiņas atpakaļ nospiešana 3 sekundes:</b> Atgriezieties galvenajā izvēlnē vai no iestatījumu izvēlnes uz statusa rādījumu.
	<b>Navigācijas bultiņas vairākas reizes secīga nospiešana:</b> Pārvietojieties izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai.
	<b>Apstiprināšanas simbola nospiešana:</b> Aktivizējiet / deaktivizējiet funkciju. Atveriet apakšizvēlni.
	<b>Apstiprināšanas simbola kopā ar simbolu Atpakaļ nospiešana:</b> Atgriezieties par vienu izvēlnes līmeni.
	<b>Bultiņa ar pulksteni:</b> Paiet vairāk par 10 sekundēm, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	<b>Bultiņa ar laika norādi:</b> Paiet norādītais laiks, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	<b>Simbola "Iestatījumu izvēlne" atvēršana:</b> Pāreijiet uz iestatījumu izvēlni un atveriet iestatījumu izvēlni. Ja nepieciešams: Pārvietojieties iestatījumu izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai. (skat. 3.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana)
	<b>Simbola "Paplašināta izvēlne" atvēršana:</b> Pāreijiet uz paplašināto izvēlni un atveriet paplašināto izvēlni. Ja nepieciešams: Pārvietojieties paplašinātajā izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai. (skat. 3.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana)
<b>Nekādas darbības 10 sekunžu laikā</b>	Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.
<b>Durvju atvēršana un atkārtota aizvēršana</b>	Ja jūs atverat durvis un uzreiz tās atkal aizverat, rādījums atgriežas tieši uz statusa rādījumu.

*Piezīme: Displeja attēlus parāda ar jēdzieniem angļu valodā.*

### 3.2 Izvēlnes

Ierīces funkcijas ir sadalītas dažādās izvēlnēs.

# Ekspluatācijas uzsākšana

Izvēlne	Apraksts
Galvenā izvēlne	Kad jūs ieslēdzat ierīci, tad jūs automātiski atrodaties galvenajā izvēlnē. No šejienes jūs pārvietojaties uz svarīgākajām ierīces funkcijām, uz iestatījumu izvēlni un uz paplašināto izvēlni.
 Iestatījumu izvēlne	Iestatījumu izvēlne satur papildu ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu. (skat. 3.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana)
 Paplašinātā izvēlne	Paplašinātā izvēlne satur īpašas ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu. Piekluve paplašinātai izvēlnei ir aizsargāta ar ciparu kodu <b>151</b> . (skat. 3.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana)

## 3.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana




Fig. 7 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Iestatījumu izvēlne ir atvērta.
- ▶ Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

## 3.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana




Fig. 8 Piekluve ar ciparu kodu **151**

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Paplašinātā izvēlne ir atvērta.
- ▶ Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

## 3.3 Miera režīms

Ja jūs 1 minūti nepieskaraties displejam, tad displejs pāriet miera režīmā. Miera režīmā rādījuma spilgtums ir apslāpēts.

### 3.3.1 Miera režīma pabeigšana

- ▶ Nospiediet jebkuru navigācijas bultiņu.
- ▷ Miera režīms ir pabeigts.

# 4 Ekspluatācijas uzsākšana

## 4.1 Uzstādīšanas nosacījumi



### BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka bīstamība mitruma dēļ!

Ja strāvas vadošās daļas vai tīkla pieslēguma vadi kļūst mitri, var notikt īssavienojums.

- ▶ Ierīce ir izstrādāta izmantošanai slēgtās telpās. Nedarbiniet ierīci brīvā dabā vai mitruma un ūdens strūkļas apvidū.

### 4.1.1 Uzstādīšanas vieta



### BRĪDINĀJUMS

Izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!

Ugunsgrēks. Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

- ▶ Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

- Nenovietojiet ierīci vietā, kas nav pasargāta no tiešajiem saules stariem, atrodas tuvu plītij, radiatoriem u. tml.
- Optimāla uzstādīšanas vieta ir sausa un labi vēdināma telpa.
- Uzstādot ierīci ļoti mitrā vidē, uz tās ārējās malas var veidoties kondensāts. Centieties vienmēr nodrošināt labu gaisa cirkulāciju uzstādīšanas vietā.
- Jo lielāks saldēšanas aģenta daudzums atrodas ierīcē, jo lielākai jābūt telpai, kurā novietota ierīce. Pārāk mazās telpās noplūdes gadījumā var rasties aizdedzināms gāzes-gaisa maisījums. Uz katrām 8 g saldēšanas aģenta uzstādīšanas vietai jābūt vismaz 1 m<sup>3</sup> lielai. Dati par esošo saldēšanas aģentu norādīti datu plāksnītē ierīces iekšpusē.
- Ierīces atrašanās vietā grīdai jābūt horizontālai un līdzenai.
- Uzstādīšanas vietai jābūt ar nestspēju, kas atbilst ierīces svaram kopā ar maksimālo ierīces produktu piekrāvumu. (skat. 9.1 Tehniskie rādītāji)
- Izmantošana sprādzienbīstamās zonās nav pieļaujama.



## 4.1.2 Elektriskais pieslēgums



### BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga uzstādīšana!  
Ja tīkla kabelis vai kontaktdakša saskaras ar ierīces mugurpusi, ierīces vibrācija var sabojāt tīkla kabeli vai kontaktdakšu, tā ka var notikt īssavienojums.

- ▶ Uzmaniet, lai zem ierīces neiestrēgtu tīkla kabelis, kad uzstādāt ierīci.
- ▶ Ierīci uzstādīt tā, lai tā nesaskartos ar kontaktdakšām vai tīkla kabeļiem.
- ▶ Nepievienojiet pie kontaktligzdām ierīces aizmugures zonā nekādas ierīces.
- ▶ **Nenovietojiet un nelietojiet** daudzdaļīgas kontaktligzdas vai sadalītājus, kā arī citas elektroniskās ierīces (piem., halogēna transformatorus) ierīču aizmugurē.

## 4.2 Ierīces izmēri




Fig. 9 Ilustratīvs attēlojums




Fig. 10 Ilustratīvs attēlojums

	SRPvg 1402 SRPvg 1412	SRPvg 6501 SRPvg 6511
A	2135 mm	2135 mm
B	1427 mm	697 mm
C	867 mm	867 mm
D	1500 mm	1500 mm

	SRPvg 1402 SRPvg 1412	SRPvg 6501 SRPvg 6511
E	1532 mm	1532 mm

	SRPvg 8401 SRPvg 8411
A	2135 mm
B	787 mm
C	1017 mm
D	1740 mm
E	1772 mm

A = ierīces augstums, ieskaitot kājiņas (minimums) / ritenīšus

B = ierīces platums bez roktura

C = ierīces dziļums bez roktura

D = ierīces dziļums ar atvērtām durvīm

E = ierīces dziļums ar roktura izvirzījumu un pretapgāšanās turētāju

## 4.3 Ierīces transportēšana



### BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks ar stikla lauskām!\*

Transportējot vairāk nekā 1500 m augstumā, var saplīst durvju stikla plāksnes. Šķembas ir ar asām malām, un tās var izraisīt smagus savainojumus.

- ▶ Veiciet piemērotus aizsardzības pasākumus.



### BĪSTAMI

Savainošanās un bojājumu risks, ko rada smaga ierīce!

- ▶ Transportējiet ierīci vienmēr ar vismaz divām personām.



### BĪSTAMI

Savainošanās un bojājumu risks, ko rada apkrītoša ierīce!

- ▶ Ievērojiet pamatnes nelīdzenumus un rampas ierīces transportēšanas laikā.

### Ierīces transportēšanas laikā ievērojiet:

- ▶ Transportējiet ierīci stāvus stāvoklī.
- ▶ Ja nepieciešams: Izjauciet divdurvju ierīces transportēšanas nolūkos.

### Pirmreizējās ekspluatācijas gadījumā:

- ▶ Transportējiet ierīci iepakotā veidā.

### Veicot ierīces transportēšanu pēc pirmreizējās ekspluatācijas (piem., pārceļšanās uz citu dzīves vietu vai tīrīšana):

- ▶ Iztukšojiet ierīci.
- ▶ Nodrošiniet durvis pret nejaušu atvēršanu.

## 4.4 Ierīces izpakošana

- ▶ Pārbaudiet ierīci un iepakojumu, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Vērsieties nekavējoties pie piegādātāja, ja nojaušat kādus bojājumus. Nepievienojiet ierīci pie barošanas avota.

- ▶ Noņemiet no ierīces aizmugures vai sānu sienīņām visus iepakojuma materiālus, kas var traucēt pienācīgu uzstādīšanu vai pieplūdes un izplūdes ventilāciju.

# Ekspluatācijas uzsākšana

## 4.5 Tīkla pieslēguma vada pievienošana




Fig. 11

- ▶ Ievietojiet tīkla pieslēguma vada vājstrāvas ierīces ligzdu Fig. 11 (1) ierīces aizmugurē.
- ▶ Uzstādiet nostiepuma atslogošanas palīgierīci. Fig. 11 (2)

## 4.6 Aizsargsistēmas pret apgāšanos montāža



### BRĪDINĀJUMS

Savainošanās un bojājumu risks, ko rada apkrītoša ierīce! Apdraud dzīvību un rada ierīcei materiālus zaudējumus. Ierīce bez uzmontētas aizsargsistēmas pret apgāšanos var apgāzties, ka jūs, piem., atverat durvis vai izvelkat nodalījumus.

- ▶ Pirms sākat ierīces lietošanu: Uzmontējiet aizsargsistēmu pret apgāšanos **vienmēr** atbilstoši norādījumiem.




Fig. 12

Aizsargsistēma pret apgāšanos ir pievienota ierīcei. Tā sastāv no turētājalementa, skavas, astoņām paplāksnēm un astoņiem uzgriežņiem.




Fig. 13

- ▶ Uzmontējiet skavu pie ierīces, izmantojot klātpievienotās paplāksnes un uzgriežņus.
- ▶ Piebīdiet ierīci ar uzmontētajiem turētājalementiem pie sienas.
- ▶ Nolīmeņojiet ierīci.




Fig. 14

- ▶ Veiciet uz sienas atzīmes.
- ▶ Atbīdiet ierīci atkal nost.




Fig. 15

Izmantojiet sienas vai pamatnes īpašībām (koka, betona) piemērotu stiprināšanas materiālu (piem., dībeļus) un pietiekami daudz stiprinājuma punktu.

- ▶ Piestipriniet stiprinājuma āķus.

## 4.7 Ierīces uzstādīšana



### UZMANĪBU

Savainošanās un bojājumu nodarīšanas risks!

- ▶ Veiciet ierīces uzstādīšanu pa diviem.



### UZMANĪBU

Savainošanās un bojājumu nodarīšanas risks!

Durvis var atsisties pret sienu un saplīst. Bojātais stikla durvju stikls var radīt savainojumus!

- ▶ Aizsargājiet durvis, lai tās neatsistos pret sienu. Pie sienas pievienojiet durvju aizmūri, piem., no filca.

- ▶ Visas nepieciešamās detaļas (piemēram, tīkla kabeli) pievienojiet ierīces aizmugurē un virziet sāniski.

### Norāde

Kabeļi var tikt bojāti!

- ▶ Atbīdīšanas laikā neiespiediet kabeli.

- ▶ Piebīdiet ierīci pie sienas tā, lai turētājalementi nofiksētos stiprinājuma āķos.

Tagad ierīce ir nostiprināta pret apgāšanos.

- ▶ To atkal iespējams atbrīvot, atliecot uz atpakaļ stiprinājuma āķus.

- ▶ Attālumam starp ierīces augšmalu un telpas griestiem jābūt vismaz 300 mm.

## 4.8 Vairāku ierīču uzstādīšana

### IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada kondensāts starp sāna sienām!

- ▶ Nenovietojiet ierīci tieši blakus citam ledusskapim.
- ▶ Uzstādiet ierīces, ievērojot 3 cm savstarpējo atstatumu.
- ▶ Vairākas ierīces uzstādiet blakus citu citai tikai tad, ja netiek pārsniegta 35 °C temperatūra un 65 % gaisa mitruma līmenis.
- ▶ Ja gaisa mitruma līmenis ir augstāks, atstatums starp ierīcēm ir jāpalielina.




Fig. 16 Side-by-Side uzstādīšana

### Norāde

Side-by-Side komplekts kā piederums ir pieejams Liebherr klientu servisā. (skat. 9.3 Klientu serviss)

## 4.9 Darbības pēc uzstādīšanas

- ▶ Noņemiet aizsargplēves. \*
- ▶ Notīriet ierīci. (skat. 8.3 Ierīces tīrīšana)
- ▶ Pēc vajadzības: Dezinficējiet ierīci.
- ▶ Saglabājiet rēķinu, lai servisa pakalpojumu gadījumā varētu paziņot ierīces un tirgotāja datus.

## 4.10 Iepakojuma otrreizēja pārstrāde



### BRĪDINĀJUMS

Briesmas noslāpt, rotaļājoties ar iepakojuma materiālu un plēvē!

- ▶ Neļaut bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiāliem.

Iepakojums ir izgatavots no otrreizēji izmantojamām izejvielām:

- Gofrētais kartons/kartons
- Daļas no putu polistirola
- Plēves un maisiņi - no polietilēna
- Stiprinājuma lentes - no polipropilēna
- naglots koka rāmis ar polietilēna paplāksni\*
- ▶ Nogādāt iepakojuma materiālu oficiālā savākšanas vietā.

## 4.11 Durvju atbalsta nomainīšana

### 4.11.1 Drošības norādījumi



### BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada neprofesionāla durvju atbalsta maiņa!

- ▶ Durvju atturis jānomaina kvalificētam personālam.



### BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks un materiālie zaudējumi, ko rada liels durvju svars!

- ▶ Veiciet pārveidi, ja varat pārnēsāt 45 kg lielu svaru.
- ▶ Veiciet pārveidi tikai ar divām personām.

### IEVĒRĪBAI

Strāvu vadošas daļas!

Elektrisko detaļu bojājums.

- ▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu, pirms veicat durvju atdura maiņu.

### 4.11.2 Instruments



### 4.11.3 Agregāta pārsega atvēršana

- ▶ Atveriet durvis.




Fig. 17

- ▶ Izņemiet skrūves.




Fig. 18

# Ekspluatācijas uzsākšana

- ▶ Paceliet agregāta pārsegu uz augšu.
- ▶ Noturiet pārsegu.

-vai-




Fig. 19

- ▶ Nofiksējiet pārsegu.

## 4.11.4 Durvju demontāža

### 4.11.4 Durvju demontāža (stikla durvis)\*




Fig. 20

- ▶ Izņemiet skrūvi.




Fig. 21

- ▶ Izņemiet gultņa balsta fiksatoru.




Fig. 22

- ▶ Izņemiet skrūves.




Fig. 23

- ▶ Atskrūvējiet skrūvi.




Fig. 24

- ▶ Paceliet mazliet durvis Fig. 24 (1), apakšā sagāziet uz priekšu Fig. 24 (2) un nolaidiet Fig. 24 (3).
- ▶ Nolieciet durvis uz mīksta paliktņa.
- ▶ Stikla durvis ir demontētas.

### 4.11.4 Durvju demontāža (durvis ar putu materiālu)\*




Fig. 25

- ▶ Izņemiet skrūves.




Fig. 26

- ▶ Atskrūvējiet skrūvi.




Fig. 27

- ▶ Paceliet mazliet durvis Fig. 27 (1), apakšā sagāziet uz priekšu Fig. 27 (2) un nolaidiet Fig. 27 (3).
- ▶ Nolieciet durvis uz mīksta paliktņa.
- ▷ Durvis ar putu materiālu ir demontētas.

## 4.11.5 Apakšējās slēgšanas sistēmas pārveide




Fig. 28

- ▶ Izvelciet apakšējo lokāmo kronšteinu no durvīm.

### IEVĒRĪBAI

- Savainošanās risks, ko rada nospiegota atspere!
- ▶ Neizjauciet durvju slēgšanas sistēmu Fig. 29 (1).




Fig. 29

- ▶ Pagrieziet slēgšanas sistēmu Fig. 29 (2), līdz tā noklikšķ.
- ▷ Slēgšanas sistēmas priekšspriegojums ir atbrīvots.




Fig. 30 Labās puses atbalsts

- ▶ Atskrūvējiet uzgriezni.

### Norāde

- Augstuma regulēšanas paplākšņu nepareizs izkārtojums. Uzgriežņa stiprinājums vairs nav pietiekami iespējams.
- ▶ Paplākšnei jānofiksējas slēgšanas sistēmas apakšpusē.




Fig. 31




Fig. 32 Kreisās puses atbalsts

# Ekspluatācijas uzsākšana

- ▶ Pārļieciet slēgšanas sistēmu un pieskrūvējiet, ievērojiet slēgšanas sistēmas izvietojumu.
- ▷ Apakšējā slēgšanas sistēma ir pārveidota.

## 4.11.6 Augšējās slēgšanas sistēmas pārveide

### 4.11.6 Augšējās slēgšanas sistēmas pārveide (stikla durvis)\*




Fig. 33

- ▶ Izņemiet skrūves.




Fig. 34

- ▶ Noņemiet divdaļīgo lokāmo kronšteinu.




Fig. 35

- ▶ Izjauciet divdaļīgo lokāmo kronšteinu. Fig. 35 (1)
- ▶ Salieciet atkal kopā divdaļīgo lokāmo kronšteinu, pagrieztu par 180°. Fig. 35 (2)




Fig. 36

- ▶ Izņemiet skrūves un noņemiet pārsegu.




Fig. 37

- ▶ Noņemiet lokāmo kronšteinu.




Fig. 38

- ▶ Pārļieciet lokāmo kronšteinu pretējā pusē, pagrieztu par 180°.




Fig. 39

- ▶ Pieskrūvējiet lokāmo kronšteinu.
- ▶ Uzlieciet pārsegu.




Fig. 40

- ▶ Pārļieciet divdaļīgo lokāmo kronšteinu pretējā pusē.

## Norāde

Neiespiediet kabeli.




Fig. 41

- ▶ Pieskrūvējiet divdaļīgo lokāmo kronšteinu.
- ▷ Augšējā slēgšanas sistēma ir pārveidota.

### 4.11.6 Augšējās slēgšanas sistēmas pārveide (durvis ar putu materiālu)\*




Fig. 42

- ▶ Noņemiet pārsegu.




Fig. 43

- ▶ Pārlieciet tapu lokāmajā kronšteinā.
- ▶ Pievelciet tapu ar **griezies momentu 12 Nm**.




Fig. 44

- ▶ Uzlieciet pārsegu.
- ▷ Augšējā slēgšanas sistēma ir pārveidota.

### 4.11.7 Slēdzenes pārlikšana

#### 4.11.7 Slēdzenes pārlikšana (mehāniskā slēdzene)




Fig. 45

- ▶ Izņemiet skrūvi un izvelciet slēdzeni.




Fig. 46

- ▶ Pārlieciet pārsegu pretējā pusē.

# Ekspluatācijas uzsākšana




Fig. 47

- ▶ Ievietojiet un pieskrūvējiet slēdzeni.
- ▷ Mehāniskā slēdzene ir pārlikta.

## 4.11.8 Gultņa balsta pārlikšana

### 4.11.8 Gultņa balsta pārlikšana (ritentiņiem)



#### BRĪDINĀJUMS

Savainošanās un bojājumu risks, ko rada apkrītoša ierīce! Briesmas dzīvībai, kā arī ierīces materiālie zaudējumi. Ja jūs demontējat ritentiņus no ierīces, ierīce var apgāzties.

- ▶ Pirms sākat ierīces pārveidi: Nostipriniet ierīci pret apgāšanos.




Fig. 48

- ▶ Noskrūvējiet ritentiņus.




Fig. 49

- ▶ Noskrūvējiet ritentiņus ar gultņa balstu.




Fig. 50

- ▶ Pārliciet pārsegu.




Fig. 51

- ▶ Pieskrūvējiet ritentiņus.




Fig. 52

- ▶ Pieskrūvējiet ritentiņus ar gultņa balstu.
- ▷ Gultņa balsts ir pārlikts.

## 4.11.9 Durvju pārveide

### 4.11.9 Durvju pārveide (stikla durvis)\*




Fig. 53

- ▶ Izvelciet augšējo slēgšanas sistēmu no durvīm.

#### IEVĒRĪBAI

Savainošanās risks, ko rada nospriegota atspere!

- ▶ Neizjauciet durvju slēgšanas sistēmu Fig. 54 (1).




Fig. 54

- ▶ Noņemiet uzgriezni Fig. 54 (2).
- ▶ Noņemiet čaulu Fig. 54 (3).






Fig. 55 Ilustratīvs attēlojums

- Pagrieziet durvis pa 180°.




Fig. 56 Labās puses atbalsts




Fig. 57 Kreisās puses atbalsts

- Salieciet kopā augšējo slēgšanas sistēmu un ievietojiet eņģu pusē, ievērojiet čaulas izvietojumu.
- ▷ Stikla durvis ir pārveidotas.

## 4.11.9 Durvju pārveide (durvis ar putu materiālu)\*




Fig. 58

- Izvelciet eņģes ieliktni pretējā pusē.




Fig. 59

- Pagrieziet durvis pa 180°.

# Ekspluatācijas uzsākšana




Fig. 60

- ▶ Ievietojiet eņģes ieliktni augšā eņģu pusē (saplacinātā pusē ir vērsta uz āru).
- ▷ Durvis ar putu materiālu ir pārveidotas.

## 4.11.10 Apakšējās slēgšanas sistēmas montāža




Fig. 61

- ▶ Iebīdīdīet slēgšanas sistēmu durvīs.




Fig. 62 Durvis no apakšas

- ▷ Slēgšanas sistēmas izvietojums pirms kreisās puses atbalsta (L) labās puses atbalsta (R) montāžas.

## 4.11.11 Durvju montāža

### 4.11.11 Durvju montāža (stikla durvis)\*




Fig. 63

- ▶ Pievelciet mazliet skrūvi.




Fig. 64

- ▶ Ievadiet augšā durvis mazliet sagāztā veidā Fig. 64 (1), nolīmeņojiet durvis taisni Fig. 64 (2) un uzlieciet apakšā uz gultņa balsta skrūves Fig. 64 (3).




Fig. 65

- ▶ Pieskrūvējiet durvis.




Fig. 66

- ▶ Grieziet mazliet gultņa balsta fiksatoru Fig. 66 (1) un uzlieciet uz čaulas Fig. 66 (2).




Fig. 67

- ▶ Pagrieziet mazliet atpakaļ gultņa balsta fiksatoru Fig. 67 (1), spiediet uz leju Fig. 67 (2) un nofiksējiet lokāmajā kronšteinā.




Fig. 68

- ▶ Atveriet durvis.
- ▶ Pieskrūvējiet gultņa balsta fiksatoru.
- ▷ Stikla durvis ir uzstādītas.

#### 4.11.11 Durvju montāža (durvis ar putu materiālu)\*




Fig. 69

- ▶ Pievelciet mazliet skrūvi.




Fig. 70

- ▶ Ievadiet augšā durvis mazliet sagāztā veidā Fig. 70 (1), nolīmeņojiet durvis taisni Fig. 70 (2) un uzlieciet apakšā uz gultņa balsta skrūves Fig. 70 (3).




Fig. 71

- ▶ Pieskrūvējiet durvis.
- ▷ Durvis ar putu materiālu ir uzstādītas.

#### 4.11.12 Agregāta pārsega aizvēršana




Fig. 72

- ▶ Aizveriet agregāta pārsegu.

#### Norāde

Neiespiediet kabeli.

# Ekspluatācijas uzsākšana




Fig. 73

- ▶ Pieskrūvējiet agregāta pārsegu.
- ▶ Aizveriet durvis.
- ▷ Durvju atbalsts ir nomainīts.

## 4.12 Durvju nolīmeņošana

### 4.12.1 Durvju horizontālā nolīmeņošana

Ja durvis nav taisnas, tad jūs varat paregulēt durvis pie apakšējā lokāmā kronšteina.




Fig. 74

- ▶ Izņemiet vidējo skrūvi apakšējā lokāmajā kronšteinā.




Fig. 75

- ▶ Atskrūvējiet mazliet abas skrūves un pārbīdi durvis ar lokāmajiem kronšteinu pa labi vai pa kreisi.
- ▶ Pievelciet skrūves līdz galam (vidējā skrūve vairs nav nepieciešama).
- ▷ Durvis ir taisni nolīmeņotas.

## 4.13 Ierīces pievienošana pie elektroapgādes



### BRĪDINĀJUMS

Elektriskā trieciena risks un savainošanās risks, ko rada bojāta ierīce vai bojāts tīkla pieslēguma vads! Briesmas dzīvībai un griezti savainojumi. Ja ierīce vai tīkla pieslēguma vads transportēšanas laikā bija bojāts, tad jūs varat gūt nāvējošu elektrisko triecienu. Turklāt jūs varat sagriezties pie ierīces korpusa bojātajām daļām.

- ▶ Pārbaudiet ierīci un tīkla pieslēguma vadu pēc transportēšanas, vai nav bojājumu.
- ▶ Nesāciet lietot ierīci nekādā gadījumā, ja ir bojāta ierīce vai tīkla pieslēguma vads.
- ▶ Sazinieties ar klientu servisu.

Jūs pievienojat šo ierīci pie elektrotīkla, izmantojot atsevišķi piegādāto tīkla pieslēguma vadu. Tīkla pieslēguma vada vienā galā ir vājstrāvas ierīces ligzda un otrā galā tīkla kontaktdakša.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ierīce un tīkla pieslēguma vads nav bojāti.
- Ierīce ir uzstādīta atbilstoši noteikumiem. (skat. 4.5 Tīkla pieslēguma vada pievienošana)
- Ir ievērotas elektriskā pieslēguma prasības. (skat. 4.1 Uzstādīšanas nosacījumi)
- Izmēri pieslēgumam atbilstoši noteikumiem ir zināmi un ievēroti.
- Tīkla spriegums un frekvence atbilst norādēm datu plāksnītē.
- Kontaktligzda ir iezemēta atbilstoši noteikumiem un elektriski aizsargāta ar drošinātāju.
- Drošinātāja atkrišanas strāva atrodas diapazonā no 10 A līdz 16 A.
- Kontaktligzda ir viegli pieejama un neatrodas ierīces aizmugurē.

### IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga lietošana! Ierīces elektrisko komponentu bojājums.


- ▶ Izmantojiet vienīgi komplektā iekļauto tīkla pieslēguma vadu.



### BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga pievienošana! Apdegumi. Ierīces bojājumi.

- ▶ Neizmantojiet pagarinātājus.
- ▶ Neizmantojiet sadales ierīces.



### IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga pievienošana! Ierīces bojājumi.

- ▶ Nepievienot ierīci pie savrupa strāvas pārveidotāja, piem., saules elektrostacijām un benzīna ģeneratoriem.
- ▶ Pievienojiet tīkla pieslēguma vada tīkla kontaktdakšu pie elektroapgādes. Ievērojiet tīkla kontaktdakšas nostiprinājumu kontaktligzdā.
- ▷ Displejā parādās gaidstāves simbols.
- ▷ Ja 60 sekunžu laikā nenotiek nekādas darbības: Gaidstāves simbols izbalē vai izzūd.
- ▷ Ierīce ir pievienota. Pirmreizējo ekspluatāciju skatiet šādās nodaļās vai lietošanas pamācībā.

## 4.14 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija)

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ierīce ir uzstādīta un pieslēgta.
- Visas līmlentes, līmējamās plēves un aizsargplēves, kā arī transportēšanas stiprinājumi ierīcē un uz ierīces ir noņemti.




Fig. 76 Ilustratīvs attēlojums

Gaidstāves simbols mirgo līdz brīdim, kad palaides process ir pabeigts.

Displejā atkal parādās gaidstāves simbols.

Ja ierīce tiek piegādāta ar rūpnīcas iestatījumiem, ekspluatācijas sākšanas laikā vispirms ir jāizvēlas ekrāna valoda.




Fig. 77

► Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.




Fig. 78

► Ierīce ir ieslēgta, tiklīdz displejā parādās temperatūras rādījums.

► Temperatūras indikators mirgo līdz iestatītā temperatūra ir sasniegta.

## 4.15 Aprīkojuma ievietošana

### 4.15.1 Aizturu līstu ievietošana




Fig. 79 Ilustratīvs attēlojums

► Iekabiniet aizturu līstes viru mehānismā Fig. 79 (1). Atzīmei Fig. 79 (2) jābūt vērstai virzienā uz priekšu.

### 4.15.2 Balsta sliedes ievietošana




Fig. 80 Ilustratīvs attēlojums

► Iebīdiet balsta sliedi aizturu līstē un iekabiniet priekšā.

## 4.16 Starprežģis

### 4.16.1 Starprežģa ievietošana




Fig. 81 Ilustratīvs attēlojums

► Uzlieciet starprežģi uz balsta sliedēm.

## 5 Uzglabāšana

### 5.1 Norādes par uzglabāšanu





Fig. 82 Ilustratīvs attēlojums

# Vadība

Produktu ievietošanas laikā ņemiet vērā:

- ❑ Ja novietošanas režīji *Fig. 82 (1)* ir novirzāmi, pielāgojiet tos pēc augstuma.
- ❑ Nemiet vērā ierīces maksimālo piekrāvumu. (skat. 9.1 Tehniskie rādītāji)
- ❑ Ievietojiet ierīcē uzglabājamus produktus, tiklīdz ir sasniegta uzglabāšanas temperatūra (dzesēšanas ķēdes ievērošana).
- ❑ Atdzesējamie produkti nedrīkst pieskarties aizmugurējai sienai.
- ❑ Atdzesējamie produkti neizvirzās ārpus plauktiem.
- ❑ Uzglabājiet šķidrums slēgtās tvertnēs.
- ❑ Dzesējamus produktus novietojiet atstātus citu no cita, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt.
- ❑ Atdzesējamais produkts nedrīkst pārsniegt krautnes atzīmi.  Tas ir nepieciešams nevainojamai gaisa cirkulācijai un vienmērīgam temperatūras sadalījumam visā iekšējā nodalījumā.

## 6 Vadība

### 6.1 Vadības un indikācijas elementi

Displejs sniedz ātru pārskatu par ierīces pašreizējo stāvokli, temperatūras iestatījumu, funkciju un iestatījumu stāvokli, kā arī trauksmes un kļūdu paziņojumiem.

Ierīces vadību veic ar navigācijas taustiņu un apstiprināšanas simbola palīdzību.

Var tikt aktivizētas un deaktivizētas funkcijas un izmainītas iestatījumu vērtības.




Fig. 83 Displejs

- (1) Statusa rādījums
- (2) Navigācijas bultiņa atpakaļ
- (3) Navigācijas bultiņa uz priekšu
- (4) Apstiprināšana

#### 6.1.1 Statusa rādījums







Fig. 84 Statusa rādījums ar faktisko temperatūru

Statusa rādījums rāda faktisko temperatūru un ir sākuma rādījums. No turienes veic navigāciju uz funkcijām un iestatījumiem. Statusa rādījums var attēlot dažādus indikatora simbolus.

#### 6.1.2 Indikatora simboli

Indikatora simboli sniedz ziņas par pašreizējo ierīces stāvokli.

Simbols	Ierīces stāvoklis
	<b>Gaidstāve (Standby)</b> Ierīce ir izslēgta.
	<b>Pulsējošs gaidstāves simbols</b> Ierīce ieslēdzas.
	<b>Pulsējoša temperatūra</b> Mērķa temperatūra vēl nav sasniegta. Ierīce dzesē produktus līdz iestatītajai temperatūrai.
	<b>Temperatūras indikators</b> Rāda pašreizējo temperatūru ierīces iekšējā nodalījumā
	<b>Mainīgs temperatūras/atkausēšanas simbols rādījums ar baltu joslu</b> Ierīce darbojas manuālās atkausēšanas režīmā
	<b>D rādījumā</b> Ierīce darbojas demonstrācijas režīmā.
	<b>Atgādinājums par apkopi</b> Iestatītais laika intervāls ir pagājis.
	<b>Pilna datu atmiņa</b> Datu atmiņa (999 stundas) ir pilna. No šī brīža vecākie dati tiks pārrakstīti.
	<b>Mirgojošs simbols</b> Vēl ir aktīva viena kļūda.
	<b>Kļūdas simbols</b> Ierīce ieslēgusies kļūmes stāvoklī.
	<b>Balta josla apakšā</b> Apakšizvēlne
	<b>Balta josla augšā</b> Noklusējums, aktīvais iestatījums vai aktīvā vērtība
	<b>Pieaugoša josla</b> Spiediet taustiņu 3 sekundes, lai aktivizētu iestatījumu.

Simbols	Ierīces stāvoklis
	<b>Dilstoša josla</b> Spiediet taustiņu 3 sekundes, lai deaktivizētu iestatījumu.

Statusa rādījuma simboli

## 6.1.3 Akustiskie signāli

Signāls atskan šādos gadījumos:

- Kad tiek apstiprināta kāda funkcija vai vērtība.
- Kad nav iespējams aktivizēt vai deaktivizēt kādu funkciju vai vērtību.
- Tiklīdz rodas kāda kļūda.
- Trauksmes paziņojuma raidīšanas gadījumā.

Trauksmes skaņas signālus ir iespējams ieslēgt un izslēgt klienta izvēlnē.

## 6.2 Ierīces funkcijas

### 6.2.1 Norādes par ierīces funkcijām

Ierīces funkcijas rūpnīcā ir iestatītas tā, ka šī ierīce ir pilnīgi gatava ekspluatācijai.

Pirms jūs izmaināt, aktivizējat vai deaktivizējat ierīces funkcijas, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Jūs esat izlasījis un izpratis aprakstus par displeja darbības principu. (skat. 3 Touch displeja darbības princips)
- Jūs esat iepazinies ar šīs ierīces vadības un indikācijas elementiem. (skat. 6.1 Vadības un indikācijas elementi)

### 6.2.2 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Šis iestatījums nodrošina visas ierīces ieslēgšanu un izslēgšanu.

#### Ierīces ieslēgšana

**Bez aktivizēta DemoMode:**



Fig. 85

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

**Ar aktivizētu DemoMode:**




Fig. 86

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

#### Norāde

DemoMode pirms iztecināšanas deaktivizējiet.



Fig. 87

- ▷ Displejā parādās temperatūras rādījums.

### Ierīces izslēgšana



Fig. 88




Fig. 89

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Displejs parāda gaidstāves simbolu.
- ▷ Displejs izslēdzas pēc apmēram 10 minūtēm.

### 6.2.3 Temperatūra

Temperatūra ir atkarīga no šādiem faktoriem:

- durvju atvēršanas biežums
- durvju atvēršanas ilgums
- telpas temperatūra, kur uzstādīta ierīce
- dzesējamo produktu veids, temperatūra un daudzums

#### Norāde

Dažās iekšējā nodalījuma zonās gaisa temperatūra var atšķirties no temperatūras rādījumā redzamās vērtības.

#### Temperatūras iestatīšana



Fig. 90




Fig. 91 Temperatūras pārslēgšana no 5,5 °C uz 6,9 °C

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Temperatūra ir iestatīta.

## 6.2.4 Temperatūras reģistrācija



Ierīce parāda iekšējā nodalījuma minimālo un maksimālo temperatūru. Tās reģistrācija sākas automātiski pēc ierīces ieslēgšanas ar vienas minūtes intervālu. Pēc 999 stundu paišanas (apmēram 40 dienas) parāda norādi par pilnu datu atmiņu. Tādā gadījumā temperatūras reģistrāciju vajadzētu atiestatīt.

### Norāde

Ir ieteicams temperatūras reģistrāciju vienreiz atiestatīt ierīces ekspluatācijas sākšanas laikā **pēc iestatītās temperatūras sasniegšanas**. Tādējādi maksimālās temperatūras parādītā vērtība kļūst izteiksmīga.

### Temperatūras reģistrācijas parādīšana

Temperatūras reģistrācija parāda reģistrācijas ilgumu un šajā laikā izmērīto minimālo un maksimālo temperatūru.




Fig. 92




Fig. 93

- ▷ Parāda statusa ekrānu ar temperatūras reģistrācijas rādītājiem.

### Temperatūras reģistrācijas atiestate

Parādīto minimālo un maksimālo temperatūru jebkurā laikā var atiestatīt. Turklāt parādītās vērtības izdzēs un atkārtoti sāk reģistrācijas intervālu.




Fig. 94




Fig. 95

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Temperatūras reģistrācija ir atiestatīta.
- ▷ Reģistrācijas intervāls atkārtoti sākas.

## 6.2.5 Apgaismojums



Ierīce ir aprīkota ar iekšējo apgaismojumu.

Jūs varat nepārtraukti ieslēgt iekšējo apgaismojumu. (skat. Apgaismojuma ieslēgšana\*) \*

Ja jūs atverat ierīces durvis, iekšējais apgaismojums ieslēdzas.

Jūs varat šo funkciju arī deaktivizēt. (skat. Apgaismojuma izslēgšanās, atverot durvis\*) \*

### Apgaismojuma izslēgšana\*




Fig. 96




Fig. 97

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Apgaismojums ir izslēgts.

### Apgaismojuma ieslēgšana\*



Fig. 98






Fig. 99

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Apgaismojums ir ieslēgts.

**Apgaismojuma izslēgšanās, atverot durvis\***




Fig. 100




Fig. 101

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Atverot durvis, apgaismojums ir izslēgts.

**Apgaismojuma ieslēgšanās, atverot durvis\***




Fig. 102




Fig. 103

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Atverot durvis, apgaismojums ir ieslēgts.

**6.2.6 Iestatījumu izvēlnes piekļuves aizsardzība**



Šis iestatījums nodrošina iestatījumu izvēlnes piekļuves aizsardzību, izmantojot trīszīmju PIN kodu.

Lietojums:

- Iestatījumu un funkciju nejauša izmaiņa.
- Ierīces nejaušas izslēgšanas nepieļaušana.
- Nejaušas temperatūras regulēšanas nepieļaušana.

**Norāde**

- ▶ Turpmākajos piemēros izmanto rūpnīcā iepriekš iestatīto PIN kodu: **1 1 1**.

**Iestatījumu izvēlnes piekļuves aizsardzības aktivizēšana**



Fig. 104




Fig. 105

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Iestatījumu izvēlnes piekļuves aizsardzība ir aktivizēta.

**Iestatījumu izvēlnes piekļuves aizsardzības PIN koda nomainīšana**

Skatiet: (skat. 6.2.7 Piekļuves kodi)

**Iestatījumu izvēlnes piekļuves aizsardzības deaktivizēšana**




Fig. 106




Fig. 107

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Iestatījumu izvēlnes piekļuves aizsardzība ir deaktivizēta.

### Nodrošinātās iestatījumu izvēlnes atvēršana

Kad ir aktīva piekļuves aizsardzība, ir nepieciešama PIN koda ievade, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Tiklīdz izejat no iestatījumu izvēlnes, automātiski aktivizējas piekļuves aizsardzība.

- ▶ Spiediet navigācijas bultiņu tik bieži, līdz parāda atbilstošo funkciju.




Fig. 108

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ PIN kods ir pareizs.
- ▷ Iestatījumu izvēlne atveras.

### 6.2.7 Piekļuves kodi

Ir iespējami dažādi iestatījumi.

Lietojums:

- Iestatīšanas koda nomainīšana.
- Iestatīšanas koda atiestatīšana.



### Iestatījumu izvēlnes piekļuves aizsardzība

#### Iestatīšanas koda nomainīšana

Šis iestatījums sniedz iespēju nomainīt iestatījumu izvēlnes piekļuves aizsardzības iestatīšanas kodu.

Iestatīšanu veic 3 soļos:

- Vecā iestatīšanas koda ievade
- Jaunā iestatīšanas koda ievade
- Jaunā iestatīšanas koda apstiprināšana

#### Norāde

- ▶ Turpmākajā piemērā tiek nomainīts rūpnīcā iepriekš iestatītais iestatīšanas kods **1 1 1**.
- ▶ Jaunais iestatīšanas kods ir: **2 3 4**




Fig. 109

**Jābūt aktivizētai iestatījumu izvēlnes piekļuves aizsardzībai.** (skat. 6.2.6 Iestatījumu izvēlnes piekļuves aizsardzība)

- ▶ Spiediet navigācijas bultiņu, līdz parādās atbilstošā funkcija.




Fig. 110

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Vecā iestatīšanas koda ievade izdevās.




Fig. 111

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Jaunā iestatīšanas koda ievade izdevās.




Fig. 112

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Jaunā iestatīšanas koda apstiprināšana izdevās.
- ▷ Iestatīšanas kods ir nomainīts.

### Iestatīšanas koda atiestatīšana

Iestatījumu izvēlnes piekļuves aizsardzības iestatīšanas kods ir aizmirsts vai nav zināms.

- ▶ Atjaunojiet ierīcē rūpnīcas iestatījumus (skat. 6.2.27 Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem ).
- ▷ Ierīcē ir atjaunoti sākotnējie iestatījumi.
- ▷ Rūpnīcas iestatīšanas kods ir: **1 1 1**

### 6.2.8 Apkopes intervāla atgādinājums



Laika intervāla iestatījums, kas atgādina līdz apkopei.

Iespējams iestatīt šādas vērtības:

- 7 dienas
- 14 dienas

- 30 dienas
- 60 dienas
- 90 dienas
- 180 dienas
- 360 dienas
- 720 dienas
- 1080 dienas
- Izslēgts

### Apkopes intervāla atgādinājuma iestatīšana

Tālāk norādītajos darbības soļos izklāstīts, kā iestata laika intervālu līdz apkopei.




Fig. 113




Fig. 114

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Ir iestatīts laika intervāls, kas atgādina līdz apkopei.
- ▷ Parāda atlikušo laiku.

### 6.2.9 Valoda



Ar šo iestatījumu iestata displeja valodu.

### Valodas iestatīšana




Fig. 115




Fig. 116

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Atlasītā valoda ir iestatīta.



## 6.2.10 Temperatūras mērvienība

Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūras mērvienību. Jūs varat iestatīt Celsija grādu vai Fārenheita grādu kā temperatūras mērvienību.

### Temperatūras vienības iestatīšana




Fig. 117




Fig. 118 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no Celsija grāda uz Fārenheita grādu.

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Temperatūras mērvienība ir iestatīta.



## 6.2.11 Ekrāna spilgtums

Ar šo funkciju jūs pakāpeniski iestatāt displeja spilgtumu.

Jūs varat iestatīt šādas spilgtuma pakāpes:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (noklusējums)

### Spilgtuma iestatīšana



Fig. 119




Fig. 120 Ilustratīvs attēls: Pārslēgšanās no 80 % uz 60 %.

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Spilgtums ir iestatīts.



## 6.2.12 Alarm Sound

Šī funkcija nodrošina visu trauksmes skaņas signālu, piemēram, durvju trauksmes signāla ieslēgšanu un izslēgšanu.

### Alarm Sound aktivizēšana




Fig. 121




Fig. 122

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Alarm Sound ir aktivizēta.

### Alarm Sound deaktivizēšana



Fig. 123




Fig. 124

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Alarm Sound ir deaktivizēts.



## 6.2.13 Key Sound

Šī funkcija nodrošina visu apstiprinājuma skaņas signālu un Startsound ieslēgšanu un izslēgšanu.

### Key Sound aktivizēšana



Fig. 125




Fig. 126

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Key Sound ir aktivizēta.

## Key Sound deaktivēšana



Fig. 127




Fig. 128

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Key Sound ir deaktivizēts.

## 6.2.14 WLAN savienojums



### Norāde

Liebherr SmartMonitoring Dashboard nav pieejams visās valstīs. Pārbaudiet pieejamību, izmantojot kvadrātkodu, ievadot savu modeli.

### Norāde

Liebherr SmartMonitoring Dashboard lietošanai vietnē <https://smartmonitoring.liebherr.com> nepieciešams uzinstalēt SmartModule un komerciāls MyLiebherr konts. Jūs varat ekspluatācijas sākšanas laikā tiešsaistē pieteikties ar saviem esošajiem pieteikšanās datiem vai reģistrēties no jauna un izveidot uzņēmuma kontu.

Šis iestatījums nodrošina bezvadu savienojumu starp ierīci un internetu. Savienojumu regulē, izmantojot SmartModule. Ierīci var piesaistīt, izmantojot tīmeklī balstīto [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#), un šādi iespējams izmantot arī paplašinātās opcijas un individuālās iespējas attiecībā uz ierīces vadību, pārvaldību un uzraudzību.

### Norāde

Jūs saņemsiet piederumus, izmantojot servisa dienestu (skat. 9.3 Klientu serviss), un Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).




Fig. 129

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- SmartModule Fig. 129 (1) ir ievietots.

### Savienojuma izveide

Sava SmartModule ekspluatācijas sākšanu un iestatīšanu veiciet tiešsaistē savā gala ierīcē ar interneta pieslēgumu, izmantojot [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).

[Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) jūs atradīsiet arī informāciju par SmartModule papildu uzstādīšanu.



Fig. 130

- Atveriet [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (skat. Fig. 130).

Ledusskapī vai saldētavā:



Fig. 131




Fig. 132

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Turpiniet iestatīšanu savā gala ierīcē ar interneta pieslēgumu: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)




Fig. 133

- Savienojums tiek izveidots.
- ▷ Parādās WiFi connecting. Simbols pulsē.
- Sekojiet norādēm [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Savienojums ir izveidots.

### Savienojuma atvienošana



Fig. 134




Fig. 135

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Savienojums ir atvienots.

## Savienojuma atiestate



Fig. 136




Fig. 137

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ WiFi iestatījumi ir atiestatīti uz piegādes stāvokli.

### 6.2.15 LAN savienojums



#### Norāde

Liebherr SmartMonitoring Dashboard nav pieejams visās valstīs. Pārbaudiet pieejamību, izmantojot kvadrāt kodu, ievadot savu modeli.

#### Norāde

Liebherr SmartMonitoring Dashboard lietošanai vietnē <https://smartmonitoring.liebherr.com> nepieciešams uzinstalēt SmartModule un komerciāls MyLiebherr konts. Jūs varat ekspluatācijas sākšanas laikā tiešsaistē pieteikties ar saviem esošajiem pieteikšanās datiem vai reģistrēties no jauna un izveidot uzņēmuma kontu.

Šis iestatījums nodrošina savienojumu starp ierīci un internetu, izmantojot vadu. Savienojumu regulē, izmantojot SmartModule. Ierīci var piesaistīt, izmantojot tīmeklī balstīto [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](https://smartmonitoring.liebherr.com), un šādi iespējams izmantot arī paplašinātās opcijas un individuālās iespējas attiecībā uz ierīces vadību, pārvaldību un uzraudzību.

#### Norāde

Jūs saņemsiet piederumus, izmantojot servisa dienestu (skat. 9.3 Klientu serviss), un Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](https://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).




Fig. 138

Pārlicinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- SmartModule Fig. 138 (1) ir ievietots.
- Tīkla kabelis ir pieslēgts.
- Tīkls ir savienots ar internetu.

#### Savienojuma izveide

Sava SmartModule ekspluatācijas sākšanu un iestatīšanu veiciet tiešsaistē savā gala ierīcē ar interneta pieslēgumu, izmantojot [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](https://smartmonitoring.liebherr.com).

[Liebherr SmartMonitoring Dashboard](https://smartmonitoring.liebherr.com) jūs atradīsiet arī informāciju par SmartModule papildu uzstādīšanu.



Fig. 139

- ▶ Atveriet [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](https://smartmonitoring.liebherr.com) (skat. Fig. 139).

Ledusskapī vai saldētavā:




Fig. 140




Fig. 141

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Savienojums tiek izveidots: Parādās LAN connecting. Simbols pulsē.
- ▶ Sekojiet norādēm [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](https://smartmonitoring.liebherr.com).
- ▷ Savienojums ir izveidots.

#### Savienojuma atvienošana



Fig. 142




Fig. 143

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Savienojums ir atvienots.

### 6.2.16 Ierīces informācija



Ar šo funkciju tiek parādīts ierīces modeļa nosaukums, indekss, sērijas numurs un apkopes numurs. Jums nepieciešama šī informācija, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu. (skat. 9.3 Klientu serviss)

Ar šo funkciju varat atvērt arī paplašināto izvēlni. (skat. 3 Touch displeja darbības princips)

#### Ierīces informācijas parādīšana



Fig. 144



Fig. 145

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Ekrānā redzama ierīces informācija.

### 6.2.17 Darba stundas



Šis rādījums attēlo ierīces darba stundas.

#### Darba stundu attēlošana




Fig. 146



Fig. 147

- ▷ Darba stundas tiek attēlotas.

### 6.2.18 Programmatūra



Ar šo funkciju tiek parādīta jūsu ierīces programmatūras versija.

#### Programmatūras versijas attēlošana



Fig. 148



Fig. 149

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Ekrānā redzama programmatūras versija.

### 6.2.19 Atkausēšana



Ierīce atkausējas automātiski standarta režīmā.

Lietojums:

- Ja iekšējā nodalījumā rodas stiprāks apledojums, var manuāli palaist automātisko atkausēšanas funkciju.

#### Automātiskās atkausēšanas manuālā palaišana



Fig. 150




Fig. 151

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Automātiskā atkausēšana ir palaista. Pēc pabeigtās atkausēšanas ierīce automātiski pārslēdzas atpakaļ standarta režīmā.

#### Norāde

Ja pēc vairākām automātiskās atkausēšanas palaišanas reizēm iekšējā nodalījumā joprojām ir ledus, atkausējiet ierīci manuāli. (skat. 8.2 Ierīces atkausēšana)

#### Manuāli palaistās atkausēšanas atcelšana



Fig. 152




Fig. 153

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Manuāli palaistā atkausēšana ir atcelta. Ierīce automātiski pārslēdzas atpakaļ standarta režīmā.

#### Informācija par atkausēšanu



Ar šo iestatījumu rādījumu pielāgo automātiskā atkausēšanas procesa laikā.

Ir pieejami šādi rādījumu varianti:

- **Def 1:** Temperatūras rādījums netiek atjaunots, un parāda pēdējo temperatūru pirms automātiskā atkausēšanas procesa sākuma.

- **Def 2:** Norādi «Automātisks atkausēšanas process» parāda statusa ekrānā. Temperatūras rādījums tiek nepārtraukti atjaunots, un parāda faktisko temperatūru.
- **Def 3:** Temperatūras rādījums tiek nepārtraukti atjaunots, un parāda faktisko temperatūru.
- **Def 4:** Norādi «Automātisks atkausēšanas process» parāda statusa ekrānā. Temperatūras rādījums netiek atjaunots, un parāda pēdējo temperatūru pirms automātiskā atkausēšanas procesa sākuma.

**Defrosting** Fig. 154 Norāde «Automātisks atkausēšanas process»



Fig. 155




Fig. 156

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Vajadzīgais rādījumu variants ir izvēlēts.

## 6.2.20 Sensora kalibrēšana



Izmantojot sensora kalibrēšanu, varat pielāgot atšķirības starp iestatīto un faktiski esošo temperatūru. Šim nolūkam nosakiet faktiski esošo temperatūru, izmantojot kalibrētu mērierīci.

Iestatīšanas diapazons: +/- 3 kelvini pa 0,1 kelvina soļiem.

### Sensora kalibrēšana




Fig. 157




Fig. 158

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Sensors ir kalibrēts.

## Norāde

Kalibrēto temperatūru parāda displejā divu stundu laikā.



## 6.2.21 Temperatūras trauksmes signāls

Ar šo funkciju iestatāt temperatūras trauksmes signālu. Turklāt jūs iestatāt augšējo un apakšējo temperatūras robežu ar diferenciālu vērtību salīdzinājumā ar pašreiz iestatīto iekšējā nodalījuma temperatūru. Temperatūras trauksmes signāls nostrādā, tiklīdz iekšējā nodalījuma temperatūra pārsniedz iestatīto temperatūras diapazonu, un zināmos apstākļos ir pagājis iestatītais aizkaves laiks.

Piemērs	Iestatāmā diferenciālā vērtība	
Pašreizējā iekšējā nodalījuma temperatūra	5 °C	
Apakšējā temperatūras robeža	2 °C	-3 °C
Augšējā temperatūras robeža	8 °C	+3 °C

Varat iestatīt šādas vērtības:

- Apakšējās temperatūras robežas diferenciālā vērtība pa 0,1 °C soļiem
- Augšējās temperatūras robežas diferenciālā vērtība pa 0,1 °C soļiem
- Trauksmes signāla aizkaves laiks no 0 līdz 60 minūtēm (iestatījums «0» nozīmē, ka nav temperatūras trauksmes signāla aizkaves).
- Trauksmes signāla atkārtojuma frekvence no 0 līdz 30 minūtēm pēc trauksmes signāla apstiprinājuma (iestatījums «0» nozīmē, ka nav trauksmes signāla atkārtojuma pēc trauksmes signāla apstiprināšanas).

### Temperatūras trauksmes signāla iestatīšana



Fig. 159




Fig. 160

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.




Fig. 161






Fig. 162 Temperatūras apakšējās robežas iestatījuma piemērs, balstoties uz iestatīto ierīces temperatūru 5 °C.

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Apakšējā temperatūras robeža ir iestatīta.




Fig. 163 Temperatūras apakšējās robežas iestatījuma piemērs, balstoties uz iestatīto ierīces temperatūru 5 °C.

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Augšējā temperatūras robeža ir iestatīta.




Fig. 164

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Trauksmes signāla aizkaves laiks ir iestatīts.




Fig. 165

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Trauksmes signālu atkārtojuma intervāls ir iestatīts.
- ▷ Temperatūras trauksmes signāls ir iestatīts.

**Iestatīto temperatūras trauksmes signāla vērtību parādīšana**



Fig. 166




Fig. 167

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.



Fig. 168




Fig. 169

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Parāda iestatītās temperatūras trauksmes signāla vērtības.

**6.2.22 Durvju trauksmes signāls**



Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat durvju trauksmes signālu. Durvju trauksmes signāls atskan, kad durvis ir atvērtas pārāk ilgi. Durvju trauksmes signāls piegādes brīdī ir aktivizēts. Jūs varat iestatīt, cik ilgi durvis var būt atvērtas, līdz atskan durvju trauksmes signāls.

Varat iestatīt šādus ilgumus:

- 15 sekunžu
- 30 sekunžu
- 60 sekunžu
- 90 sekunžu
- 120 sekunžu
- 150 sekunžu
- 180 sekunžu
- Izslēgts

**Durvju trauksmes signāla iestatīšana**



Fig. 170




Fig. 172 Ilustratīvs attēls: durvju trauksmes signāla maiņi-šana no 30 sekundēm uz 60 sekundēm.

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Durvju trauksmes signāls ir iestatīts.

### Durvju trauksmes signāla deaktivizēšana



Fig. 173




Fig. 174

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Durvju trauksmes signāls ir deaktivizēts.

### 6.2.23 Gaismas trauksme



Šis iestatījums nodrošina papildu vizuālus trauksmes paziņojumus displejā, mirgojot ierīces apgaismojumam.

#### Gaismas trauksmes aktivizēšana




Fig. 175




Fig. 176

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.




Fig. 177




Fig. 178

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Gaismas trauksme ir aktivizēta.

#### Gaismas trauksmes deaktivizēšana



Fig. 179




Fig. 180

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.



Fig. 181




Fig. 182

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Gaismas trauksme ir deaktivizēta.

### 6.2.24 Trauksmes signāla simulācija



Ar šo funkciju varat veikt temperatūras trauksmes signāla simulāciju ierīcē, lai pārbaudītu, piem., drošības ierīces pareizo nostrādāšanu. Drošības ierīce ir pievienota pie bezpotenciālu trauksmes signālu izejas. (skat. 7.3 Saskarnes)

#### Trauksmes signāla simulācijas palaišana



Fig. 183




Fig. 184

► Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.



Fig. 185




Fig. 186

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Simulācija bija veikta.
  - ▷ Pievienotajai drošības ierīcei vajadzētu būt nostrādājušai.

## 6.2.25 Trauksmes signāla tālāknosūtīšana



Ar šo funkciju varat iestatīt viena vai vairāku trauksmes signālu pārsūtīšanu uz kādu ārēju trauksmes signālu uztvērēju. Turklāt trauksmes signālu uztvērējs ir pievienots pie ierīces bezpotenciālu trauksmes signālu izejas. (skat. 7.3 Saskarnes)

Varat izvēlēties šādus iestatījumus:

- Trauksmes signāla tips:
  - Durvju trauksmes signāls
  - Temperatūras trauksmes signāls
  - Durvju trauksmes signāls un temperatūras trauksmes signāls
  - Visi
- Apstipriniet:

- **Jā:** Trauksmes signālu apstiprina ierīcē un ārēji savienotajā uztvērējā.
- **Nē:** Trauksmes signālu apstiprina ierīcē, un tas paliek aktīvs uztvērējā, līdz kļūda ir novērsta.
- Atjauniniet (redzams tikai tad, ja punktā Apstipriniet izvēlaties pozīciju «Jā»):
  - **Jā:** Trauksmes signāls atkārtojas.
    - Temperatūras trauksmes signāls** atkārtojas atkārtībā no iestatītā laika (skat. 6.2.21 Temperatūras trauksmes signāls )
    - (Ja trauksmes signāla aizkaves laiku iestatāt uz «0», tad arī trauksmes signālu relejā nav trauksmes signāla atkārtojuma.)
    - Durvju trauksmes signāls** pēc 1 vai 4 minūtēm\* (skat. 6.2.22 Durvju trauksmes signāls )
  - **Nē:** Trauksmes signāls nepārtraukti apstiprināts.

### Trauksmes signāla tālāknosūtīšanas aktivizēšana



Fig. 187




Fig. 188

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Trauksmes signāla tālāknosūtīšana ir iestatīta.

### 6.2.26 Demonstrācijas režīms



Demonstrācijas režīms ir īpaša funkcija tirdzniecības uzņēmumiem, kas vēlas demonstrēt ierīces funkcijas. Ja jūs aktivizējat demonstrācijas režīmu, tad visas ar dzesēšanas tehnoloģiju saistītās funkcijas ir deaktivizētas.

Ja jūs ieslēdzat šo ierīci un statusa rādījumā parādās "D", tad demonstrācijas režīms jau ir aktivizēts.

Ja jūs aktivizējat un pēc tam uzreiz deaktivizējat demonstrācijas režīmu, tad ierīce tiek atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem. (skat. 6.2.27 Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem )

#### Demonstrācijas režīma aktivizēšana




Fig. 189




Fig. 190

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Demonstrācijas režīms ir aktivizēts.
- ▷ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Ieslēdziet ierīci. (skat. 4.14 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))
- ▷ Statusa rādījumā parādās "D".

#### Demonstrācijas režīma deaktivizēšana



Fig. 191




Fig. 192

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Demonstrācijas režīms ir deaktivizēts.
- ▷ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Ieslēdziet ierīci. (skat. 4.14 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))
- ▷ Ierīce ir atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem.

### 6.2.27 Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem



miem

Ar šo funkciju jūs atiestatāt visus iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem. Visi iestatījumi, kurus jūs līdz šim veicāt, tiek atiestatīti uz to sākotnējo iestatījumu.

#### Atiestates izpilde



Fig. 193




Fig. 194






► Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.



















- ▷ Ierīce ir atiestatīta.
- ▷ Ierīce ir izslēgta.
- Pārstartēt ierīci. (skat. 4.14 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))



## 6.3 Ziņojumi

### 6.3.1 Brīdinājumi

Brīdinājumus parāda akustiski ar skaņas signālu un optiski ar simbolu displejā. Skaņas signāls pastiprinās un kļūst skaļāks, līdz ziņojums tiek apstiprināts.





Ziņojums	Cēlonis	Novēšana
 Door open <b>Atvērtas durvis</b>	Ziņojums parādās, ja durvis ir pārāk ilgi atvērtas.	Aizveriet durvis. Nospiediet apstiprināšanas taustiņu.  Trauksmes signāls izslēdzas. <b>Norāde</b> Laiku līdz ziņojuma parādīšanās brīdim var iestatīt (skat. 6.2.22 Durvju trauksmes signāls ).
 Temperature <b>Temperatūras trauksme</b>	Ziņojums parādās, ja temperatūra neatbilst iestatītajai temperatūrai. Temperatūras starpību cēlonis var būt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ir ievietoti silti atdzesējamie produkti.</li> <li>- Pārvietojot vai izņemot atdzesējamus produktus, ierīcē ir ieplūdis pārāk daudz siltā gaisa no telpas.</li> <li>- Ilgāku laiku ir bijusi pārtraukta strāvas padeve.</li> </ul>	Nospiediet apstiprināšanas taustiņu.  Parāda augstāko temperatūru. Nospiediet apstiprināšanas taustiņu.  Pašreizējā temperatūras vērtība mirgo un rādījums pārslēdzas uz temperatūras traukmes simbolu, līdz ir sasniegta iestatītā temperatūra. Pārbaudiet atdzesējamā produkta kvalitāti.

Ziņojums	Cēlonis	Novērsšana
 <p>Error</p> <p><b>Kļūda</b></p>	<p>Ierīce ir bojāta, ierīcē radusies kļūda vai kādā no ierīces komponentiem radusies kļūda.</p>	<p>Pārlieciet atdzesējamo produktu. Nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Parāda kļūdas kodu.</p>   <p>Nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Parāda papildu kļūdas kodu, ja tāds ir pieejams.</p>  <p><b>vai</b></p> <p>Parāda statusa ekrānu ar mirgojošu kļūdas simbolu.</p>  <p>5,0°C</p> <p>Navigācijas taustiņu nospiešana vēlreiz parāda kļūdas kodu(s). Pierakstiet kļūdas kodu(s) un sazinieties ar klientu servisu.</p>
	<p>Ziņojums parāda, ka sasaldšanas aizsardzības režīms ir aktīvs (piemēram, sakarā ar biežu durvju atvēršanu vai preču ievietošanu).</p>	<p>Nospiediet apstiprināšanas taustiņu. <b>FRZ.PROT</b> parāda.</p>   <p>Nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Parāda statusa ekrānu ar mirgojošu kļūdas simbolu</p>   <p>5,0°C</p> <p>Navigācijas taustiņu nospiešana vēlreiz parāda kļūdas kodu.</p> <p>Ierīce pēc dažām stundām automātiski pārslēdzas normālā darba režīmā, un ziņojums pazūd. Ja ziņojumu atkārtoti parāda un minētie cēloņi neatbilst, sazinieties ar klientu servisu. (skat. 9.3 Klientu serviss)</p>
 <p>Power</p> <p><b>Strāvas padeves pārtraukums</b></p>	<p>Ziņojums parādās pēc elektroapgādes pārtraukuma, ja temperatūra atrodas virs trauksmes signāla robežas tīkla strāvas atgriešanās brīdī.</p>	<p>Nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Parāda augstāko temperatūru.</p>  <p>Nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Trauksmes signāls izslēdzas, un parāda pašreizējo temperatūru. Pārbaudiet atdzesējamā produkta kvalitāti.</p> 
 <p>WiFi error</p> <p><b>WLAN kļūda</b></p>	<p>WLAN savienojums ir pārtraukts.</p>	<p>Pārbaudiet savienojumu. Nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Trauksmes signāls izslēdzas.</p> 
 <p>WWW error</p> <p><b>WWW kļūda WLAN</b></p>	<p>Ziņojums parādās, ja ar WLAN palīdzību nav savienojuma ar internetu.</p>	<p>Pārbaudiet savienojumu. Nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Trauksmes signāls izslēdzas.</p> 
 <p>LAN error</p> <p><b>LAN kļūda</b></p>	<p>LAN savienojums ir pārtraukts.</p>	<p>Pārbaudiet savienojumu un tīkla kabeli. Nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Trauksmes signāls izslēdzas.</p> 

Ziņojums	Cēlonis	Novēršana
 <p>WWW error</p> <p><b>WWW kļūda LAN</b></p>	Ziņojums parādās, ja ar LAN palīdzību nav savienojuma ar internetu.	<p>Pārbaudiet savienojumu.</p> <p>Nospiediet apstiprināšanas taustiņu.</p> <p>Trauksmes signāls izslēdzas.</p> 

## 6.3.2 Atgādinājumi

Atgādinājumi parādās tad, kad tiek attēlots aicinājums veikt noteiktas darbības. Tie tiek attēloti akustiski ar skaņas signālu un optiski ar simbolu displejā. Apstipriniet paziņojumu, nospiežot apstiprinājuma taustiņu.

Ziņojums	Cēlonis	Novēršana
 <p>Maintenance</p> <p><b>Atgādinājums par apkopi</b></p>	Ziņojums parādās, kad ir pagājis taimerī iestatītais apkopes intervāls.	 <p>Nospiediet apstiprināšanas taustiņu.</p> <p>Trauksmes signāls izslēdzas.</p> <p><b>Norāde</b></p> <p>Apkopes intervālu var iestatīt (skat. 6.2.8 Apkopes intervāla atgādinājums).</p>
 <p>Recording</p> <p><b>Reģistrācijas atgādinājums</b></p>	Ziņojums parādās, kad ir pilna temperatūras ierakstu (999 stundas) atmiņa.	 <p>Nospiediet apstiprināšanas taustiņu.</p> <p>Trauksmes signāls izslēdzas.</p> <p>Vecākie dati tiek pārrakstīti.</p> <p><b>Norāde</b></p> <p>Temperatūras ierakstīšanu var atiestatīt (skat. 6.2.4 Temperatūras reģistrācija).</p>

## 7 Aprīkojums

### 7.1 Drošības slēdzene

Slēdzene ierīces durvīs ir aprīkota ar drošības mehānismu.

#### 7.1.1 Ierīces aizslēgšana




Fig. 195 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Iespiediet atslēgu.
- ▶ Grieziet atslēgu par 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
- ▷ Ierīce ir aizslēgta.

#### 7.1.2 Ierīces atslēgšana




Fig. 196 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Iespiediet atslēgu Fig. 196 (1).
- ▶ Grieziet atslēgu par 90° pulksteņrādītāja virzienā Fig. 196 (2).
- ▷ Ierīce ir atslēgta.

### 7.2 Sensori

Ierīce var būt aprīkota ar šādiem sensoriem temperatūras kontrolei:

- Drošības termostata sensors
- C sensors

#### 7.2.1 Drošības termostata sensors

Drošības termostata sensors kontrolē temperatūras pazemināšanos un līdz ar to pasargā no pārāk zemas temperatūras (Freeze Protect). Ja temperatūra pazeminās zem sliekšņvērtības, ierīce automātiski regulē temperatūru. Parādās kļūdas ziņojums FRZ. PROT (Freeze Protect) (skat. 6.3 Ziņojumi).

# Apkope

## Norāde

Nenosedziet drošības termostata sensoru.

### 7.2.2 C sensors (kontroles sensors)

C sensors ir nekustīgi uzstādīts un regulē ierīces iekšējā nodalījuma temperatūru. Pēc vajadzības jūs varat kalibrēt C sensoru. (skat. 6.2.20 Sensora kalibrēšana )

### 7.3 Saskarnes

Ierīces aizmugurē atrodas dažādas pievienošanas iespējas.




Fig. 197

## Norāde

Spraudņi ir nostiprināti ar skrūvēm. Lai varētu atvienot spraudņus, atskrūvējiet skrūves labajā un kreisajā pusē.




Fig. 198

(1) Bezpotenciālu trauksmes signāla izeja

(2) LAN saskarne

#### 7.3.1 Bezpotenciālu trauksmes signāla izeja



### BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada elektriskais trieciens!

► Ierīces pieslēgšanu ārējai signalizācijas ierīcei drīkst veikt tikai apmācīts speciālists!

Šos trīs kontaktus var izmantot optiskas vai akustiskas signalizācijas ierīces pieslēgšanai. Pieslēgums ir izstrādāts maksimāli **30 V (DC) - 8 A**, vadoties pēc drošības zemsprieguma avota SELV (**minimālā strāva 150 mA**).




Fig. 199

(1) NO (normally open) Kontrollampiņas pieslēgums, kas standarta režīmā vai izslēgtas ierīces gadījumā ir aktīvs.

(2) COM (common) Ārējs sprieguma avots

(3) NC (normally closed) Trauksmes signāllampiņas vai akustiskā trauksmes signāla devēja pieslēgums, kas trauksmes signāla vai neesošās elektroapgādes gadījumā ir aktīvs.

## 8 Apkope

### 8.1 Apkopes grafiks

Regulāri jāveic apkopes darbi, lai saglabātu ierīces darbību.



### UZMANĪBU

Savainošanās un bojājumu risks, ko rada nekvalificēti apkopes darbi!

Miesas bojājumi un materiālie zaudējumi.

► Apkopes darbus drīkst veikt tikai apmācīts speciālists.



### BRĪDINĀJUMS

Īssavienojuma risks, ko rada strāvu vadošas daļas!

Strāvas trieciens vai elektronikas bojājums.

► Izslēdziet ierīci.

► Atvienojiet tīkla kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju.

## Norāde

Var aktivizēt apkopes atgādinājuma funkciju. (skat. 6.2.8 Apkopes intervāla atgādinājums )

## Norāde

Ir ieteicams sastādīt apkopes protokolu, kurā dokumentē visus veiktos darbus (remontdarbi, pārbaudes).

## Norāde

Liebherr iesaka apkopi visam gadam. Individuālam piedāvājumam vērsieties klientu apkalpošanas dienestā (skat. 9.3 Klientu serviss) .

Detaļa	Darbība	Apkopes intervāls
Metāla daļas	Pārbaudiet, vai nav bojājumu un korozijas. Bojāto daļu nomaina: (skat. 9.3 Klientu serviss)	Ik gadu
Durvis, eņģes	Pārbaudiet līmeņošanu (skat. 4.12 Durvju nolīmeņošanu) , laideno gaitu un nostiprinājumu.	Ik gadu
Slēdzene, durvju rokturis *	Pārbaudiet gaitas vieglumu un nostiprinājumu.	Ik gadu



Detaļa	Darbība	Apkopes intervāls
Durvju blīvējums	Pārbaudiet, vai nav bojājuma, nodiluma, un nostiprinājumu. Nomainas durvju blīvējumu var iegādāties klientu servisā (skat. 9.3 Klientu serviss) .	Ik gadu
Sensors	Kalibrējiet sensoru. (skat. 6.2.20 Sensora kalibrēšana )	Ik gadu
Sensora ievade	Pārbaudiet blīvējošās masas veselumu.	Ik gadu
Virsmas	Tīriet (skat. 8.3 Ierīces tīrīšana)	Ieteikums: ik mēnesi vai pēc vajadzības vai norādēm uzstādīšanas vietā
Virsmas	Dezinficējiet Liebherr ir pārbaudījis šādus dezinfekcijas līdzekļus: Dismozon pur 1 % Lösung (Bode Chemie), Suma Quicksan (Diversey), Incidin Extra N (Ecolab Healthcare), Acrylan (Antiseptica chem.-pharm. Produkte), Buraton 10 F (Schülke und Mayr), Frankocid N (Franken Chemie), Apesin DSR 50 (Tana), Nüscosept Spray (Dr. Nüsken), Melsept SF (B. Braun Melsungen), Kohrsolin (Bode Chemie), Neoquat S (Dr. Weigert), Indicin Rapid (Ecolab Healthcare), Bacillocid Spezial (Bode Chemie), Neoform K Spray (Dr. Weigert), Apesin Desinf. Spray (Tana), Nüscosept 100 (Dr. Nüsken), Antisept T (Fink Tec), Apesin AP 100 0,50% Lösung (Tana), Perform Pulver 2% Lösung (Schülke und Mayr) Ievērojiet attiecīgā ražotāja lietošanas pamācību. Ja izmanto neminētos dezinfekcijas līdzekļus, vispirms tos pārbaudiet neuzkrītošā vietā.	Ieteikums: ik mēnesi vai pēc vajadzības vai norādēm uzstādīšanas vietā
Uzstādīšanas vieta, ierīce	Dekontaminējiet Ierīce ir piemērota telpas dekontaminācijai ar ūdeņraža peroksīdu H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> . Turklāt nedrīkst pārsniegt turpmāko lietojuma specifikāciju vērtības: Koncentrācija maksimāli 250 ppm. Mitrums maksimāli 85 %. Maksimāli pieļaujamais telpas mitrums saskaņā ar klimata klasi. (skat. 1.4 Ierīces izmantošanas sfēra)	Ieteikums: pēc vajadzības vai saskaņā ar norādēm uzstādīšanas vietā maksimāli 2 reizes gadā
Ventilatora gaisa spraugas	Tīriet	Ik gadu
Trauksmes signāla pārsūtīšana		
Tīkla kabelis	Pārbaudiet, vai nav bojājuma.	Ik gadu vai Standarta vietas maiņas gadījumā
Sasvēruma leņķis	Pārbaudiet darbspējīgumu un nostiprinājumu.	Ik gadu vai Standarta vietas maiņas gadījumā
Kājiņas / ritentiņi	Pārbaudiet darbspējīgumu, nostiprinājumu un, vai nav bojājuma. Nomainiet bojātās daļas. (skat. 9.3 Klientu serviss)	Ik gadu

## 8.2 Ierīces atkausēšana



### BRĪDINĀJUMS

Ierīces nelietpratīga atkausēšana!  
Savainojumi un bojājumi.

- ▶ Nelietojiet kādas citas mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, kā tikai tos, ko ir ieteicis ražotājs.
- ▶ Neizmantojiet elektriskās sildierīces vai tvaika tīrīšanas ierīces, atklātu liesmu vai atkausēšanu paātrinājošus aerosolus.
- ▶ Ledus noņemšanai neizmantojiet asus priekšmetus.

Atkausēšana noris automātiski. Kušanas ūdens izplūst pa izplūdes atveri un izgaro.

Lai saglabātu ierīces funkcionalitāti, mēs iesakām ierīci atsaldēt liela ledus daudzuma veidošanās gadījumā. Apledējuma veidošanās iekšējā nodalījumā izšķirošais iemesls ir uzstādīšanas vieta (piem., liels gaisa mitrums), ierīces iestatījumi un lietotāja nepareiza rīcība.

Ja automātiskais atkausēšanas cikls nav pietiekams:

- ▶ Palaidiet manuāli automātisko atkausēšanu. (skat. 6.2.19 Atkausēšana )

Ja problēma joprojām pastāv, tad manuāli atkausējiet ierīci:

- ▶ Izslēdziet ierīci. (skat. 6.2.2 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana )

- ▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu.
- ▶ Pārlieciet atdzesējamo produktu.
- ▶ Turiet ierīces durvis atvērtas, līdz ledus pilnībā izkusīs.
- ▶ Atkausēšanas ūdens pārpalikumu saslaukiet ar lupatu un iztīriet noteces atveri un ierīci.

## 8.3 Ierīces tīrīšana

### 8.3.1 Sagatavošanās darbi



### BRĪDINĀJUMS

Īssavienojuma risks, ko rada strāvu vadošas daļas!  
Strāvas trieciens vai elektronikas bojājums.

- ▶ **Izslēdziet ierīci.**
- ▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju.



### BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka risks

- ▶ Nesabojājiet saldēšanas sistēmu.

- ▶ Iztukšojiet ierīci.
- ▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu.
- ▶ Ievērojiet norādes par ierīces transportēšanu. (skat. 4.3 Ierīces transportēšana)

### 8.3.2 Korpusa tīrīšana

#### IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!  
Ierīces bojājumi.

- ▶ Izmantojiet vienīgi mīkstas slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- ▶ Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- ▶ Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.



### BRĪDINĀJUMS

Ievainojumu un bojājumu risks no karstā tvaika!

Karstais tvaiks var izraisīt apdegumus un sabojāt virsmas.

- ▶ Neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces!

#### IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada īsslēgums!

- ▶ Tīrot ierīci raugieties, lai strāvas komponentos neiekļūst tīrīšanas ūdens.

- ▶ Noslaukiet korpusu ar mīkstu, tīru drānu. Izmantojiet remdenu ūdeni ar neitrālu tīrīšanas līdzekli lielu piesārņojuma gadījumā. Stikla virsmas var papildus tīrīt ar stikla tīrīšanas līdzekli.

- ▶ Šķīdinātāja spirāle ir jātīra reizi gadā. Ja šķīdinātāja spirāle netiek tīrīta, tas būtiski samazina ierīces darbības efektivitāti.

### 8.3.3 Putekļu filtra tīrīšana

Putekļu filtrs atrodas ierīces augšpusē. Vismaz divreiz gadā tīriet putekļu filtru.

- ▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu.




Fig. 200

- ▶ Izvelciet ārā putekļu filtru uz augšu.
- ▶ Tīriet putekļu filtru ar ūdeni un trauku mazgājamo līdzekli.
- ▶ Ievietojiet putekļu filtru.

### 8.3.4 Iekšpuses tīrīšana



### BRĪDINĀJUMS

Īssavienojuma risks, ko rada strāvu vadošas daļas!

Strāvas trieciens vai elektronikas bojājums.

- ▶ **Izslēdziet ierīci.**
- ▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju.



### BRĪDINĀJUMS

Ievainojumu un bojājumu risks no karstā tvaika!

Karstais tvaiks var izraisīt apdegumus un sabojāt virsmas.

- ▶ Neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces!

## IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- ▶ Izmantojiet vienīgi mīkstas slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- ▶ Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- ▶ Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

## Norāde

- ▶ Atkausētā ūdens notece (skat. 1.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats) : notīriet nosēdumus ar tievu palīglīdzekli (piemēram, ar vates kociņu).

## Norāde

Nesabojājiet vai neņemiet ierīces iekšējā nodalījumā uzstādīto datu plāksnīti. Datu plāksnīte ir svarīga klientu servisam. (skat. 9.3 Klientu serviss)

- ▶ Atveriet durvis.
- ▶ Iztukšojiet ierīci.
- ▶ Ierīces iekšpusi un atsevišķās daļas tīriet ar remdenu ūdeni, kam pievienots nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa. Neizmantojiet smiltis saturošus vai skābi saturošus tīrīšanas līdzekļus, kā arī ķīmiskus šķīdinātājus.

### 8.3.5 Pēc tīrīšanas

- ▶ Nosusiniet ierīci un atsevišķās aprīkojuma daļas.
- ▶ Pievienojiet un ieslēdziet ierīci. Kad temperatūra ir pietiekami zema:
- ▶ Ievietojiet atvēsināmos produktus.
- ▶ Regulāri atkārtojiet tīrīšanu.
- ▶ Saldēšanas aparātu ar siltummaini tīriet reizi gadā, izsūcot no tā putekļus.

## 9 Palīdzība klientam

### 9.1 Tehniskie rādītāji

Temperatūru diapazons	
Atdzesēšana	<b>Durvis ar putu materiālu:*</b> -2 °C līdz +16 °C* <b>Stikla durvis:*</b> 0 °C līdz +16 °C*

Balstrežģu piekrāvums <sup>A)</sup>	maksimālais	Starprežģa piekrāvums <sup>A)</sup>	maksimālais
60 kg		10 kg	

Kļūda	Iemesls	Novēršana
<b>Ierīce nedarbojas.</b>	→ Ierīce nav ieslēgta.	▶ Ieslēdziet ierīci.
	→ Tīkla kontaktdakša nav kārtīgi iesprausta kontaktligzdā.	▶ Pārbaudiet tīkla kontaktdakšu.
	→ Kontaktligzdas drošinātājs nav kārtībā.	▶ Pārbaudiet drošinātāju.
	→ Strāvas padeves pārtraukums	▶ Turiet ierīci aizvērtu. ▶ Nepieciešamības gadījumā pārvietojiet dzesējamās/sasaldētos produktus uz citu decentralizētu

A) Spēcīga piekrāvuma gadījumā plaukti var nedaudz ieliekties.

Lietderīgais tilpums
Skatiet izmantojamo tilpumu datu plāksnītē. (skat. 1.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats)

Apgaismojums	
Energoefektivitātes klase <sup>A)</sup>	Gaismas avots
Šim ražojumam ir viens vai vairāki energoefektivitātes klases G gaismas avoti	Gaismas diode

A) Ierīcei var būt dažādu energoefektivitātes klašu gaismas avoti. Ir norādīta viszemākā energoefektivitātes klase.

Uzstādīšanas nosacījumi	
Piesārņojuma līmenis (ierīces apkārtne)	PD2
Vides temperatūra	+10 °C līdz +35 °C
Maksimālais relatīvais apkārtējās vides mitrums	75 %, neveido kondensātu
Maksimālais augstuma darba stāvoklis (m v.j.l.)	2000 m 1500 m (stikla durvis)

Elektriskie rādītāji	
Nominālais spriegums	220-240 V ~
Frekvence	50/60 Hz 50 Hz (SRPvg 1402, SRPvg 1412, SRPvg 6501, SRPvg 6511, SRPvg 8401, SRPvg 8411)
Pieslēguma parametrs	4,0 A
Maksimālās tīkla svārstības	+/-10 %
Pārsprieguma kategorija	II

### 9.2 Tehniskais traucējums

Šīs ierīces konstrukcija un izgatavošanas veids nodrošina tās ilgstošu darbību un ekspluatācijas drošumu. Ja tomēr ierīces darbībā rodas kāds traucējums, pārbaudiet, vai traucējums nav izskaidrojams ar kādu vadības kļūdu. Šādā gadījumā izdevumi par labošanu netiks kompensēti, pat ja nebūs beidzies garantijas laiks.

Turpmākos traucējumus varat novērst patstāvīgi.

#### 9.2.1 Ierīces funkcija

# Ekspluatācijas izbeigšana

Kļūda	Iemesls	Novēršana
		ledusskāpi/saldētavu, ja strāvas padeves pārtraukums turpinās ilgāk.
	→ Vājstrāvas ierīces ligzda nav pareizi iesprausta ierīcē.	▶ Pārbaudiet vājstrāvas ierīces ligzdu.
<b>Temperatūra nav pietiekami zema.</b>	→ Ierīces durvis nav kārtīgi aizvērtas.	▶ Aizveriet ierīces durvis.
	→ Nav pietiekamas pieplūdes un izplūdes ventilācijas.	▶ Atbrīvojiet un notīriet ventilācijas režģi.
	→ Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu.	▶ Pievērsiet uzmanību tam, lai būtu nodrošināti pareizi apkārtējās vides apstākļi: (skat. 1.4 Ierīces izmantošanas sfēra)
	→ Ierīce tika pārāk bieži vai pārāk ilgi turēta atvērta.	▶ Nogaidiet, vai nepieciešamā temperatūra atkal noregulējas pati par sevi. Ja ne, tad vērsieties klientu servisā. (skat. 9.3 Klientu serviss)
	→ Temperatūra ir nepareizi iestatīta.	▶ Iestatiet zemāku temperatūru un pēc 24 stundām pārbaudiet.
	→ Ierīce atrodas pārāk tuvu kādam siltuma avotam (plītij, apsildes avotam utt).	▶ Izmainiet ierīces vai siltuma avota atrašanās vietu.

## 9.3 Klientu serviss

Vispirms pārbaudiet, vai varat kļūdu novērst pats. Ja tas nav iespējams, tad vērsieties klientu servisā.

Adresi atradīsiet pievienotajā brošūrā «Liebherr serviss» vai tīmekļa vietnē [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### BRĪDINĀJUMS

Nekvalificēts remonts!

Savainojumi.

- ▶ Remontdarbus un cita veida iejaukšanos ierīcē un elektropieslēgumā, kas nav konkrēti nosaukti nodaļā (skat. 8 Apkope), ir jāveic tikai tehniskās apkopes dienestam.
- ▶ Uzticiet bojāto tīkla pieslēguma vadu nomainīt tikai ražotājam vai viņa klientu servisam, vai tamlīdzīgi kvalificētai personai.
- ▶ Ierīcēm ar vājstrāvas ierīces spraudni nomainītu drīkst veikt klients.

### 9.3.1 Sazināšanās ar klientu servisu

Pārliedzinieties, vai ir sagatavota šāda ierīces informācija:

- Ierīces apzīmējums (modelis un rādītājs)
- Servisa Nr. (serviss)
- Sērijas Nr. (S-Nr.)

▶ Atveriet informāciju par ierīci displejā (skat. 6.2.16 Ierīces informācija).

**-vai-**

- ▶ Skatiet informāciju par ierīci datu plāksnītē. (skat. 9.4 Datu plāksnīte)
- ▶ Pierakstiet ierīces informāciju.
- ▶ Informējiet klientu servisu: Paziņojiet kļūdas un ierīces informāciju.
- ▷ Tas nodrošina ātru un mērķtiecīgu servisu.
- ▶ Izpildiet pārējās klientu servisa norādes.

## 9.4 Datu plāksnīte

Datu plāksnīte atrodas ierīces iekšpusē. Skatiet ierīces pārskatu.




Fig. 201

(1) Ierīces apzīmējums

(3) Sērijas Nr.

(2) Servisa Nr.

## 10 Ekspluatācijas izbeigšana

- ▶ Iztukšojiet ierīci.
- ▶ Izslēdziet ierīci.
- ▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- ▶ Noņemiet vājstrāvas ierīces ligzdu pēc vajadzības: Atvienojiet vājstrāvas ierīces ligzdu no ierīces kontaktdakšas un vienlaikus pārvietojiet uz kreiso pusi un labo pusi.
- ▶ Notīriet ierīci. (skat. 8.3 Ierīces tīrīšana)
- ▶ Ja ir pieejams: Noņemiet pārsegu un sensora ievades izolāciju, lai nepieļautu pelējuma veidošanos.
- ▶ Atstājiet durvis atvērtas, lai neveicinātu sliktu smaku rašanos.

### Norāde

Ierīces bojājumi un kļūdainas darbības!

- ▶ Uzglabājiet ierīci pēc ekspluatācijas izbeigšanas tikai pieļaujamā telpas temperatūrā -10 °C un +50 °C robežās.

## 11 Utilizācija

### 11.1 Ierīces sagatavošana utilizācijai



**Li-Ion**

Liebherr dažās ierīcēs izmanto baterijas. ES likumdevējs vides aizsardzības nolūkos gala lietotājam ir uzlicis par pienākumu izņemt šīs baterijas pirms nolietoto ierīču utilizācijas. Ja šajā ierīcē ir baterijas, uz ierīces ir piestiprināta atbilstoša norāde.

Lampiņas Gadījumā, ja jūs varat patstāvīgi un nebojātā veidā izņemt lampiņas, arī tās demontējiet pirms utilizācijas.

- ▶ Pārtrauciet ierīces ekspluatāciju.
- ▶ Ja iespējams: Nebojātā veidā demontējiet lampiņas.

## 11.2 Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija



Ierīcē vēl atrodas vērtīgi materiāli, un tā jāutilizē atsevišķi no nešķirotiem atkritumiem.



Utilizējiet baterijas atsevišķi no nolietotās ierīces. Šim nolūkam jūs varat bez maksas nodot baterijas tirdzniecības vietās, kā arī otrreizējās pārstrādes un materiālu nodošanas laukumos.

Lampiņas

Utilizējiet demontētās lampiņas attiecīgajās savākšanas vietās.

Vācijai:

Jūs varat ierīci utilizēt vietējos otrreizējās pārstrādes un materiālu nodošanas laukumos, ievietojot 1. klases savākšanas konteineros. Iegādājoties jaunu ledusskapi / saldētavu, un ja tirdzniecības platība ir > 400 m<sup>2</sup>, tad nolietoto ierīci bez maksas pieņem arī atpakaļ tirdzniecības vietā.



### BRĪDINĀJUMS

Izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!

Ugunsgrēks. Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

- ▶ Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.
- ▶ Ievērojiet norādes par ierīces transportēšanu. (skat. 4.3 Ierīces transportēšana)
- ▶ Nogādājiet ierīci nebojātā veidā.
- ▶ Utilizējiet baterijas, lampiņas un ierīci saskaņā ar iepriekš minētajām norādēm.

## 12 Papildinformācija

Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem atradīsiet klāt pievienotajā servisa grāmatīņā vai interneta vietnē <https://smartdevice.liebherr.com/install>.





Ierīces traucējuma  
gadījumā informējiet:

Modeļa  
identifikators /  
Inventāra numurs:

## Īsa instrukcija lietošanai ikdienā

### Informācija par šīs īsās instrukcijas lietošanu:

- Šī īsā instrukcija neaizvieto pilna apjoma lietošanas pamācību un neaizvieto apmācības pie ierīces.
- Šī īsā instrukcija ir palīginformācija ierīces lietošanai ikdienā un rīcībai ar ierīci.
- Izlasiet pilna apjoma lietošanas pamācību, kā arī tajā iekļautos drošības norādījumus.

Šī īsā instrukcija attiecas uz: SRPvg 14../65../84..




Fig. 203

## Temperatūras reģistrācijas atiestate




Fig. 204



Jūs varat atvērt pilna  
apjoma lietošanas  
pamācību,  
izmantojot  
kvadrātkodu:



### Noteikumiem atbilstoša lietošana

Šis laboratorijas ledusskapis ir piemērots produktu profesionālai glabāšanai temperatūras robežās:

- **Durvis ar putu materiālu:** -2 °C un 16 °C.\*
- **Stikla durvis:** 0 °C un 16 °C.\*

### Paredzamā nepareizā lietošana

Neizmantojiet ierīci šādiem lietojumiem:

- Tālāk norādīto produktu uzglabāšana un dzesēšana:
  - ķīmiski nestabilas, degošas vai kodīgas vielas
  - asins, plazma vai citi ķermeņa šķidrums, kas paredzēti infūzijai, lietojumam vai ievadīšanai cilvēka ķermenī
- Izmantošana sprādzienbīstamās zonās
- Izmantošana ārpus telpām vai mitrā vidē un vidē, kas ir pakļauta ūdens šļakatu iedarbībai

### Produktu ievietošanas laikā ņemiet vērā:

- Mainiet novietošanas režģu novietojumu atkarībā no nepieciešamā augstuma.
- Ņemiet vērā ierīces maksimālo piekrāvumu.
- Kad ir sasniegta glabāšanas temperatūra, piekraujiet ierīci (dzesēšanas ķēdes ievērošana).
- Atdzesējamie produkti nedrīkst pieskarties iztvaicētāja aizmugurējai sienai.
- Uzglabājiet šķidrumus slēgtās tvertnēs.
- Atdzesējamus produktus novietojiet atstātus citu no cita, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt.

## Statusa rādījums



Fig. 202 Statusa rādījums ar faktisko temperatūru

## Temperatūras reģistrācijas parādīšana

Temperatūras reģistrācija parāda reģistrācijas ilgumu un šajā laikā izmērīto minimālo un maksimālo temperatūru.

## Ierīces atslēgšana




Fig. 205

- ▶ Iespiediet atslēgu. Fig. 205 (1)
- ▶ Grieziet atslēgu par 90° pulksteņrādītāja virzienā. Fig. 205 (2)
- ▷ Ierīce ir atslēgta.

## Ierīces aizslēgšana




Fig. 206

- ▶ Iespiediet atslēgu. Fig. 206 (1)
- ▶ Grieziet atslēgu par 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Fig. 206 (2)
- ▷ Ierīce ir aizslēgta.

## Ierīces tīrīšana

- ▶ Iztukšojiet ierīci.
- ▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu.
- ▶ Izpildiet norādes saskaņā ar lietošanas pamācību.
- ▶ Nožāvējiet pilnīgi ierīci un aprīkojumu pēc tīrīšanas.
- ▶ Pievienojiet ierīci.
- ▶ Ieslēdziet ierīci.
- ▶ Piekraujiet ierīci, kad ir sasniegta glabāšanas temperatūra.




## Ko darīt traucējuma gadījumā?

Traucējuma gadījumā ierīces displejā parādās ziņojums. Ziņojumiem ir dažādas nozīmes:

Simbola krāsa displejā	Nozīme	Novēršana
<b>BALTA ar melnu joslu</b>	<b>Atgādinājums</b> Atgādina par vispārējiem procesiem. Jūs varat veikt šos procesus un līdz ar to novērst ziņojumu.	Papildus izlasiet lietošanas pamācībā un veiciet novēršanas soļus.
<b>BALTA</b>	<b>Brīdinājums</b> Parādās darbības traucējumu gadījumā. Jūs varat paši novērst vienkāršos darbības traucējumus.	Papildus izlasiet lietošanas pamācībā un veiciet novēršanas soļus.

Ja jūs paši nevarat novērst traucējumu, tad vērsieties pie kompetenta darbinieka vai tuvākajā tehniskās apkopes nodaļā.





[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**LV** Ledusskapis  
ORIĢINĀLĀ EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

Izdevuma datums: 20250205

**Preces numuru  
rādītājs: 7083322-00**

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH  
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1  
A-9900 Lienz  
Österreich

