



Instrukcja obsługi

Quality, Design and Innovation








home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Zawartość

1	Prezentacja urządzenia.....	3	6.2.30	Protokół alarmowy	42
1.1	Zakres dostawy.....	3	6.2.31	Przekazanie alarmu	43
1.2	Przegląd urządzenia i wyposażenia.....	3	6.2.32	Tryb Demo	44
1.3	Wyposażenie specjalne.....	4	6.2.33	Resetowanie do ustawień fabrycznych	44
1.4	Zakres zastosowania urządzenia.....	5	6.3	Komunikaty.....	44
1.5	Hałas emitowany przez urządzenie.....	5	6.3.1	Ostrzeżenia.....	44
1.6	Zgodność.....	5	6.3.2	Przypomnienia.....	46
1.7	Substancje SVHC zgodnie z rozporządzeniem REACH.....	6	7	Wyposażenie.....	47
2	Ogólne zasady bezpieczeństwa.....	6	7.1	Zamek bezpieczeństwa.....	47
3	Sposób działania wyświetlacza Touch & Swipe...	8	7.2	Pilot.....	47
3.1	Nawigacja oraz objaśnienie symboli.....	8	7.3	Czujniki.....	48
3.2	Menu.....	8	7.4	Informacje dot. czujnika	48
3.3	Tryb uśpienia.....	9	7.5	Interfejsy.....	49
4	Uruchomienie.....	9	8	Konserwacja.....	49
4.1	Warunki dotyczące ustawiania.....	9	8.1	Harmonogram konserwacji.....	49
4.2	Wymiary urządzenia.....	10	8.2	Rozmrażanie urządzenia.....	51
4.3	Transportowanie urządzenia.....	10	8.3	Czyszczenie urządzenia.....	51
4.4	Rozpakowywanie urządzenia.....	10	8.4	Wymiana baterii urządzenia.....	52
4.5	Podłączanie przewodu zasilającego.....	10	8.5	Wymiana baterii pilota.....	52
4.6	Montaż zabezpieczenia przed wywróceniem.....	11	9	Wsparcie klienta.....	52
4.7	Ustawianie urządzenia.....	11	9.1	Dane techniczne.....	52
4.8	Ustawianie wielu urządzeń.....	11	9.2	Zakłócenie techniczne.....	53
4.9	Po ustawieniu.....	12	9.3	Punkt serwisowy.....	54
4.10	Utylizacja opakowania.....	12	9.4	Tabliczka znamionowa.....	54
4.11	Zmiana kierunku otwierania drzwi.....	12	10	Wyłączenie urządzenia.....	54
4.12	Ustawianie drzwi.....	21	11	Utylizacja.....	55
4.13	Podłączanie urządzenia.....	21	11.1	Przygotowanie urządzenia do utylizacji.....	55
4.14	Włączanie urządzenia (pierwsze uruchomienie)....	21	11.2	Utylizacja urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska.....	55
4.15	Zakładanie wyposażenia.....	22	12	Informacje dodatkowe.....	55
4.16	Półka druciana.....	23	13	Skrócona instrukcja codziennego użytku.....	57
5	Przechowywanie.....	23	Producent stale pracuje nad ulepszaniem wszystkich typów i modeli urządzeń. Prosimy Państwa o zrozumienie, że jesteśmy zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia zmian kształtu, wyposażenia i rozwiązań technicznych.		
5.1	Wskazówki dotyczące przechowywania.....	23			
6	Obsługa.....	23			
6.1	Elementy obsługi i wyświetlacza.....	23			
6.1.1	Wskaźnik statusu.....	23			
6.1.2	Symbole wskaźnikowe.....	23			
6.1.3	Sygnaty akustyczne.....	24			
6.2	Funkcje urządzenia.....	24			
6.2.1	Wskazówki dotyczące funkcji urządzenia.....	24			
6.2.2	Włączanie i wyłączanie urządzenia	24			
6.2.3	Temperatura	25			
6.2.4	Rejestr temperatury	25			
6.2.5	Oświetlenie	26			
6.2.6	Blokada drzwi	26			
6.2.7	SmartLock.....	28			
6.2.8	Zabezpieczenie dostępu menu ustawień	29			
6.2.9	Kody dostępu.....	30			
6.2.10	Pilot	32			
6.2.11	Przypomnienie o terminie konserwacji	33			
6.2.12	Język	33			
6.2.13	Data i czas	33			
6.2.14	Jednostka temperatury	34			
6.2.15	Jasność wyświetlacza	34			
6.2.16	Alarm Sound.....	34			
6.2.17	Key Sound.....	35			
6.2.18	Połączenie WLAN	35			
6.2.19	Połączenie LAN	36			
6.2.20	Informacja dotycząca urządzenia	37			
6.2.21	Roboczo-godziny	37			
6.2.22	Oprogramowanie	38			
6.2.23	Rozmrażanie	38			
6.2.24	Pobieranie danych / Datalogging.....	39			
6.2.25	Kalibracja czujnika	39			
6.2.26	Alarm temperatury	40			
6.2.27	Alarm otwartych drzwi	41			
6.2.28	Alarm świetlny	41			
6.2.29	Symulacja alarmu	42			

Symbol	Objaśnienie
	Przeczytać instrukcję W celu zapoznania się ze wszystkimi zaleceniami nowego urządzenia zalecamy uważne przeczytanie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
	Dodatkowe informacje w internecie Cyfrową instrukcję z dodatkowymi informacjami w różnych językach można znaleźć w internecie za pomocą kodu QR umieszczonego na przedniej stronie tej instrukcji, pod adresem home.liebherr.com/fridge-manuals lub po wprowadzeniu numeru serwisowego. Numer serwisowy jest podany na tabliczce znamionowej:  Fig. Przykładowa prezentacja
	Kontrola urządzenia Sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku jakichkolwiek reklamacji, należy skontaktować się z dealerem lub placówką serwisową.

Symbol	Objaśnienie
	Odchylenia Instrukcja została opracowana dla kilku modeli urządzeń. Mogą zatem występować pewne różnice pomiędzy opisem i urządzeniem. Fragmenty dotyczące tylko określonych urządzeń są zaznaczone gwiazdką (*).
	Instrukcje robocze i wyniki działań Instrukcje robocze są wyróżnione symbolem ▶. Wyniki działań są wyróżnione symbolem ▷.
	Filmy Filmy dotyczące urządzeń są dostępne na kanale YouTube urządzeń Liebherr-Hausgeräte.

Niniejsza instrukcja obsługi obowiązuje dla:

- SRPvh 1402
- SRPvh 1412
- SRPvh 6501
- SRPvh 6511
- SRPvh 8401
- SRPvh 8411

1 Prezentacja urządzenia

1.1 Zakres dostawy

Sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku jakichkolwiek reklamacji, należy skontaktować się z dealerem lub placówką serwisową. (patrz 9.3 Punkt serwisowy)

Zakres dostawy składa się z następujących części:

- Urządzenie wolnostojące
- Wyposażenie *
- Materiał montażowy *
- Instrukcja obsługi
- Broszura serwisowa
- Certyfikat jakości *
- Kabel sieciowy
- Pilot radiowy
- Kluczyk do awaryjnego odblokowania
- Zestaw do montażu na ścianie

1.2 Przegląd urządzenia i wyposażenia

SRPvh 6501
SRPvh 8401





Fig. 1 Przykładowa prezentacja

- | | |
|--|--|
| (1) Tabliczka znamionowa | (6) Otwór odpływowy wody z czyszczenia |
| (2) Półki rusztowe | (7) Oświetlenie wewnętrzne * |
| (3) Kółka | (8) Czujnik termostatu bezpieczeństwa |
| (4) Zamek | (9) Czujnik P |
| (5) Elementy obsługowe i wskaźniki temperatury | (10) Przewodzenie czujnika |

SRPvh 6511
SRPvh 8411



Prezentacja urządzenia

Fig. 2 Przykładowa prezentacja

- | | |
|--|--|
| (1) Tabliczka znamionowa | (6) Otwór odpływowy wody z czyszczenia |
| (2) Półki rusztowe | (7) Oświetlenie wewnętrzne * |
| (3) Kółka | (8) Czujnik termostatu bezpieczeństwa |
| (4) Zamek | (9) Czujnik P |
| (5) Elementy obsługowe i wskaźniki temperatury | (10) Przewodzenie czujnika |

SRPvh 1402




Fig. 3 Przykładowa prezentacja

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (1) Tabliczka znamionowa | (7) Oświetlenie wewnętrzne * |
| (2) Półki rusztowe | (8) Czujnik termostatu bezpieczeństwa |
| (3) Kółka | (9) Czujnik P |
| (4) Zamek | (10) Przewodzenie czujnika |
| (5) Elementy obsługowe i wskaźniki temperatury | (11) Półka drucziana |
| (6) Otwór odpływowy wody z czyszczenia | |

SRPvh 1412




Fig. 4 Przykładowa prezentacja

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (1) Tabliczka znamionowa | (7) Oświetlenie wewnętrzne * |
| (2) Półki rusztowe | (8) Czujnik termostatu bezpieczeństwa |
| (3) Kółka | (9) Czujnik P |
| (4) Zamek | (10) Przewodzenie czujnika |
| (5) Elementy obsługowe i wskaźniki temperatury | (11) Półka drucziana |
| (6) Otwór odpływowy wody z czyszczenia | |




Fig. 5 Przykładowa prezentacja

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| (4) Przyłącze do czujnika P | (3) Bezpotencjałowe wyjście alarmowe |
| (2) Interfejs USB | (4) Interfejs LAN |

1.3 Wyposażenie specjalne

Wskazówka

Akcesoria można otrzymać w dziale obsługi klienta (patrz 9.3 Punkt serwisowy) oraz w sklepie Liebherr-Hausgeräte home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

SmartModule

Urządzenie jest wyposażone w SmartModule. Jest to interfejs WLAN i LAN do połączenia pomiędzy urządzeniem a zewnętrznym systemem dokumentacji i alarmu, takim jak np. Liebherr SmartMonitoring. Liebherr SmartMonitoring Dashboard nie jest dostępny we wszystkich krajach. Sprawdzić dostępność za pomocą kodu QR (patrz 6.2.18 Połączenie WLAN), wprowadzając swój model.

Doposażenie szuflad

W przypadku doposażenia systemów szuflad w chłodziarkach/zamrażarkach Liebherr, które są wykorzystywane do przechowywania materiałów wrażliwych na temperaturę, takich jak leki wymagające chłodzenia oraz towary chłodzone podlegające specjalnym wymaganiom normatywnym, wymagana jest kwalifikacja temperaturowa. Doposażenie szuflad w chłodziarkach/zamrażarkach Liebherr może prowadzić do zepsucia przechowywanych towarów lub ich uszkodzenia. Dlatego doposażenie może być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta chłodziarki/zamrażarki.

1.4 Zakres zastosowania urządzenia

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejsza chłodziarka laboratoryjna nadaje się do profesjonalnego przechowywania produktów w temperaturach:

- **Drzwi piankowe:** -2 °C i 16 °C.*
- **Drzwi szklane:** 0 °C i 16 °C.*

Produktami typowymi do przechowywania są próbki badawcze, odczynniki, zapasy laboratoryjne itp.

Urządzenie jest zgodne ze specyfikacją normy DIN 13277 - Urządzenia do przechowywania w stanie schłodzonym i zamrożonym do zastosowań laboratoryjnych i medycznych.

Przechowywanie substancji wrażliwych na temperaturę wymaga zastosowania niezależnego, stale monitorowanego systemu alarmowego. System alarmowy musi być zaprojektowany w taki sposób, aby osoba odpowiedzialna mogła zarejestrować każdy stan alarmowy w celu podjęcia odpowiednich działań.

Przewidziane użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Urządzenia nie stosować w następujących sytuacjach:

- Przechowywanie i schładzanie:
 - niestabilnych chemicznie, zapalnych lub żrących substancji
 - krwi, osocza lub innych płynów ustrojowych służących do infuzji, bądź wprowadzania do ludzkiego organizmu.
- Stosowania na obszarach zagrożonych wybuchem.

- Stosowanie na zewnątrz lub w miejscach wilgotnych albo narażonych na kontakt z rozpryskami wody.
- Zastosowanie w mieszkaniach, ponieważ nie można zapewnić stosownej ochrony odbioru radiowego w tego rodzaju otoczeniach.*

Użytkowanie urządzenia niezgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do uszkodzenia lub zepsucia przechowywanych produktów.

Klasy klimatyczne

Klasa klimatyczna obowiązująca dla danego urządzenia podana jest na tabliczce znamionowej.




Fig. 6 Tabliczka znamionowa

(X) Ta klasa klimatyczna informuje, w jakich warunkach otoczenia urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.

Klasa klimatyczna (X)	maks. temperatura pokojowa	maks. wzgl. wilgotność powietrza
7	35 °C	75%

Wskazówka

Minimalna dopuszczalna temperatura pokojowa w miejscu ustawienia wynosi 10 °C.

W razie wystąpienia warunków granicznych na szklanych drzwiach (w zależności od wyposażenia) i ścianach bocznych mogą się pojawić skropliny.

1.5 Hałas emitowany przez urządzenie

Poziom emitowanego ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką A w trakcie pracy urządzenia wynosi poniżej 70 dB(A) (moc akustyczna wzgl. 1 pW).

1.6 Zgodność

Szczelność obiegu czynnika chłodniczego została poddana kontroli. Urządzenie spełnia obowiązujące wymogi dotyczące bezpieczeństwa.

Deklaracja zgodności UE	
Producent/wystawca:	LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH
Adres:	A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Deklaracja zgodności UE

Oznaczony produkt jest zgodny z przepisami następujących europejskich dyrektyw i rozporządzeń:

(UE) 2019/2020, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE

Zamontowany moduł radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Informacje dotyczące modułu radiowego (patrz 9.1 Dane techniczne).

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.liebherr.com

1.7 Substancje SVHC zgodnie z rozporządzeniem REACH

W poniższym linku można sprawdzić, czy urządzenie zawiera substancje SVHC zgodnie z rozporządzeniem REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

Niniejszą instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby zawsze mieć do niej dostęp.

W przypadku przekazania urządzenia należy również przekazać instrukcję obsługi następnemu użytkownikowi.

W celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem eksploatacji. Stosować się stale do zawartych w niej instrukcji, wskazówek bezpieczeństwa i wskazówek ostrzegawczych. Są one istotne, aby prawidłowo i bezpiecznie zainstalować i eksploatować urządzenie.

Zagrożenia dla użytkownika:

- Urządzenie to może być używane wyłącznie przez personel specjalistyczny i laborantów, którzy zostali przeszkoleni do tego celu i zapoznali się ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa dotyczącymi pracy w laboratorium. Dzieciom i osobom o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub też nieposiadającym doświadczenia i wiedzy nie wolno uruchamiać ani obsługiwać tego urządzenia.
- Gniazdko sieciowe musi być zawsze łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej możliwe było jak najszybsze odłączenie urządzenia od zasilania elektrycznego. Musi się znajdować poza obszarem tylnej ściany urządzenia.
- Podczas odłączania urządzenia od sieci, zawsze chwytać za wtyczkę. Nie ciągnąć kabla.

- W razie usterek wyciągnąć wtyk z gniazda sieciowego bądź wyłączyć bezpiecznik.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie eksploatować urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- **OSTRZEŻENIE:** Listew zasilających/rozdzielaczy oraz innych elektronicznych urządzeń (jak np. transformator halogenów) nie wolno umieszczać i eksploatować za urządzeniami.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie zakrywać otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia, jak również w meblach kuchennych.
- Naprawy i ingerencje w urządzenie powierzać wyłącznie placówce serwisowej lub odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi.
- Montować, podłączać i utylizować urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji.

Zagrożenie pożarowe:

- Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy (dane na tabliczce znamionowej) jest przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny. Wyływający czynnik chłodniczy może ulec zapłonowi.
 - **OSTRZEŻENIE:** Nie uszkodzić obiegu chłodniczego.
 - Wewnątrz urządzenia nie wolno manipulować źródłami zapłonu.
 - **OSTRZEŻENIE:** W lodówce nie stosować żadnych elektrycznych urządzeń, które nie są zgodne z typem zalecanym przez producenta.
 - Jeżeli wydostaje się czynnik chłodniczy: Usunąć ogień lub źródła zapłonu, znajdujące się w pobliżu miejsca nieszczelności. Dobrze przewietrzyć pomieszczenie. Powiadomić serwis techniczny.
- Nie użytkować urządzenia w pobliżu wybuchowych gazów.
- W pobliżu urządzenia nie wolno składować i używać benzyny oraz innych łatwopalnych gazów i cieczy.
- Nie przechowywać w urządzeniu żadnych materiałów wybuchowych, jak np. pojemniki aerozolowe z gazem pędnym. Takie puszki z aerozolami można rozpoznać na podstawie nadrukowanego opisu zawartości lub symbolu płomienia na puszcze. Ewentualnie ulatniające się gazy mogłyby zapalić się w zetknięciu z częściami elektrycznymi.

- Palące się świece, lampy i inne przedmioty z otwartym płomieniem trzymać z dala od urządzenia, aby go nie podpalić.
- Butelki z napojami alkoholowymi lub inne pojemniki z alkoholem należy przechowywać wyłącznie szczelnie zamknięte. Ewentualnie wyływający alkohol mógłby zapalić się w zetknięciu z częściami elektrycznymi.

Niebezpieczeństwo spadnięcia lub wyrócenia:

- **OSTRZEŻENIE:** By uniknąć zagrożenia ze strony niestabilności urządzenia, należy je zamocować zgodnie ze wskazówkami.
- Cokołu, szuflad, drzwi itd. nie wolno używać jako podnóżków, nie wolno stosować ich jako podparcia.

Niebezpieczeństwo odmrożeń, utraty czucia lub bólu:

- Unikać długotrwałego kontaktu skóry z zimnymi powierzchniami lub z chłodzonymi/mrożonymi produktami albo przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, np. użyć rękawic.

Niebezpieczeństwo zranienia osób i uszkodzenia urządzenia:

- **OSTRZEŻENIE:** W celu przyspieszenia procesu rozmrażania nie należy używać żadnych przyrządów mechanicznych lub innych środków poza tymi zalecanymi przez producenta.
- **OSTRZEŻENIE:** Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Pod osłoną znajdują się części pod napięciem. Oświetlenie wnętrza diodami świecącymi może być wymieniane i naprawiane wyłącznie przez placówkę serwisową lub przez przeszkolony personel specjalistyczny.
- **UWAGA:** Urządzenie może być eksploatowane tylko z oryginalnymi akcesoriami producenta lub z akcesoriami innych oferentów, zatwierdzonymi przez producenta. W przypadku zastosowania niezatwierdzonych akcesoriów ryzyko ponosi producent.

Ryzyko zgniecenia:

- Nie sięgać do zawiasu podczas otwierania i zamykania drzwi. Może dojść do zakleszczenia się palców.

Kwalifikacja personelu specjalistycznego:

Urządzenie może być instalowane, sprawdzone, konserwowane i uruchamiane

wyłącznie przez personel specjalistyczny, który zapoznał się z montażem, uruchomieniem i obsługą urządzenia.

Personel specjalistyczny to osoby, które ze względu na swoje wykształcenie techniczne, wiedzę i doświadczenie oraz znajomość odpowiednich norm są w stanie ocenić i wykonać powierzoną im pracę oraz rozpoznać ewentualne zagrożenia. Muszą posiadać wykształcenie, szkolenie i uprawnienia do pracy przy danym urządzeniu.

Symbole na urządzeniu:



Symbol ten może się znajdować na sprężarce. Odnosi się do oleju umieszczonego w sprężarce i wskazuje na następujące niebezpieczeństwo: **Może być śmiertelny w przypadku połamania i przedostania się do dróg oddechowych.** Wskazówka ta jest istotna jedynie w przypadku recyklingu. Brak niebezpieczeństwa w trakcie normalnej eksploatacji.




OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarowe / materiały palne. Symbol ten znajduje się na sprężarce i wskazuje na zagrożenie związane z substancjami palnymi. Nie usuwać naklejki.



Symbol znajduje się z tyłu urządzenia w obszarze przekaźnika alarmowego i zwraca uwagę na następujące zagrożenie: **Porażenie prądem!** Napięcie zewnętrzne może występować nawet, gdy urządzenie jest odłączone od sieci. Nie usuwać naklejki.



Taka lub podobna naklejka może znajdować się z tyłu urządzenia. Wskazuje ona, że na drzwiach i/lub w obudowie znajdują się próżniowe panele izolacyjne (VIP) lub panele perlitowe. Wskazówka ta jest istotna jedynie w przypadku recyklingu. Nie usuwać naklejki.




Li-ion

Taka lub podobna naklejka może znajdować się z tyłu urządzenia. Dotyczy zamontowanego akumulatora Li-ion. Wskazówka ta jest istotna jedynie w przypadku recyklingu. Nie usuwać naklejki.

Należy przestrzegać wskazówek ostrzegawczych oraz innych specjalnych wskazówek podanych w innych rozdziałach:

	ZAGROŻENIE	Informuje o bezpośrednio niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia spowoduje śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.
	OSTRZEŻENIE	Informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.

Sposób działania wyświetlacza Touch & Swipe

	OSTROŻNIE	Informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować lekkie lub średnie obrażenia ciała.
	UWAGA	Informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować szkody rzeczowe.
	Wskaźówka	Oznacza ogólne użyteczne wskaźówki i porady.




3 Sposób działania wyświetlacza Touch & Swipe

Urządzenie można obsługiwać przy pomocy wyświetlacza Touch & Swipe. Przy pomocy wyświetlacza Touch & Swipe (zwanym dalej wyświetlaczem) można wybrać funkcje urządzenia poprzez kliknięcie lub przeciągnięcie. Jeżeli przez 10 sekund na wyświetlaczu nie zostanie podjęte żadne działanie, wskaźnik przetączy się na nadrzędne menu lub bezpośrednio do wskaźnika statusu.

3.1 Nawigacja oraz objaśnienie symboli

Na rysunkach użyto różnych symboli dla nawigacji przy pomocy wyświetlacza. W poniższej tabeli znajduje się opis tych symboli.



Symbol	Opis
	Krótko nacisnąć wyświetlacz: Aktywować/dezaktywować funkcję. Potwierdzić wybór. Otworzyć podmenu.
	Dotknąć wyświetlacz i przytrzymać przez zalecany czas (np. 3 sekundy): Aktywować/dezaktywować funkcję lub wartość.
	Przeciągnąć w prawo lub w lewo: Nawigować w menu.
	Krótko dotknąć symbolu Wstecz: Przeskok o jeden poziom menu.
	Dotykać symbolu Wstecz przez 3 sekundy: Przeskoczyć do wskaźnika statusu.
	Krótko dotknąć symbolu Wstecz znajdującego się na górze po lewej stronie: Przeskok o jeden poziom menu.
	Strzałka z zegarem: Upływa więcej niż 10 sekund, aż kolejny wskaźnik wyświetli się na wyświetlaczu.

Symbol	Opis
	Strzałka z podanym czasem: Upływa podany czas, aż poniższy wskaźnik wyświetli się na wyświetlaczu.
	Symbol „Otwieranie menu ustawień”: Przejdź do menu ustawień i otworzyć menu ustawień. Jeżeli to konieczne: W menu ustawień nawigować do wybranej funkcji. (patrz 3.2.1 Otwieranie menu ustawień)
	Otworzyć symbol „Rozszerzone menu”: Przejdź do rozszerzonego menu i otworzyć rozszerzone menu. Jeżeli to konieczne: W menu nawigować do wybranej funkcji. (patrz 3.2.2 Otwieranie rozszerzonego menu)
Brak działania przez 10 sekund	Jeżeli przez 10 sekund na wyświetlaczu nie zostanie podjęte żadne działanie, wskaźnik przetączy się na nadrzędne menu lub bezpośrednio do wskaźnika statusu.
Otworzyć i ponownie zamknąć drzwi.	Jeżeli drzwi zostaną otwarte i od razu zamknięte, wskaźnik przetączy się bezpośrednio na wskaźnik statusu.

Uwaga: Rysunki wyświetlacza zawierają angielskie terminy.

3.2 Menu

Funkcje urządzenia zostały podzielone na różne menu:

Menu	Opis
Menu główne	Po włączeniu urządzenia następuje automatyczne przetączenie na menu główne. Tutaj można nawigować do najważniejszych funkcji urządzenia, do menu ustawień oraz do rozszerzonego menu.
 Menu ustawień	Menu ustawień zawiera dodatkowe funkcje urządzenia służące do jego ustawiania.
 Rozszerzone menu	Rozszerzone menu zawiera specjalne funkcje urządzenia służące do jego ustawiania. Dostęp do rozszerzonego menu jest chronione kodem liczbowym 151 .

3.2.1 Otwieranie menu ustawień




Fig. 7 Przykładowa prezentacja

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Menu ustawień jest otwarte.
- ▶ Jeżeli to konieczne: Przejść do wybranej funkcji.

3.2.2 Otwieranie rozszerzonego menu




Fig. 8 Dostęp przy pomocy kodu liczbowego 151

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Rozszerzone menu jest otwarte.
- ▶ Jeżeli to konieczne: Przejść do wybranej funkcji.

3.3 Tryb uśpienia

Jeżeli wyświetlacz nie będzie dotykany przez 1 minutę, wtedy wyświetlacz przełączy się na tryb uśpienia. W trybie uśpienia następuje przyciemnienie jasności wskaźnika.

3.3.1 Kończenie trybu uśpienia

- ▶ Krótko dotknąć palcem wyświetlacza.
- ▷ Tryb uśpienia zostaje zakończony.

4 Uruchomienie

4.1 Warunki dotyczące ustawiania



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru na skutek wilgoci!
W razie zwilżenia elementów znajdujących się pod napięciem lub przewodu zasilającego może dojść do zwarcia.

- ▶ Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych. Nie należy użytkować urządzenia na zewnątrz lub w miejscach wilgotnych albo narażonych na kontakt z rozpryskami wody.

4.1.1 Miejsce ustawienia



OSTRZEŻENIE

Wyciekający czynnik chłodniczy i olej!
Pożar. Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy jest przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny. Zawarty w urządzeniu olej jest również palny. Wyciekający czynnik chłodniczy i olej mogą ulec zapaleniu, jeżeli stężenie będzie wystarczająco wysokie lub zetkną się z zewnętrznymi źródłami ciepła.

- ▶ Nie uszkadzać przewodów rurowych obiegu środka chłodniczego i kompresora.

- Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani obok kuchenki, grzejnika itp.
- Optymalnym miejscem ustawienia jest suche i dobrze wentylowane pomieszczenie.
- Jeśli urządzenie zostanie ustawione w bardzo wilgotnym otoczeniu, to na zewnętrznej stronie urządzenia może dojść do skraplania się wody. Należy zawsze dbać o dobrą wentylację w miejscu ustawienia.
- Im więcej czynnika chłodniczego w urządzeniu, tym większe musi być pomieszczenie, w którym ustawione jest urządzenie. W przypadku pojawienia się przecieku, w zbyt małych pomieszczeniach może powstać mieszanka gazowo-powietrzna. Na 8 g czynnika chłodniczego pomieszczenie, w którym ustawione jest urządzenie, musi mieć wielkość minimum 1 m³. Dane dotyczące zawartego w urządzeniu czynnika chłodniczego podane zostały tabliczce znamionowej we wnętrzu urządzenia.
- Podłoga w miejscu ustawienia urządzenia musi być pozioma i równa.
- Miejsce ustawienia musi mieć nośność wystarczającą dla wagi urządzenia z maksymalnym załadunkiem. (patrz 9.1 Dane techniczne)
- Stosowanie na obszarach zagrożonych wybuchem jest zabronione.

4.1.2 Przyłącze elektryczne



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru z powodu nieprawidłowego ustawienia!

Jeśli kabel sieciowy lub wtyczka dotyka tylnej ściany urządzenia, wibracje urządzenia mogą uszkodzić kabel sieciowy lub wtyczkę, powodując zwarcie.

- ▶ Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że pod urządzeniem nie jest zakleszczony żaden kabel sieciowy.
- ▶ Urządzenie ustawić w ten sposób, by nie stykało się z żadną wtyczką lub kablem sieciowym.
- ▶ Nie podłączać urządzeń do gniazdek w obszarze tylnej ściany urządzenia.
- ▶ Listew zasilających lub rozdzielaczy oraz innych elektrycznych urządzeń (jak np. transformator halogenów) **nie** wolno umieszczać i eksploatować za urządzeniami.

Uruchomienie

4.2 Wymiary urządzenia




Fig. 9 Przykładowa prezentacja




Fig. 10 Przykładowa prezentacja

	SRPvh 1402 SRPvh 1412	SRPvh 6501 SRPvh 6511
A	2135 mm	2135 mm
B	1427 mm	697 mm
C	867 mm	867 mm
D	1500 mm	1500 mm
E	1532 mm	1532 mm

	SRPvh 8401 SRPvh 8411
A	2135 mm
B	787 mm
C	1017 mm
D	1740 mm
E	1772 mm

A = Wysokość urządzenia włącznie z nóżkami (minimalna) / kótkami

B = Szerokość urządzenia bez uchwyty

C = Głębokość urządzenia bez uchwyty

D = Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiach

E = Głębokość urządzenia z wystającą klamką i zabezpieczeniem przed przechyleniem

4.3 Transportowanie urządzenia



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo poranienia przez odłamki szkła!*
Przy transporcie na wysokości powyżej 1500 m nad poziomem morza szklane szyby w drzwiach mogą pęknąć. Odłamki są ostre i mogą spowodować ciężkie obrażenia.
► Przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia urządzenia na skutek ciężkiego urządzenia!

► Urządzenie należy transportować wyłącznie w co najmniej dwie osoby.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia urządzenia na skutek przewrócenia się urządzenia!

► Podczas transportu urządzeń należy zwracać uwagę na nierówne powierzchnie i rampy.

Podczas transportu urządzenia należy uwzględnić:

- Transportować urządzenie w pozycji stojącej.
- Jeżeli to konieczne: Urządzenia dwudrzwiowe rozłożyć w celu przetransportowania.

W przypadku pierwszego uruchomienia:

- Transportować urządzenie w opakowaniu.

Podczas transportu urządzenia po pierwszym uruchomieniu (np. Przeprowadzka lub czyszczenie):

- Opróżnić urządzenie.
- Zabezpieczyć drzwi przed niezamierzonym otwarciem.

4.4 Rozpakowywanie urządzenia

- Sprawdzić urządzenie i opakowanie pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą. Urządzenia nie podłączać do napięcia zasilającego.
- Z tyłu lub z boku urządzenia usunąć wszystkie materiały opakowaniowe, które uniemożliwiają prawidłowe ustawienie lub wentylację nawiewną i wywiewną urządzenia.

4.5 Podłączanie przewodu zasilającego




Fig. 11

- ▶ Podłączyć gniazdo przewodu zasilającego Fig. 11 (1) urządzenia chłodzącego z tyłu urządzenia.
- ▶ Zamontować odciążenie. Fig. 11 (2)

4.6 Montaż zabezpieczenia przed wywróceniem



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia urządzenia na skutek przechyłającego się urządzenia!
Zagrożenie życia oraz uszkodzenia urządzenia. Przy wysuwaniu z urządzenia półek załadowanych do pełna urządzenie może się przewrócić.

- ▶ Przed uruchomieniem urządzenia: Zamontować zabezpieczenie przed wywróceniem zgodnie z instrukcjami.




Fig. 12

Zabezpieczenie przed wywróceniem jest dołączone do urządzenia. Zabezpieczenie składa się z części mocującej, pałąka, ośmiu podkładek i ośmiu śrub.




Fig. 13

- ▶ Zamontować pałąk przy użyciu dołączonych podkładek i nakrętek przy urządzeniu.
- ▶ Dosunąć urządzenie z zamontowanymi częściami mocującymi do ściany.
- ▶ Wyrównać urządzenie.




Fig. 14

- ▶ Wykonać zaznaczenia na ścianie.
- ▶ Odsunąć urządzenie.




Fig. 15

W zależności od struktury ściany lub podłogi (drewno, beton) użyć odpowiedniego materiału mocującego (np. kołków) i zastosować odpowiednią liczbę punktów mocowania.

- ▶ Zamocować haki zabezpieczające.

4.7 Ustawianie urządzenia



OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo zranienia osób i uszkodzenia urządzenia!

- ▶ Urządzenie ustawiać we 2 osoby.



OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo zranienia osób i uszkodzenia urządzenia!
Drzwi mogą uderzyć o ścianę i zostać w ten sposób uszkodzone. W przypadku szklanych drzwi uszkodzone szkło może spowodować obrażenia!

- ▶ Chronić drzwi przed uderzeniem o ścianę. Na ścianie umieścić odbojnik drzwi, np. odbojnik filcowy.

- ▶ Wszystkie potrzebne elementy (np. kabel sieciowy) podłączyć z tyłu urządzenia i poprowadzić w bok.

Wskazówka

Przewody mogą ulec uszkodzeniu!

- ▶ Nie zaciskać kabla przy wsuwaniu.

- ▶ Dosunąć urządzenie do ściany w taki sposób, aby części mocujące zatrzasnęły się w haku zabezpieczającym.
- ▷ Urządzenie jest zabezpieczone przed przechyleniem.
- ▷ Można je poluzować poprzez złożenie haków zabezpieczających.
- ▶ Odległość między górną krawędzią urządzenia a sufitem musi wynosić co najmniej 300 mm.

4.8 Ustawianie wielu urządzeń

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez wodę kondensacyjną między ściankami bocznymi!

- ▶ Nie ustawiać urządzenia bezpośrednio obok innego urządzenia chłodniczego.
- ▶ Urządzenia ustawiać z odstępem 3 cm między urządzeniami.
- ▶ Ustawiać obok siebie kilka urządzeń, tylko z temperaturami 35 °C i wilgotnością powietrza 65%.
- ▶ W razie większej wilgotności zwiększyć odstęp między urządzeniami.

Uruchomienie




Fig. 16 Ustawienie Side-by-Side

Wskazówka

Zestaw Side-by-Side jest dostępny jako osprzęt w punkcie serwisowym Liebherr. (patrz 9.3 Punkt serwisowy)

4.9 Po ustawieniu

- ▶ Zdjąć folie ochronne. *
- ▶ Oczyszczyć urządzenie. (patrz 8.3 Czyszczenie urządzenia)
- ▶ W razie potrzeby: Zdezynfekować urządzenie.
- ▶ Zachować fakturę, aby w razie konieczności skorzystania z usług serwisowych sprawdzić dane urządzenia i dystrybutora.

4.10 Utylizacja opakowania



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uduszenia materiałami opakowania i folią!

- ▶ Nie pozwolić dzieciom na zabawę materiałami opakowania.

Opakowanie wyprodukowane zostało z materiałów nadających się do ponownego wykorzystania:

- Tektura falista/karton
 - Części wykonane z polistyrenu
 - Folie i woreczki z polietylenu
 - Taśmy do opasywania z polipropylenu
 - zbita gwoździami drewniana rama z tarczą polietylenową*
- ▶ Materiał opakowania należy oddać w najbliższym punkcie zbiórki surowców wtórnych.

4.11 Zmiana kierunku otwierania drzwi

4.11.1 Wskazówki bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek niefachowo wykonanej zmiany kierunku otwierania drzwi!

- ▶ Zmiana kierunku otwierania drzwi musi być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowany personel.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i szkody materialne z uwagi na ciężar drzwi!

- ▶ Przebudowę przeprowadzać wyłącznie, jeżeli istnieje możliwość przenoszenia 45 kg.
- ▶ Przebudowę przeprowadzać wyłącznie w dwie osoby.

UWAGA

Części przewodzące prąd!
Uszkodzenie części elektrycznych.

- ▶ Wyjąć wtyczkę sieciową, zanim nastąpi zmiana kierunku otwierania drzwi.

4.11.2 Narzędzie



4.11.3 Otwieranie osłony agregatu

- ▶ Otworzyć drzwi.




Fig. 17

- ▶ Wyjąć śruby.




Fig. 18

- ▶ Unieść osłonę agregatu do góry.
 - ▶ Przytrzymać osłonę.
- lub-




Fig. 19

- ▶ Zamocować osłonę.

4.11.4 Demontaż drzwi

4.11.4 Demontaż drzwi (drzwi szklane)*




Fig. 20

- ▶ Wyjąć śrubę.




Fig. 21

- ▶ Usunąć blokadę płytki zawiasu.




Fig. 22

- ▶ Wyjąć śruby.




Fig. 23

- ▶ Odkręcić śrubę.




Fig. 24

- ▶ Unieść lekko drzwi Fig. 24 (1), dół przechylić do przodu Fig. 24 (2) i opuścić Fig. 24 (3).
- ▶ Drzwi ułożyć na miękkiej podkładce.
- ▷ Drzwi szklane zostały zdemontowane.

4.11.4 Demontaż drzwi (drzwi piankowe)*




Fig. 25

- ▶ Wyjąć śruby.




Fig. 26

- ▶ Odkręcić śrubę.




Fig. 27

Uruchomienie

- ▶ Unieść lekko drzwi Fig. 27 (1), dół przechylić do przodu Fig. 27 (2) i opuścić Fig. 27 (3).
- ▶ Drzwi ułożyć na miękkiej podkładce.
- ▷ Drzwi piankowe zostały zdemontowane.

4.11.5 Przebudowa dolnego systemu blokującego




Fig. 28

- ▶ Wyciągnąć dolny zawias z drzwi.

UWAGA

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowane napiętą sprężyną!

- ▶ Systemu blokującego drzwi Fig. 29 (1) nie należy demontować.




Fig. 29

- ▶ System blokujący Fig. 29 (2) obrócić do momentu, aż kliknie.
- ▷ Naprężenie wstępne systemu blokującego jest zwolnione.




Fig. 30 Zawias prawy

- ▶ Odkręcić nakrętki.

Wskazówka

Nieprawidłowe rozmieszczenie podkładek do regulacji wysokości.

Mocowanie nakrętek nie jest wystarczające.

- ▶ Podkładka musi się zatrzasnąć pod spodem systemu blokującego.




Fig. 31




Fig. 32 Zawias lewy

- ▶ Przełożyć system blokujący i przykręcić, zwracać uwagę na ustawienie systemu blokującego.
- ▷ Dolny system blokujący został przebudowany.

4.11.6 Przebudowa górnego systemu blokującego

4.11.6 Przebudowa górnego systemu blokującego (drzwi szklane)*




Fig. 33

- ▶ Wyjąć śruby.




Fig. 34

- ▶ Zdjąć dwuczęściowy zawias.




Fig. 35

- ▶ Zdemontować dwuczęściowy zawias. Fig. 35 (1)
- ▶ Ponownie zamontować dwuczęściowy zawias obrócony o 180°. Fig. 35 (2)




Fig. 36

- ▶ Zdjąć śruby i osłonę.




Fig. 37

- ▶ Zdjąć zawias.




Fig. 38

- ▶ Zamontować dwuczęściowy zawias obrócony o 180° po przeciwnej stronie.




Fig. 39

- ▶ Dokręcić zawias.
- ▶ Założyć osłonę.




Fig. 40

- ▶ Przenieść dwuczęściowy zawias na drugą stronę.

Wskazówka

Nie zaciskać kabla.




Fig. 41

- ▶ Dokręcić dwuczęściowy zawias.
- ▷ Górny system blokujący został przebudowany.

4.11.6 Przebudowa systemu blokującego (drzwi piankowe)*




Fig. 42

- ▶ Usunąć ostonę.




Fig. 43

- ▶ Sworznie przelożyć do zawiasu.
- ▶ Sworznie dokręcić z momentem obrotowym 12 Nm.




Fig. 44

- ▶ Założyć ostonę.
- ▷ Górny system blokujący został przebudowany.

4.11.7 Przekładanie zamka

4.11.7 Przekładanie zamka (zamek elektroniczny)




Fig. 45

- ▶ Wyjąć śruby i wyciągnąć zamek.
- ▶ Podłączony kabel pozostaje na zamku. Poluzować wszystkie mocowania.




Fig. 46

- ▶ Przełożyć ostonę na drugą stronę.




Fig. 47

- ▶ Włożyć zamek i przykręcić.
- ▷ Zamek elektroniczny został przetożony.

4.11.8 Przekładanie płytki zawiasu

4.11.8 Przebudowa płytki zawiasu (kółka)



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia urządzenia na skutek przechyłającego się urządzenia!
Zagrożenie życia oraz uszkodzenia urządzenia. Jeżeli kółka urządzenia zostaną zdemontowane, urządzenie może się przewrócić.

- ▶ Przed rozpoczęciem przebudowy urządzenia: Zabezpieczyć urządzenie przed przewróceniem.




Fig. 48

- ▶ Odkręcić kółka.




Fig. 49

- ▶ Odkręcić kółka z płytką zawiasu.




Fig. 50

- ▶ Przetoczyć osłony.




Fig. 51

- ▶ Przykręcić kółka.




Fig. 52

- ▶ Przykręcić kółka z płytką zawiasu.
- ▷ Płytką zawiasu została przetożona.

4.11.9 Przebudowa drzwi

4.11.9 Przebudowa drzwi (drzwi szklane)*




Fig. 53

- ▶ Wyciągnąć z drzwi górny system blokujący.

UWAGA

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowane napiętą sprężyną!

- ▶ Systemu blokującego drzwi Fig. 54 (1) nie należy demontować.




Fig. 54

- ▶ Wyciągnąć nakrętkę Fig. 54 (2).
- ▶ Zdjąć tuleję Fig. 54 (3).




Fig. 55 Przykładowa prezentacja

- ▶ Obrócić drzwi o 180°.




Fig. 56 Zawias prawy




Fig. 57 Zawias lewy

- ▶ Zmontować górny system blokujący i włożyć po stronie zawiasu, zwracając uwagę na wyrównanie tulei.
- ▷ Drzwi szklane zostały przebudowane.

4.11.9 Przebudowa drzwi (drzwi piankowe)*




Fig. 58

- ▶ Wyjąć tuleję zawiasu po przeciwnej stronie.




Fig. 59

- ▶ Obrócić drzwi o 180°.




Fig. 60

- ▶ Włożyć tuleję zawiasu u góry po stronie zawiasu (spłaszczoną stroną na zewnątrz).
- ▷ Drzwi piankowe zostały przebudowane.

4.11.10 Montaż dolnego systemu blokującego




Fig. 61

- ▶ Wsunąć system blokujący w drzwi.




Fig. 62 Drzwi od dołu

- ▷ Ustawienie systemu blokującego przed montażem dla zawiasu lewego (L) lub zawiasu prawego (R).

4.11.11 Montaż drzwi

4.11.11 Montaż drzwi (drzwi szklane)*




Fig. 63

- ▶ Dokręcić lekko śrubę.




Fig. 64

- ▶ Nałożyć lekko przechylone drzwi Fig. 64 (1), ustawić drzwi prosto Fig. 64 (2) i założyć od dołu na śrubę płytki zawiasu Fig. 64 (3).




Fig. 65

- ▶ Przykręcić drzwi.




Fig. 66

- ▶ Lekko obrócić blokadę płytki zawiasu Fig. 66 (1) i nałożyć na tuleję Fig. 66 (2).




Fig. 67

- ▶ Lekko cofnąć blokadę płytki zawiasu Fig. 67 (1), docisnąć Fig. 67 (2) i zablokować pod kątem zawiasu.




Fig. 68

- ▶ Otworzyć drzwi.
- ▶ Przykręcić blokadę płytki zawiasu.
- ▷ Drzwi szklane są zamontowane.

4.11.11 Montaż drzwi (drzwi piankowe)*




Fig. 69

- ▶ Dokręcić lekko śrubę.




Fig. 70

- ▶ Nałożyć lekko przechylone drzwi Fig. 70 (1), ustawić drzwi prosto Fig. 70 (2) i założyć od dołu na śrubę płytki zawiasu Fig. 70 (3).




Fig. 71

- ▶ Przykręcić drzwi.
- ▷ Drzwi piankowe są zamontowane.

4.11.12 Zamykanie ostony agregatu




Fig. 72

- ▶ Zamknąć ostonę agregatu.

Wskazówka
Nie zaciskać kabla.




Fig. 73

- ▶ Przykręcić ostonę agregatu.
- ▶ Zamknąć drzwi.
- ▷ Kierunek otwierania drzwi został zmieniony.

4.12 Ustawianie drzwi

4.12.1 Ustawianie drzwi w poziomie

Jeśli drzwi nie są proste, można je wyregulować względem dolnego zawiasu.




Fig. 74

- ▶ Wykręcić środkową śrubę na dolnym zawiasie.




Fig. 75

- ▶ Lekko poluzować obie śruby i przesunąć drzwiczki z zawiasem w prawo lub w lewo.
- ▶ Dokręcić śruby do oporu (środkowa śruba nie jest już potrzebna).
- ▷ Drzwi są ustawione prosto.

4.13 Podłączanie urządzenia




OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru z powodu nieprawidłowego podłączenia!

Poparzenia.

Uszkodzenia urządzenia.

- ▶ Nie stosować przedłużaczy.
- ▶ Nie stosować listew rozdzielczych.



UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek nieprawidłowego podłączenia!

Uszkodzenia urządzenia.

- ▶ Nie podłączać urządzenia do przetwornic wyspowych, np. instalacji solarnych i generatorów benzynowych.

Wskazówka

Używać wyłącznie dostarczonego przewodu zasilającego.

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- Urządzenie może być eksploatowane z **prądem przemiennym**.
- Dopuszczalne napięcie i częstotliwość znajduje się na tabliczce znamionowej. Pozycję tabliczki znamionowej podano w rozdziale Przegląd urządzenia. (patrz 1.2 Przegląd urządzenia i wyposażenia)
- Gniazdo sieciowe jest uziemione zgodnie z przepisami i chronione bezpiecznikiem elektrycznym.
- Prąd wyzwalający bezpiecznika wynosi między 10 A a 16 A.
- Gniazdo jest łatwo dostępne.
- ▶ Sprawdzić przyłącze elektryczne.
- ▶ Wtyczkę urządzenia podłączyć z tyłu urządzenia. Zwrócić uwagę na prawidłowe zazębienie.
- ▶ Wtyczkę sieciową podłączyć do zasilania elektrycznego.
- ▷ Wskaźnik przełącza się na symbol Standby.

4.14 Włączanie urządzenia (pierwsze uruchomienie)

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- Urządzenie jest ustawione i podłączone.
- Wszystkie taśmy klejące, folie klejące i ochronne oraz zabezpieczenia transportowe w urządzeniu i na nim są zdjęte.




Fig. 76 Przykładowa prezentacja

- ▶ Miga symbol Standby: Zaczekać, aż proces uruchomienia zostanie zakończony.

- ▷ Na wyświetlaczu pojawia się symbol Standby.

Jeżeli urządzenie jest dostarczane z ustawieniami fabrycznymi, przy uruchomieniu należy najpierw wybrać język ekranu oraz datę/czas.




Fig. 77

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Język jest ustawiony.




Fig. 78

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Data jest ustawiona.




Fig. 79

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Czas jest ustawiony.




Fig. 80 Wskaźnik statusu

- ▷ Urządzenie jest gotowe do pracy, jeżeli na wyświetlaczu jest wskazywana temperatura.
- ▷ Wskaźnik temperatury miga aż do osiągnięcia ustawionej temperatury.

4.15 Zakładanie wyposażenia

4.15.1 Wkładanie listwy zaczepowej




Fig. 81 Przykładowa prezentacja

- ▶ Zaczepić listwę zaczepową w mocowaniu Fig. 81 (1). Zaznaczenie Fig. 81 (2) musi być skierowane do przodu.

4.15.2 Wkładanie szyny nośnej




Fig. 82 Przykładowa prezentacja

- ▶ Wsunąć szynę nośną w tylną listwę zaczepową, a następnie zaczepić ją z przodu.

4.16 Półka druciana

4.16.1 Wkładanie półki drucianej




Fig. 83 Przykładowa prezentacja

► Nałożyć półkę drucianą na szyny nośne.

5 Przechowywanie

5.1 Wskazówki dotyczące przechowywania





Fig. 84 Przykładowa prezentacja

Podczas przechowywania należy uwzględnić poniższe wskazówki:

- Jeśli ruszty do składowania Fig. 84 (1) są ruchome, należy je ustawić odpowiednio do wysokości.
 - Uwzględnić maksymalne obciążenie. (patrz 9.1 Dane techniczne)
 - Urządzenie załadowywać dopiero po osiągnięciu temperatury przechowywania (zachowanie łańcucha chłodniczego).
 - Chłodzone produkty nie mogą dotykać tylnej ścianki.
 - Nie przechowywać żadnych chłodzonych produktów poza tylnym ogranicznikiem półki rusztowej.
 - Płyny przechowywać w zamkniętych pojemnikach.
 - Schładzane artykuły układać z odstępem, aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza.
 - Chłodzone produkty nie mogą przekraczać granicy spiętrzenia. 
- Jest to ważne dla prawidłowej cyrkulacji powietrza i równomiernego rozkładu temperatury we wnętrzu.

6 Obsługa

6.1 Elementy obsługi i wyświetlacz

Wyświetlacz umożliwia szybki przegląd aktualnego stanu urządzenia, ustawienia temperatury, stanu funkcji oraz ustawień i komunikatów alarmowych / komunikatów o błędach.

Obsługa odbywa się bezpośrednio przez wyświetlacz Touch & Swipe poprzez przeciągnięcie palcem i stukanie.

Funkcje można aktywować i dezaktywować oraz zmieniać wartości ustawień.




Fig. 85 Wyświetlacz Touch & Swipe

(1) Wskaźnik statusu

6.1.1 Wskaźnik statusu




Fig. 86 Wskaźnik statusu

(1) Temperatura rzeczywista

(2) Status alarmu

(3) Status procesu rozmrażania

(4) Status blokady drzwi





Wskaźnik statusu jest wskaźnikiem wyjściowym.

Wyświetla on po środku temperaturę, a w dolnym obszarze trzy symbole. Wskaźnik statusu może wyświetlać pozostałe symbole.

Ze wskaźnika statusu można przejść do funkcji i ustawień.

6.1.2 Symbole wskaźnikowe




Symbole wskaźnikowe informują o aktualnym statusie urządzenia.






Symbol	Stan urządzenia
	Symbol Standby Urządzenie jest wyłączone.
	Symbol Standby (miga) Urządzenie uruchamia się.
	Temperatura (miga) Temperatura docelowa nie została jeszcze osiągnięta. Urządzenie schładza się do ustalonej temperatury.
	Wskaźnik statusu (z białym obramowaniem) Urządzenie jest zablokowane.

Symbol	Stan urządzenia
	D na wskaźniku Urządzenie jest w trybie demo.
	Wskaźnik konserwacji (żółty) Ustawiony przedział czasowy upłynął.
	Pamięć danych pełna (żółty) Pamięć danych (999 godzin) jest pełna. Najstarsze dane będą od teraz nadpisywane.
	Pamięć alarmów pełna (żółty) Pamięć alarmów jest pełna. Usunąć pojedyncze alarmy lub całą pamięć.
	Ręczne otwarcie drzwi (żółty) Zamknięte drzwi zostały otwarte ręcznie.
	Symbol błędów (czerwony) Urządzenie jest w trybie błędów.
	Tło (niebieskie) Aktywne ustawienie lub aktywna funkcja
	Pasek (zwiększanie) Nacisnąć przez 3 sekundy, aby aktywować ustawienie.
	Pasek (zmniejszanie) Nacisnąć przycisk przez 3 sekundy, aby dezaktywować ustawienie.

Symbol na wskaźniku stanu

Dodatkowe symbole w dolnej części wskaźnika statusu umożliwiają szybki dostęp do informacji dot. alarmu oraz szczegółów odnośnie stanu urządzenia.

Symbol	Stan urządzenia
	Symbol alarmu (szary) Archiwum alarmów jest puste. Krótkie stuknięcie otwiera archiwum alarmów.
	Symbol alarmu (biały) W archiwum alarmów znajdują się potwierdzone alarmy. Krótkie stuknięcie otwiera archiwum alarmów.
	Symbol alarmu (czerwony) W archiwum alarmów znajdują się wciąż niepotwierdzone alarmy. Krótkie stuknięcie otwiera archiwum alarmów.

Symbol	Stan urządzenia
	Symbol alarmu (czerwony, miga) W archiwum alarmów znajduje się aktywny alarm. Krótkie stuknięcie otwiera archiwum alarmów.
	Symbol rozmrażania (szary) Brak aktywnego procesu rozmrażania.
	Symbol alarmu (biały, miga) Ręczny proces rozmrażania aktywny. Krótkie stuknięcie otwiera ręczne rozmrażanie. (patrz 6.2.23 Rozmrażanie)
	Symbol rozmrażania (biały) Automatyczny proces rozmrażania aktywowany. Nie można przerwać funkcji.
	Symbol zamka drzwi (biały, zamknięty) Blokada drzwi jest aktywna. Krótkie stuknięcie otwiera wprowadzenie kodu do otwarcia drzwi. (patrz 6.2.6 Blokada drzwi)
	Symbol zamka drzwi (biały, otwarty) Blokada drzwi jest nieaktywna. Krótkie stuknięcie otwiera wprowadzenie kodu do blokady drzwi. (patrz 6.2.6 Blokada drzwi)

Dodatkowe symbole wskaźnika statusu

6.1.3 Sygnały akustyczne

Sygnał rozbrzmiewa w następujących przypadkach:

- Po potwierdzeniu funkcji lub wartości.
- Jeżeli funkcja lub wartość nie jest aktywowana lub jest dezaktywowana.
- Po wystąpieniu błędu.
- W przypadku komunikatu alarmowego.

Dźwięki alarmu można włączać i wyłączać w menu klienta.

6.2 Funkcje urządzenia

6.2.1 Wskazówki dotyczące funkcji urządzenia

Funkcje urządzenia zostały ustawione fabrycznie tak, aby urządzenie było w pełni sprawne.

Przed zmianą, aktywacją lub dezaktywacją funkcji urządzenia należy się upewnić, czy spełnione zostały następujące warunki:

- Przeczytano i zrozumiano opisy na temat działania wyświetlacza. (patrz 3 Sposób działania wyświetlacza Touch & Swipe)
- Zapoznano się z elementami obsługowymi i wskaźnikowymi urządzenia. (patrz 6.1 Elementy obsługi i wyświetlacza)

6.2.2 Włączanie i wyłączenie urządzenia



Ta funkcja pozwala na włączenie i wyłączenie całego urządzenia.

Włączanie urządzenia

Bez aktywnego trybu demo:




Fig. 87

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.

Z aktywnym trybem demo:




Fig. 88

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.

Wskazówka

Przed upływem odliczania należy dezaktywować tryb demo.




Fig. 89 Wskaźnik statusu

- ▷ Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie temperatury.

Wyłączanie urządzenia



Fig. 90




Fig. 91

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Na wyświetlaczu ukazuje się symbol Standby.
- ▷ Wyświetlacz wyłącza się po upływie ok. 10 minut.

6.2.3 Temperatura



Temperatura zależy od następujących czynników:

- częstość otwierania drzwi
- czas, w którym drzwi pozostają otwarte
- temperatura pomieszczenia w miejscu ustawienia
- rodzaj, temperatura i ilość chłodzonych produktów

Wskazówka

W niektórych obszarach wewnątrz lodówki temperatura może się nieco różnić niż ta podana na wskaźniku.

Utrzymując odpowiednią temperaturę chłodzone produkty pozostają dłużej świeże. Dzięki temu można uniknąć wyrzucenia żywności.

Ustawianie temperatury

Poniższe czynności opisują, w jaki sposób można zwiększyć temperaturę np. z 12,1 °C na 15,5 °C.



Fig. 92




Fig. 93

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Temperatura jest ustawiona.

6.2.4 Rejestr temperatury



Urządzenie wyświetla za pomocą tej funkcji minimalną i maksymalną temperaturę wewnętrzną. Ich rejestrowanie rozpoczyna się automatycznie po włączeniu urządzenia z częstotliwością jednej minuty. Po upływie 999 godzin (ok. 40 dni) wyświetlana jest wskazówka o zapelnieniu pamięci danych. Następnie należy zresetować rejestr temperatury.

Wskazówka

Niezależnie od tej funkcji, rejestrowana jest także cała historia temperatur, jak również komunikaty alarmowe i serwisowe. Dane te można eksportować i zapisywać na nośniku USB. (patrz 6.2.24 Pobieranie danych / Datalogging)

Jeżeli urządzenie posiada dodatkowy czujnik produktu, można go wybrać do wskazywania minimalnej i maksymalnej temperatury. (patrz 6.2.25 Kalibracja czujnika)

Wskazówka

Przy uruchomieniu urządzenia, **po osiągnięciu ustawionej temperatury**, należy jednorazowo zresetować rejestr temperatury. (patrz Resetowanie rejestru temperatury) Tym samym wartość maksymalnej temperatury zostanie potwierdzona.

Wyświetlanie rejestru temperatury

Rejestr temperatury wyświetla czas trwania zapisu, jak również zmierzoną w tym czasie minimalną i maksymalną temperaturę.




Fig. 94




Fig. 95

- ▷ Wyświetlony zostanie ekran statusu z rejestrami temperatury.

Resetowanie rejestru temperatury

Wyświetlone temperatury minimalne i maksymalne można jednorazowo zresetować. Skutkuje to usunięciem wyświetlonych wartości i ponownym rozpoczęciem częstotliwości rejestru.




Fig. 96




Fig. 97

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Rejestr temperatur został zresetowany.



6.2.5 Oświetlenie

Urządzenie jest wyposażone w oświetlenie wewnętrzne.

Można włączyć oświetlenie wewnętrzne na stałe. (patrz Włączanie oświetlenia*) *

Po otwarciu drzwi urządzenia włącza się oświetlenie wewnętrzne. Można również dezaktywować tę funkcję. (patrz Wyłączanie oświetlenia przy otwieraniu drzwi)

Włączanie oświetlenia*



Fig. 98




Fig. 99

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Oświetlenie jest włączone.

Wyłączanie oświetlenia*



Fig. 100




Fig. 101

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Oświetlenie jest wyłączone.

Wyłączanie oświetlenia przy otwieraniu drzwi




Fig. 102




Fig. 103

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Oświetlenie przy otwieraniu drzwi jest wyłączone.

Włączanie oświetlenia przy otwieraniu drzwi



Fig. 104




Fig. 105

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Oświetlenie przy otwieraniu drzwi jest włączone.



6.2.6 Blokada drzwi

Urządzenie jest wyposażone w elektroniczną blokadę drzwi. **Przy pierwszym uruchomieniu drzwi są odblokowane** i można je otworzyć.

Funkcja ta umożliwi zabezpieczenie urządzenia przed niepożądanym wyjmowaniem produktów.

Dostępne są następujące możliwości ustawień:

- Blokada drzwi za pomocą kodu.
- Odblokowanie drzwi za pomocą kodu.
- Aktywacja automatycznej blokady.
- Dezaktywacja automatycznej blokady.
- Ustawienie opóźnienia czasowego automatycznej blokady.
- Zmiana kodu drzwi. (patrz 6.2.9 Kody dostępu)
- Resetowanie kodu drzwi. (patrz 6.2.9 Kody dostępu)
- Połączenie pilota. (patrz 6.2.10 Pilot)

Blokada drzwi za pomocą kodu

Wskazówka

- W poniższym przykładzie zastosowano fabrycznie ustawiony kod PIN: **1 1 1 1**.




Fig. 106 Wskaźnik statusu

Wprowadzanie kodu otwartych drzwi rozpoczyna się od wskaźnika statusu poprzez stuknięcie w symbol otwartego zamka.




Fig. 107 Blokada drzwi za pomocą kodu 1 1 1 1.

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.




Fig. 108 Wskaźnik statusu z białą ramką

- ▷ Drzwi są zablokowane.

Odblokowanie drzwi za pomocą kodu

Wskazówka

- W poniższym przykładzie zastosowano fabrycznie ustawiony kod PIN: **1 1 1 1**.




Fig. 110 Odblokowanie drzwi za pomocą kodu 1 1 1 1.

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.



Fig. 111 Wskaźnik statusu

- ▷ Wyświetlił się wskaźnik statusu z symbolem otwartego zamka.
- ▷ Drzwi są odblokowane.

Aktywacja automatycznej blokady



Fig. 112




Fig. 113

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Automatyczna blokada jest aktywowana.
- ▷ Teraz można ustawić opóźnienie czasowe (patrz Ustawienie opóźnienia czasowego automatycznej blokady).

Wskazówka

Drzwi można nadal zablokować i odblokować pilotem (patrz 6.2.10 Pilot) lub wprowadzając kod drzwi.

Dezaktywacja automatycznej blokady



Fig. 114




Fig. 115

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Automatyczna blokada jest dezaktywowana.

Ustawienie opóźnienia czasowego automatycznej blokady

Ta funkcja ustawia czas opóźnienia automatycznej blokady drzwi po ich otwarciu.

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- Automatyczna blokada drzwi (patrz Aktywacja automatycznej blokady) jest aktywowana.




Fig. 116




Fig. 117 Można ustawić następujące wartości: 5, 15, 60, 90, 120, 180 i 240 sekund

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Opóźnienie czasowe jest ustawione.

Zmiana kodu drzwi

(patrz 6.2.9 Kody dostępu)

Resetowanie kodu drzwi

(patrz 6.2.9 Kody dostępu)

Połączenie pilota

(patrz 6.2.10 Pilot)



6.2.7 SmartLock

Aby uniknąć wyjmowania chłodzonych produktów, funkcja ta umożliwi automatyczną blokadę drzwi zaraz po wyzwoleniu alarmu temperatury. (patrz 6.2.26 Alarm temperatury) Istnieje możliwość ustawienia czasu opóźnienia blokady. Otwarcie drzwi jest wtedy możliwe wyłącznie za pomocą kodu PIN SmartLock.

Zastosowanie:

- Aktywować SmartLock.
- Dezaktywować SmartLock.
- Ustawienie wyświetlacza opóźnienia blokady.
- Odblokować zamek drzwi za pomocą kodu PIN SmartLock.
- Zmienić kod PIN SmartLock. (patrz 6.2.9 Kody dostępu)
- Przywrócić kod PIN SmartLock. (patrz 6.2.9 Kody dostępu)

Aktywacja SmartLock

Wskazówka

- ▶ W poniższym przykładzie zastosowano fabrycznie ustawiony kod PIN: **1 1 1 1**.




Fig. 118




Fig. 119

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Funkcja SmartLock jest aktywna.
- ▷ Teraz można wybrać częstotliwość opóźnienia blokady. (patrz Ustawianie opóźnienia blokady)

Dezaktywacja SmartLock

Wskazówka

- ▶ W poniższym przykładzie zastosowano fabrycznie ustawiony kod PIN: **1 1 1 1**.



Fig. 120




Fig. 121

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ SmartLock jest dezaktywowany.

Ustawianie opóźnienia blokady

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- SmartLock musi zostać aktywowany. (patrz Aktywacja SmartLock)



Fig. 122




Fig. 123 Można ustawić następujące wartości: Off (brak czasu oczekiwania) do 60 minut; w krokach co minutę

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Czas opóźnienia blokady został ustawiony.

Odblokowanie zamka drzwi za pomocą kodu PIN SmartLock

Po wyzwoleniu alarmu temperatury (patrz 6.2.26 Alarm temperatury) następuje automatyczna blokada drzwi za pomocą funkcji SmartLock.

Otwarcie jest możliwe obecnie wyłącznie za pomocą kodu PIN SmartLock.

Wskazówka

- ▶ W poniższym przykładzie zastosowano kod PIN SmartLock: **2 3 4 5**

Wprowadzanie kodu PIN SmartLock rozpoczyna się od wskaźnika statusu. Wyświetlą się informacje dotyczące funkcji SmartLock i rejestru temperatury alarmu temperatury.




Fig. 124

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Drzwi są odblokowane.



Fig. 125 Wskaźnik statusu

- ▷ Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie temperatury.

Zmiana kodu PIN SmartLock

(patrz 6.2.9 Kody dostępu)

Resetowanie kodu PIN SmartLock

(patrz 6.2.9 Kody dostępu)

6.2.8 Zabezpieczenie dostępu menu ustawień



Funkcja ta umożliwia zabezpieczenie dostępu menu ustawień za pomocą czterocyfrowego kodu PIN.

Zastosowanie:

- Należy unikać niezamierzonych zmian ustawień i funkcji.
- Unikać niezamierzonego wyłączenia urządzenia.
- Unikać niezamierzonego ustawiania temperatury.

Aktywowanie zabezpieczenia dostępu menu ustawień

Wskazówka

- ▶ W poniższym przykładzie zastosowano fabrycznie ustawiony kod PIN: **1 1 1 1**.



Fig. 126




Fig. 127

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Zabezpieczenie dostępu do menu ustawień zostało aktywowane.

Zmiana kodu PIN zabezpieczenia dostępu menu ustawień

(patrz 6.2.9 Kody dostępu)

Dezaktywowanie zabezpieczenia dostępu menu ustawień

Wskazówka

- ▶ W poniższym przykładzie zastosowano fabrycznie ustawiony kod PIN: **1 1 1 1**.



Fig. 128




Fig. 129

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Zabezpieczenie dostępu do menu ustawień zostało dezaktywowane.

Otwieranie zabezpieczonego dostępu menu ustawień

Gdy zabezpieczenie dostępu menu ustawień jest aktywne, aby je otworzyć, konieczne jest wprowadzenie kodu PIN.

Po wprowadzeniu prawidłowego kodu PIN, menu ustawień pozostaje odblokowane na 20 minut.

Wskazówka

- ▶ W poniższym przykładzie zastosowano fabrycznie ustawiony kod PIN: **1 1 1 1**.

Zabezpieczenie dostępu menu ustawień musi być aktywne.

- ▶ Przesuwać palcem w lewo lub w prawo, aż wyświetli się odpowiednia funkcja.




Fig. 130

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Kod PIN prawidłowy: Menu ustawień otwiera się.

6.2.9 Kody dostępu

Możliwe są różne ustawienia.

Zastosowanie:

- Zmiana kodu drzwi.
- Resetowanie kodu drzwi.
- Zmiana kodu ustawień.

- Resetowanie kodu ustawień.
- Zmiana kodu SmartLock.
- Resetowanie kodu SmartLock.



Kod drzwi

Zmiana kodu drzwi

To ustawienie umożliwia zmianę kodu drzwi blokady drzwiowej.

Ustawienie odbywa się w 3 krokach:

- Wprowadzenie starego kodu drzwi
- Wprowadzenie nowego kodu drzwi
- Potwierdzenie nowego kodu drzwi

Wskazówka

- ▶ W poniższym przykładzie zmieniono ustawiony fabrycznie kod drzwi **1 1 1 1**.
- ▶ Nowy kod drzwi to: **2 3 4 5**



Fig. 131




Fig. 132

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Wprowadzenie starego kodu drzwi powiodło się.




Fig. 133

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Wprowadzenie nowego kodu drzwi powiodło się.




Fig. 134

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Potwierdzenie nowego kodu drzwi powiodło się.
- ▷ Kod drzwi jest zmieniony.
- ▷ Połączyć ponownie pilot. (patrz 6.2.10 Pilot)

Resetowanie kodu drzwi

- Kod drzwi zapomniany lub nieznan.
- ▶ Zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych. (patrz 6.2.33 Resetowanie do ustawień fabrycznych)
- ▷ Urządzenie jest zresetowane do pierwotnych ustawień.
- ▷ Ustawiony fabrycznie kod drzwi to: **1 1 1 1**

Zabezpieczenie dostępu do menu ustawień



Zmiana kodu ustawień

To ustawienie umożliwi zmianę kodu ustawień dla zabezpieczenia dostępu menu ustawień.

Ustawienie odbywa się w 3 krokach:

- Wprowadzenie starego kodu ustawień
- Wprowadzenie nowego kodu ustawień
- Potwierdzenie nowego kodu ustawień

Wskazówka

- ▶ W poniższym przykładzie zmieniono ustawiony fabrycznie kod ustawień **1 1 1 1**.
- ▶ Nowy kod ustawień to: **2 3 4 5**




Fig. 135

Zabezpieczenie dostępu menu ustawień musi być aktywne. (patrz 6.2.8 Zabezpieczenie dostępu menu ustawień)

- ▶ Przesuwać palcem w lewo lub w prawo, aż wyświetli się odpowiednia funkcja.




Fig. 136

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Wprowadzenie starego kodu ustawień powiodło się.




Fig. 137

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Wprowadzenie nowego kodu ustawień powiodło się.




Fig. 138

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Potwierdzenie nowego kodu ustawień powiodło się.
- ▷ Kod ustawień jest zmieniony.

Obsługa

Resetowanie kodu ustawień

Kod ustawień dla zabezpieczenia dostępu menu ustawień został zapomniany lub jest nieznany.

- ▶ Zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych (patrz 6.2.33 Resetowanie do ustawień fabrycznych).
- ▷ Urządzenie jest zresetowane do pierwotnych ustawień.
- ▷ Fabryczne ustawienie kodu ustawień to: **1 1 1 1**



SmartLock

Zmiana kodu SmartLock

To ustawienie umożliwia zmianę kodu SmartLock.

Ustawienie odbywa się w 3 krokach:

- Wprowadzenie starego kodu SmartLock
- Wprowadzenie nowego kodu SmartLock
- Potwierdzenie nowego kodu SmartLock

Wskazówka

- ▶ W poniższym przykładzie zmieniono ustawiony fabrycznie kod SmartLock **1 1 1 1**.
- ▶ Nowy kod SmartLock to: **2 3 4 5**



Fig. 139

SmartLock musi być aktywny. (patrz 6.2.7 SmartLock)

- ▶ Przesuwać palcem w lewo lub w prawo, aż wyświetli się odpowiednia funkcja.




Fig. 140

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Wprowadzenie starego kodu SmartLock powiodło się.




Fig. 141

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Wprowadzenie nowego kodu SmartLock powiodło się.




Fig. 142

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Potwierdzenie nowego kodu SmartLock powiodło się.
- ▷ Kod SmartLock jest zmieniony.

Resetowanie kodu SmartLock

Kod SmartLock zapomniany lub nieznany.

- ▶ Zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych (patrz 6.2.33 Resetowanie do ustawień fabrycznych).
- ▷ Urządzenie jest zresetowane do pierwotnych ustawień.
- ▷ Ustawiony fabrycznie kod SmartLock to: **1 1 1 1**



6.2.10 Pilot

Na pilocie przy dostawie zapisany jest fabryczny kod PIN, umożliwiający otwieranie każdego urządzenia, jeżeli ustawienia fabryczne nie zostaną zmienione (patrz 6.2.33 Resetowanie do ustawień fabrycznych). Dzięki temu można również otwierać i zamykać kilka urządzeń przy użyciu jednego pilota. Po połączeniu generowany jest kod PIN specyficzny dla urządzenia, za pomocą którego można otwierać i zamykać zarejestrowane urządzenie. Przywrócenie ustawień fabrycznych przywraca również poprzednią funkcjonalność.

Wskazówka

Zasięg pilota wynosi ok. 15 m.

Zastosowanie:

- Połączenie pilota.
- Odłączenie pilota.

Połączenie pilota



Fig. 143




Fig. 144

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▶ Nacisnąć dwukrotnie przycisk na pilocie.
- ▷ Dioda LED statusu na pilocie miga trzy razy.
- ▷ Pilot jest połączony z urządzeniem.

Odłączenie pilota



Fig. 145




Fig. 146

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Pilot radiowy jest odłączony od urządzenia.

6.2.11 Przypomnienie o terminie konserwacji



Ustawienie przedziału czasowego, po którym nastąpi przypomnienie o konserwacji.

Można ustawić następujące wartości:

- 7 dni
- 14 dni

- 30 dni
- 60 dni
- 90 dni
- 180 dni
- 360 dni
- 720 dni
- 1080 dni
- Wyt.

Ustawianie przypomnienia o terminie konserwacji

Poniższe czynności opisują, w jaki sposób ustawić przedział czasowy do przeprowadzenia konserwacji.




Fig. 147




Fig. 148

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Przedział czasowy, po którym nastąpi przypomnienie o konserwacji, został ustawiony.
- ▷ Wyświetla się pozostały czas.

6.2.12 Język



To ustawienie pozwala na ustawienie języka wyświetlania.

Ustawianie języka



Fig. 149




Fig. 150

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Wybrany język jest ustawiony.

6.2.13 Data i czas



To ustawienie pozwala na ustawienie daty i czasu.

Ustawianie daty i czasu



Fig. 151




Fig. 152

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.




Fig. 153

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Data ustawiona.




Fig. 154

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Czas ustawiony.

6.2.14 Jednostka temperatury



Przy pomocy tej funkcji można ustawić jednostkę temperatury. Jako jednostkę temperatury można ustawić stopnie Celsjusza lub Fahrenheita.

Ustawianie jednostki temperatury



Fig. 155




Fig. 156 Przykładowa prezentacja: Zmiana ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita.

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Jednostka temperatury jest ustawiona.

6.2.15 Jasność wyświetlacza



Ta funkcja służy do stopniowej regulacji jasności wyświetlacza.

Można ustawić następujące poziomy jasności:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100% (ustawienie domyślne)

Ustawianie jasności



Fig. 157




Fig. 158 Przykładowa prezentacja: Przejście z 80% na 60%.

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Jasność jest ustawiona.

6.2.16 Alarm Sound



Funkcja ta umożliwia włączenie i wyłączenie wszystkich dźwięków alarmu, jak np. alarm otwartych drzwi.

Aktywacja Alarm Sound



Fig. 159



Fig. 160

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Funkcja Alarm Sound jest aktywna.

Dezaktywacja Alarm Sound



Fig. 161




Fig. 162

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Alarm Sound jest dezaktywowany.

6.2.17 Key Sound



Funkcja ta umożliwia włączenie i wyłączenie wszystkich dźwięków przycisków, dźwięków potwierdzenia oraz dźwięku uruchomienia.

Aktywacja Key Sound



Fig. 163




Fig. 164

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Funkcja Key Sound jest aktywna.

Dezaktywacja Key Sound



Fig. 165




Fig. 166

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Key Sound jest dezaktywowany.

6.2.18 Połączenie WLAN



Wskazówka

Liebherr SmartMonitoring Dashboard nie jest dostępny we wszystkich krajach. Sprawdź dostępność za pomocą kodu QR, wprowadzając swój model.

Wskazówka

Warunkiem korzystania z Liebherr SmartMonitoring Dashboard na stronie <https://smartmonitoring.liebherr.com> jest zainstalowany SmartModule oraz firmowe konto MyLiebherr. Podczas uruchomienia online można zalogować się przy użyciu dostępnych danych logowania lub zarejestrować i utworzyć nowe konto firmowe.

To ustawienie powoduje utworzenie bezprzewodowego połączenia urządzenia z internetem. Połączenie jest kontrolowane za pomocą urządzenia SmartModule. Urządzenie można zintegrować za pomocą [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) i korzystać z rozszerzonych opcji oraz indywidualnych możliwości sterowania, zarządzania i monitorowania.




Fig. 167

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- Założono SmartModule Fig. 167 (1).

Tworzenie połączenia

Uruchomienia i konfiguracji SmartModule można dokonać online za pomocą [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) na urządzeniu końcowym z dostępem do internetu.




Fig. 168

- ▶ Otworzyć [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#). (patrz Fig. 168)

Na chłodziarce lub zamrażarce:



Fig. 169

Wskazówka

Zabezpieczenie dostępu menu ustawień zostało aktywowane. (patrz 6.2.8 Zabezpieczenie dostępu menu ustawień)
▶ Wprowadzić wybrany kod PIN. Menu ustawień otwiera się.



Fig. 170




Fig. 171

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▶ Kontynuować proces konfiguracji na urządzeniu końcowym z dostępem do internetu: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)




Fig. 172

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Połączenie zostanie utworzone: Pojawia się WiFi connecting. Symbol pulsuje.
- ▶ Postępować zgodnie z instrukcjami w [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Połączenie zostało utworzone.

Rozłączanie połączenia




Fig. 173

Wskazówka

- Zabezpieczenie dostępu menu ustawień zostało aktywne. (patrz 6.2.8 Zabezpieczenie dostępu menu ustawień)
- ▶ Wprowadzić wybrany kod PIN. Menu ustawień otwiera się.



Fig. 174




Fig. 175

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Połączenie jest rozłączone.

Przywracanie połączenia




Fig. 176

Wskazówka

- Zabezpieczenie dostępu menu ustawień zostało aktywne. (patrz 6.2.8 Zabezpieczenie dostępu menu ustawień)
- ▶ Wprowadzić wybrany kod PIN. Menu ustawień otwiera się.




Fig. 177





Fig. 178

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Ustawienia WiFi są przywrócone do stanu przy dostawie.



6.2.19 Połączenie LAN

Wskazówka

Liebherr SmartMonitoring Dashboard nie jest dostępny we wszystkich krajach. Sprawdzić dostępność za pomocą kodu QR, wprowadzając swój model.

Wskazówka

Warunkiem korzystania z Liebherr SmartMonitoring Dashboard na stronie <https://smartmonitoring.liebherr.com> jest zainstalowany SmartModule oraz firmowe konto MyLiebherr. Podczas uruchomienia online można zalogować się przy użyciu dostępnych danych logowania lub zarejestrować i utworzyć nowe konto firmowe.

To ustawienie powoduje utworzenie przewodowego połączenia urządzenia z internetem. Połączenie jest kontrolowane za pomocą urządzenia SmartModule. Urządzenie można zintegrować za pomocą [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) i korzystać z rozszerzonych opcji oraz indywidualnych możliwości sterowania, zarządzania i monitorowania.




Fig. 179

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Założono SmartModule Fig. 179 (1).
- ☐ Kabel sieciowy jest podłączony.

Tworzenie połączenia

Uruchomienia i konfiguracji SmartModule można dokonać online za pomocą [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) na urządzeniu końcowym z dostępem do internetu.




Fig. 180

- ▶ Otworzyć [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#). (patrz Fig. 180)

Na chłodziarce lub zamrażarce:



Fig. 181

Wskazówka

Zabezpieczenie dostępu menu ustawień zostało aktywne. (patrz 6.2.8 Zabezpieczenie dostępu menu ustawień)

- ▶ Wprowadzić wybrany kod PIN. Menu ustawień otwiera się.




Fig. 182

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Połączenie zostanie utworzone: Pojawia się LAN connecting. Symbol pulsuje.
- ▶ Postępować zgodnie z instrukcjami w [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Połączenie zostało utworzone.

Rozłączanie połączenia



Fig. 183

Wskazówka

Zabezpieczenie dostępu menu ustawień zostało aktywne. (patrz 6.2.8 Zabezpieczenie dostępu menu ustawień)

- ▶ Wprowadzić wybrany kod PIN. Menu ustawień otwiera się.




Fig. 184

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Połączenie jest rozłączone.

6.2.20 Informacja dotycząca urządzenia



dzenia

Przy pomocy tej funkcji można wyświetlić nazwę modelu, indeks, numer seryjny oraz numer serwisowy danego urządzenia. Wymagana jest informacja dotycząca urządzenia w przypadku kontaktu z serwisem klienta. (patrz 9.3 Punkt serwisowy)

Za pomocą tej funkcji można otworzyć rozszerzone menu. (patrz 3 Sposób działania wyświetlacza Touch & Swipe)

Wyświetlanie informacji dotyczących urządzenia



Fig. 185




Fig. 186

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Wyświetlacz pokazuje informacje dotyczące urządzenia.

6.2.21 Roboczegodziny

Na wyświetlaczu pojawiają się roboczegodziny urządzenia.

Wyświetlanie roboczegodzin




Fig. 187






Fig. 188

▷ Wyświetlają się roboczegodziny.

6.2.22 Oprogramowanie

Przy pomocy tej funkcji można wyświetlić wersje oprogramowania danego urządzenia.

Wyświetlanie wersji Software



Fig. 189



Fig. 190

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Wyświetlacz pokazuje wersję oprogramowania.

6.2.23 Rozmrażanie



Urządzenie w trybie normalnym rozmraża automatycznie.

Zastosowanie:

- W przypadku silnego oblodzenia wnętrza, można samemu ręcznie uruchamiać funkcję automatycznego rozmrażania.

Ręczne uruchamianie automatycznego rozmrażania



Fig. 191




Fig. 192

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Automatyczne rozmrażanie zostało uruchomione. Po zakończonym rozmrażaniu, urządzenie przetacza się z powrotem na normalny tryb pracy.

Wskazówka

Jeśli po kilkukrotnym uruchomieniu automatycznego rozmrażania we wnętrzu nadal znajduje się lód, urządzenie należy rozmrozić ręcznie. (patrz 8.2 Rozmrażanie urządzenia)

Przerywanie ręcznie uruchomionego rozmrażania



Fig. 193




Fig. 194

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Ręcznie uruchomione rozmrażanie zostało przerwane. W normalnym trybie pracy urządzenie ponownie uruchamia się automatycznie.

Informacje dot. rozmrażania



To ustawienie reguluje wskaźnik podczas automatycznego procesu rozmrażania.

Dostępne są następujące warianty wskaźnika:

- **Def 1:** Wskaźnik temperatury nie jest aktualizowany i wyświetla ostatnią temperaturę przed rozpoczęciem automatycznego procesu rozmrażania.
- **Def 2:** Na ekranie statusu wyświetla się symbol „automatycznego procesu rozmrażania”. Wskaźnik temperatury jest aktualizowany na bieżąco i wyświetla temperaturę rzeczywistą.
- **Def 3:** Wskaźnik temperatury jest aktualizowany na bieżąco i wyświetla temperaturę rzeczywistą.
- **Def 4:** Na ekranie statusu wyświetla się symbol „automatycznego procesu rozmrażania”. Wskaźnik temperatury nie jest aktualizowany i wyświetla ostatnią temperaturę przed rozpoczęciem automatycznego procesu rozmrażania.



Fig. 195 Symbol „automatycznego procesu rozmrażania”



Fig. 196




Fig. 197

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Wybrano żądany wariant wskaźnika.

6.2.24 Pobieranie danych / Datalogging



Urządzenie dokonuje automatycznego rejestru całej historii temperatur z różnych czujników oraz komunikatów alarmowych i serwisowych. Rejestrowanie rozpoczyna się automatycznie po włączeniu urządzenia z następującą częstotliwością jednej minuty. Dane z ostatnich 5 lat zostają zapisane i mogą być w każdej chwili pobrane do pamięci USB.

Do pobrania można wybrać następujące rekordy danych:

- Temperatury
- Alarmy
- Komunikaty serwisowe
- Wszystkie

Wybrane rekordy danych, podczas całego czasu trwania rejestru przechowywane są jako niezasyfrowane pliki tekstowe z rozszerzeniem „.log“.

Pobieranie danych na pamięć USB

Wskazówka

Wyłącznie pamięci USB mogą być podłączone do interfejsu USB. Twarde dyski USB nie są rozpoznawane.

Wskazówka

Nie usuwać pamięci USB podczas procesu pobierania.

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- Pamięć USB 2.0, format FAT32.
- Pamięć USB jest podłączona.




Fig. 198




Fig. 199

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Pobieranie danych na pamięć USB przebiegło pomyślnie.
- ▷ Można wybrać i pobrać kolejne rekordy danych.

6.2.25 Kalibracja czujnika



Kalibracja czujnika służy do wyrównywania różnic powstałych pomiędzy wyświetlaną temperaturą, a rzeczywistą temperaturą w urządzeniu.

Zakres ustawień czujnika C (czujnik kontrolny): +/- 3 Kelwiny w odstępach co 0,1 Kelwina.

Zakres ustawień czujnika P (czujnik produktu): +/- 9,9 Kelwiny w odstępach co 0,1 Kelwina

Kalibrowanie czujnika



Fig. 200




Fig. 201

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Czujnik C został skalibrowany.




Fig. 202

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Czujnik P został skalibrowany.
- ▷ Kalibracja czujnika została zakończona.

Wskazówka

Skalibrowana temperatura zostanie wyświetlona na wyświetlaczu w ciągu dwóch godzin.

6.2.26 Alarm temperatury



Jeżeli temperatura wnętrza przekroczy ustawiony zakres temperatury, po upływie ustawionego czasu opóźnienia, zostanie uruchomiony alarm temperaturowy.

Można ustawić następujące wartości:

- Dolna granica temperatury w odstępach co 0,1 °C
- Górna granica temperatury w odstępach co 0,1 °C
- Czas opóźnienia alarmu od 0 do 60 minut (ustawienie „0” oznacza brak powtórzenia alarmu na przekaźniku alarmu.)
- Częstotliwość powtarzania alarmu od 0 do 30 minut

Ustawianie alarmu temperatury



Fig. 203



Fig. 204

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.



Fig. 205




Fig. 206

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Dolna granica temperatury została ustawiona.




Fig. 207

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Górna granica temperatury została ustawiona.




Fig. 208

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Czas opóźnienia alarmu został ustawiony.




Fig. 209

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Częstotliwość powtórzenia alarmu została ustawiona.
- ▷ Alarm temperatury został ustawiony.

Wyświetlanie ustawionych wartości alarmu temperatury



Fig. 210




Fig. 211

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.



Fig. 212




Fig. 213

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Wyświetlą się ustawione wartości alarmu temperatury.

6.2.27 Alarm otwartych drzwi



Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować alarm otwartych drzwi. Alarm otwartych drzwi pojawia się, jeśli drzwi są otwarte zbyt długo. Alarm otwartych drzwi jest aktywny podczas dostawy urządzenia. To ustawienie pozwala na ustawienie czasu przez jaki drzwi mogą być otwarte do momentu pojawienia się alarmu otwartych drzwi.

Można ustawić następujące wartości:

- 15 sekund
- 30 sekund
- 60 sekund
- 90 sekund
- 120 sekund
- 150 sekund
- 180 sekund
- Wył.

Ustawianie alarmu otwartych drzwi



Fig. 214




Fig. 216 Przykładowa prezentacja: Alarm otwartych drzwi przetestować z 30 sekund na 60 sekund.

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Alarm otwartych drzwi jest ustawiony.

Dezaktywacja alarmu otwartych drzwi



Fig. 217




Fig. 218

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Alarm otwartych drzwi jest nieaktywny.

6.2.28 Alarm świetlny



Ustawienie to umożliwia wyróżnienie wizualnych komunikatów alarmowych dodatkowo przez migające oświetlenie urządzenia.

Aktywowanie alarmu świetlnego



Fig. 219




Fig. 220

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.




Fig. 221




Fig. 222

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Alarm świetlny jest aktywowany.

Dezaktywowanie alarmu świetlnego



Fig. 223



Fig. 224

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.



Fig. 225



Fig. 226

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Alarm świetlny jest dezaktywowany.

6.2.29 Symulacja alarmu



To ustawienie umożliwia symulację zmiany temperatury w urządzeniu w celu sprawdzenia działania wszelkich podłączonych urządzeń zabezpieczających.

Rozpoczęcie symulacji alarmu



Fig. 227



Fig. 228

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.




Fig. 229





Fig. 230

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Symulacja została przeprowadzona.
- ▷ Powinno zadziałać podłączone urządzenie zabezpieczające.



6.2.30 Protokół alarmowy

Ustawienie to umożliwia sprawdzenie i usunięcie ostatnich 10 alarmów, które pojawiły się na urządzeniu.

Wyświetli się co następujące:

- Aktualna data i czas
- Aktywne alarmy (czerwony).
- Wcześniejsze alarmy, które nie zostały jeszcze sprawdzone, przedstawione są jako **niepotwierdzone (czerwony)**. Potwierdzenie następuje poprzez przeciągnięcie palcem do następnego błędu.
- Alarmy, które zostały sprawdzone, przedstawione są jako **potwierdzone**.
- Usuwanie wszystkich alarmów (również aktywne i niepotwierdzone alarmy).

Wyświetlenie protokołu alarmowego i usunięcie alarmu



Fig. 231

-lub-

- ▶ Poprzez symbol wskaźnikowy w dolnej części wyświetlacza statusu.




Fig. 232

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Sprawdzono i usunięto alarm.

Wyświetlenie protokołu alarmowego i usunięcie wszystkich alarmów




Fig. 233

- lub-
- ▶ Poprzez symbol wskaźnikowy w dolnej części wyświetlacza statusu.




Fig. 234

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Sprawdzono i usunięto wszystkie alarmy.

6.2.31 Przekazanie alarmu



Ustawienie to umożliwia przekazanie jednego lub większej ilości alarmów do zewnętrznego odbiornika alarmów, do którego podłączone jest urządzenie.

Można wybrać następujące ustawienia:

- Typ alarmu:
 - Alarm otwartych drzwi

- Alarm temperatury
- Alarm otwartych drzwi i alarm temperatury
- Wszystkie
- Potwierdzenie:
 - **Tak:** Następuje zakończenie alarmu na urządzeniu i na odbiorniku.
 - **Nie:** Następuje potwierdzenie alarmu na odbiorniku, a na urządzeniu zewnętrznym alarm ten pozostaje aktywny aż do usunięcia błędu.
- Aktualizacja (widoczna tylko w przypadku wyboru „Tak” podczas potwierdzania):
 - **Tak:** Alarm powtarza się.
 - Alarm temperaturowy** w zależności od ustawionego czasu (patrz 6.2.26 Alarm temperatury) (Jeśli czas opóźnienia alarmu jest ustawiony na „0”, przekaźnik alarmu również nie powtarza alarmu.)
 - Alarm otwartych drzwi** po 1 lub 4 minutach * (patrz 6.2.27 Alarm otwartych drzwi)
 - **Nie:** Alarm ostatecznie potwierdzony.

Aktywowanie przekazania alarmu



Fig. 235




Fig. 236

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Przekazanie alarmu zostało ustawione.

6.2.32 Tryb Demo



Tryb demo jest specjalną funkcją dla sprzedawców, którzy chcą dysponować funkcjami urządzenia. W przypadku aktywacji trybu Demo następuje dezaktywacja wszystkich funkcji chłodzenia.

Gdy po włączeniu urządzenia na wskaźniku statusu pojawi się symbol „D”, tryb Demo jest już aktywny.

W przypadku aktywacji i dezaktywacji trybu Demo następuje przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia. (patrz 6.2.33 Resetowanie do ustawień fabrycznych)

Aktywacja trybu Demo



Fig. 237




Fig. 238

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Tryb Demo jest aktywny.
- ▷ Urządzenie jest wyłączone.
- ▶ Włączyć urządzenie. (patrz 4.14 Włączanie urządzenia (pierwsze uruchomienie))
- ▷ Na wskaźniku statusu wyświetla się „D”.

Dezaktywacja trybu Demo




Fig. 239




Fig. 240

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Tryb Demo jest nieaktywny.
- ▷ Urządzenie jest wyłączone.
- ▶ Włączyć urządzenie. (patrz 4.14 Włączanie urządzenia (pierwsze uruchomienie))
- ▷ Urządzenie jest resetowane do ustawień fabrycznych.

6.2.33 Resetowanie do ustawień fabrycz-



Ta funkcja umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień do domyślnych ustawień fabrycznych. Wszystkie dotychczasowe ustawienia zostaną przywrócone do ustawień oryginalnych.

Wykonanie resetowania



Fig. 241




Fig. 242

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Urządzenie jest zresetowane.
- ▷ Urządzenie jest wyłączone.

Wskazówka

Resetowanie do ustawień fabrycznych w trybie akumulatora: Ponowne uruchomienie jest możliwe wyłącznie z napięciem sieciowym.

- ▶ Ponownie uruchomić urządzenie. (patrz 4.14 Włączanie urządzenia (pierwsze uruchomienie))

6.3 Komunikaty

6.3.1 Ostrzeżenia

Ostrzeżenia są sygnalizowane akustycznie za pomocą sygnału dźwiękowego i wizualnie za pomocą symbolu na wyświetlaczu. Sygnał dźwiękowy będzie się zwiększał i stawał się coraz głośniejszy do potwierdzenia komunikatu.

Komunikat (czerwony)	Przyczyna	Usunięcie
<p>Drzwi otwarte</p>	Komunikat pojawia się, jeśli drzwi są otwarte zbyt długo.	<p>Zamknąć drzwi. Krótco stuknąć. Alarm zostanie zakończony.</p> <p>Wskazówka Czas do pojawienia się komunikatu może być ustawiony. (patrz 6.2.27 Alarm otwartych drzwi)</p>

Komunikat (czerwony)	Przyczyna	Usunięcie
 <p>Temperature alarm</p> <p>Alarm temperatury</p>	<p>Komunikat pojawia się, jeśli temperatura nie odpowiada temperaturze zadanej. Do przyczyn związanych z różnicą temperatur zaliczyć można:</p> <p>Włożono ciepłe produkty do chłodzenia.</p> <p>Podczas układania i wyjmowania produktów zbyt duża ilość ciepłego powietrza przedostała się do wnętrza.</p> <p>Dłuższa awaria zasilania prądem.</p>	<p>Krótko stuknąć.</p> <p>Wyświetlą się informacje dotyczące błędów i statusu urządzenia.</p> <p>Krótko stuknąć.</p> <p>Wyświetli się najwyższa/najniższa temperatura, data oraz czas.</p> <p>Krótko stuknąć.</p> <p>Wyświetli się ekran statusu.</p> <p>Aktualna temperatura i symbol alarmu migają na czerwono, aż do osiągnięcia ustawionej temperatury.</p> <p>Sprawdzić jakość chłodzonych produktów.</p>
 <p>Device failure</p> <p>Błąd</p>	<p>Urządzenie jest uszkodzone, występuje błąd urządzenia lub jeden z elementów urządzenia wykazuje błąd.</p>	<p>Przełożyć chłodzone produkty.</p>  <p>Krótko stuknąć.</p> <p>Wyświetli się kod błędu (np. BT021).</p> <p>Krótko stuknąć.</p> <p>Jeżeli dostępny, zostanie wyświetlony kolejny kod błędu</p> <p>lub</p> <p>Wyświetli się ekran statusu z migającym symbolem błędu.</p>  <p>Przeciągnięcie palcem lub stuknięcie w wyświetlacz powoduje ponowne wyświetlenie kod(y) błędu.</p> <p>Zanotować kod(y) błędu i skontaktować się z punktem serwisowym. (patrz 9.3 Punkt serwisowy)</p>
	<p>Komunikat wskazuje, że aktywny jest tryb ochrony przed zamarzaniem (na przykład z powodu częstego otwierania drzwi lub wkładania towarów).</p>	<p>Krótko stuknąć.</p> <p>FRZ.PROT zostaje wyświetlony.</p>  <p>Krótko stuknąć.</p> <p>Wyświetli się ekran statusu z migającym symbolem błędu.</p>  <p>Przeciągnięcie palcem lub stuknięcie w wyświetlacz powoduje ponowne wyświetlenie komunikatu.</p> <p>Urządzenie, po kilku godzinach samo przechodzi do trybu normalnej pracy, a komunikat gaśnie. Ewentualnie, tryb i komunikat można zakończyć poprzez długie stuknięcie. Jeżeli komunikat wyświetli się ponownie bez podanych przyczyn, należy skontaktować się z punktem serwisowym. (patrz 9.3 Punkt serwisowy)</p>

Komunikat (czerwony)	Przyczyna	Usunięcie
 <p>Power failure</p> <p>Awaria zasilania</p>	<p>Komunikat pojawia się po przerwaniu zasilania.</p> <p>Interfejs użytkownika działa dalej w trybie bateryjnym. Wszystkie funkcje oprócz chłodzenia i oświetlenia pozostają aktywne.</p>	<p>Krótko stuknąć.</p> <p>Wyświetlą się informacje dotyczące statusu naładowania baterii, informacje dotyczące błędów i statusu urządzenia</p> <p>Krótko stuknąć.</p> <p>Wyświetli się najwyższa temperatura, zakres czasowy i liczba awarii zasilania.</p> <p>Krótko stuknąć.</p> <p>Wyświetli się ekran statusu.</p> <p>Aktualna temperatura i symbol alarmu migają na czerwono, aż do osiągnięcia ustawionej temperatury.</p> <p>Sprawdzić jakość chłodzonych produktów.</p>
 <p>Defrost error</p> <p>Błąd Defrost</p>	<p>Automatyczne rozmrażanie nie działa bez błędów. Ostatnich 5 cykli rozmrażania zakończyło się niepowodzeniem.</p>	<p>Krótko stuknąć.</p> <p>Alarm zostanie zakończony.</p> <p>Skontaktować się z punktem serwisowym. (patrz 9.3 Punkt serwisowy)</p>
 <p>WiFi error</p> <p>Błąd WLAN</p>	<p>Połączenie WLAN jest przerwane.</p>	<p>Sprawdzić połączenie.</p> <p>Krótko stuknąć.</p> <p>Alarm zostanie zakończony.</p>
 <p>WWW error</p> <p>Błąd WWW WLAN</p>	<p>Komunikat pojawia się w przypadku braku połączenia z internetem przez WLAN.</p>	<p>Sprawdzić połączenie.</p> <p>Krótko stuknąć.</p> <p>Alarm zostanie zakończony.</p>
 <p>LAN error</p> <p>Błąd LAN</p>	<p>Połączenie LAN jest przerwane.</p>	<p>Sprawdzić połączenie i kabel sieciowy.</p> <p>Krótko stuknąć.</p> <p>Alarm zostanie zakończony.</p>
 <p>WWW error</p> <p>Błąd WWW LAN</p>	<p>Komunikat pojawia się w przypadku braku połączenia z internetem przez LAN.</p>	<p>Sprawdzić połączenie.</p> <p>Krótko stuknąć.</p> <p>Alarm zostanie zakończony.</p>
 <p>Battery status</p> <p>Błąd baterii</p>	<p>Niski poziom naładowania baterii urządzenia (pozostało maksymalnie 20%).</p>	<p>Przywrócić zasilanie sieciowe urządzenia, a po 12 godzinach sprawdzić, czy zwiększył się poziom naładowania. Jeżeli tak nie jest, zwrócić się do punktu serwisowego (patrz 9.3 Punkt serwisowy) lub wymienić baterię. (patrz 8.4 Wymiana baterii urządzenia)</p> <p>Krótko stuknąć.</p> <p>Alarm zostanie zakończony.</p>

6.3.2 Przypomnienia

Przypomnienia wyświetlają się, gdy pojawi się żądane wykonania danej czynności. Są one sygnalizowane akustycznie za pomocą sygnału dźwiękowego i wizualnie za pomocą symbolu na wyświetlaczu. Potwierdzenie komunikatu przez naciśnięcie przycisku potwierdzenia.

Komunikat (żółty)	Przyczyna	Usunięcie
 Maintenance Przypomnienie o konserwacji	Komunikat pojawia się, gdy skończy się odliczanie minutnika ustawionego terminu konserwacji.	Krótko stuknąć. Przypomnienie zostanie zakończone. Wskazówka Termin konserwacji można ustawić (patrz 6.2.11 Przypomnienie o terminie konserwacji).
 Min./max. memory Przypomnienie o rejestrowaniu	Komunikat pojawia się, gdy pamięć rejestratora temperatury (999 godzin) jest pełna.	Krótko stuknąć. Przypomnienie zostanie zakończone. Najstarsze dane zostaną nadpisane. Wskazówka Rejestrator temperatury można zresetować. (patrz 6.2.4 Rejestr temperatury)
 Alarm history Protokół alarmowy	Komunikat pojawia się, gdy wystąpi więcej niż 10 niepotwierdzonych komunikatów alarmowych.	Krótko stuknąć. Sprawdzić komunikaty. Przypomnienie zostanie zakończone.
 Manually opened Otwarty ręcznie	Komunikat pojawia się, jeżeli drzwi zamknięte elektronicznie zostały otwarte ręcznie.	Zamknąć drzwi. Krótko stuknąć. Przypomnienie zostanie zakończone.

7 Wyposażenie

7.1 Zamek bezpieczeństwa

Urządzenie jest wyposażone w elektryczny zamek.

Możliwe funkcje:

- Blokowanie i odblokowanie zamka drzwiowego za pomocą kodu do drzwi. (patrz 6.2.6 Blokada drzwi)
- Aktywacja i dezaktywacja automatycznej blokady drzwi. (patrz 6.2.6 Blokada drzwi)
- Obsługa pilotem. (patrz 6.2.10 Pilot)

7.1.1 Odblokowanie awaryjne

W razie awarii zasilania drzwi można otworzyć kluczem odblokowania awaryjnego.




Fig. 243

- Zdjąć osłonę.




Fig. 244

- Wsunąć klucz odblokowania awaryjnego od góry Fig. 244 (1), aby zaczepić zamek i pociągnąć do góry Fig. 244 (2).
- ▷ Zamek jest odblokowany. Drzwi można otworzyć.

7.2 Pilot

Pilot umożliwia zablokowanie i odblokowanie zamka drzwiowego z odległości.

Przed użyciem należy go połączyć z urządzeniem. (patrz 6.2.10 Pilot)

Baterię można wymienić. (patrz 8.4 Wymiana baterii urządzenia)




Fig. 245

- (1) Zablokować zamek (3) Dioda LED statusu
 (2) Odblokować zamek (4) Zaczep mocujący

7.2.1 Używanie pilota

- ▶ Nacisnąć przycisk Fig. 245 (1) na pilocie.
- ▷ Zamek jest zablokowany. Nie można otworzyć drzwi.
- ▶ Nacisnąć przycisk Fig. 245 (2) na pilocie.
- ▷ Zamek jest odblokowany. Drzwi można otworzyć.
- ▶ Po naciśnięciu przycisku dioda LED statusu Fig. 245 (3) generuje komunikat zwrotny.
- ▶ Zaczep Fig. 245 (4) do mocowania pilota, np. na breloku.

7.3 Czujniki

Urządzenie może być wyposażone w następujące czujniki do monitorowania temperatury:

- Czujnik termostatu bezpieczeństwa
- Czujnik C
- Czujnik P

7.3.1 Czujnik termostatu bezpieczeństwa

Czujnik termostatu bezpieczeństwa monitoruje spadek temperatury i dzięki temu chroni przed zbyt niskimi temperaturami (Freeze Protect). Gdy temperatura spadnie poniżej progu, urządzenie automatycznie reguluje temperaturę. Pojawia się komunikat o błędzie FRZ. PROT (Freeze Protect) (patrz 6.3 Komunikaty).

Wskazówka

Nie zakrywać czujnika termostatu bezpieczeństwa.


7.3.2 Czujnik C (czujnik kontrolny)

Czujnik C jest wbudowany na stałe i reguluje temperaturę wewnątrz urządzenia. Czujnik C można w razie potrzeby skalibrować. (patrz 6.2.25 Kalibracja czujnika)

7.3.3 Czujnik P (czujnik odniesienia)

Czujnik P jest wbudowany na stałe, tak aby rejestrować i monitorować temperaturę w tym konkretnym miejscu. Jeżeli temperatura w tym miejscu zostanie przekroczona, czujnik wyzwała alarm. Czujnik P można w razie potrzeby skalibrować. (patrz 6.2.25 Kalibracja czujnika)

7.4 Informacje dot. czujnika



Ta funkcja umożliwi wybór pomiędzy czujnikiem C i czujnikiem P.

Zagwarantować, aby spełniony został następujący warunek:

- Czujnik P jest podłączony do urządzenia. (patrz 7.5 Interfejsy)

7.4.1 Wybór czujnika C



Fig. 246

- ▶ Przesuwać palcem w lewo lub w prawo, aż wyświetli się odpowiednia funkcja.




Fig. 247

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Czujnik C został wybrany.

7.4.2 Wybór czujnika P



Fig. 248

- ▶ Przesuwać palcem w lewo lub w prawo, aż wyświetli się odpowiednia funkcja.




Fig. 249

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Czujnik P został wybrany.

7.5 Interfejsy

Z tyłu urządzenia znajdują się różne opcje podłączenia.




Fig. 250

Wskazówka

Zaślepki zabezpieczone są śrubami. Aby zdjąć zaślepki, należy poluzować śruby w prawo i w lewo.




Fig. 251

- (4) Przyłącze do czujnika P (3) Bezpotencjałowe wyjście alarmowe
(2) Interfejs USB (4) Interfejs LAN

7.5.1 Bezpotencjałowe wyjście alarmowe



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
► Jedyne wykwalifikowany personel może podłączyć urządzenie do zewnętrznego urządzenia alarmowego!

Te trzy styki można wykorzystać do podłączenia optycznego lub akustycznego urządzenia alarmowego. Przyłącze jest przeznaczone dla maksymalnie **30 V (DC) - 8 A** ze źródła bardzo niskiego napięcia SELV (**prąd minimalny 150 mA**).




Fig. 252

- (1) NO (normally open) Podłączenie lampki kontrolnej, która jest aktywna w normalnym trybie pracy lub przy wyłączonym urządzeniu.
(3) NC (normally closed) Podłączenie lampki alarmowej lub dźwiękowego sygnalizatora alarmowego, które są aktywne w przypadku alarmu lub braku zasilania elektrycznego.

- (2) COM (common) Zewnętrzne źródło napięcia

7.5.2 Przyłącze do czujnika P




Fig. 253

- (1) IN+ (Przewód pomiarowy +) (3) FORCE (Zasilanie +)
(2) IN- (Wspólny przewód powrotny -)

8 Konserwacja

8.1 Harmonogram konserwacji

Prace konserwacyjne należy przeprowadzać regularnie, w celu utrzymania funkcji urządzenia.



OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia urządzenia na skutek wykonania prac konserwacyjnych w sposób niefachowy!

Uszkodzenia ciała i szkody materialne.

► Prace konserwacyjne mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zwarcia z powodu części pod napięciem! Porażenie prądem lub uszkodzenie układu elektronicznego.

► Wyłączyć urządzenie.

► Wyciągnąć wtyk z gniazda sieciowego bądź wyłączyć bezpiecznik.

Wskazówka

Funkcja przypomnienia dla konserwacji może zostać aktywowana. (patrz 6.2.11 Przypomnienie o terminie konserwacji)

Wskazówka

Zaleca się prowadzenie protokołu konserwacji, gdzie można dokumentować wszystkie przeprowadzone prace (naprawy, przeglądy).

Wskazówka

Liebherr zaleca coroczną konserwację. W sprawie indywidualnej oferty należy skontaktować się z placówką serwisową (patrz 9.3 Punkt serwisowy).

Konserwacja

Element	Czynność	Termin konserwacji
Części blaszane	Sprawdzić pod kątem uszkodzeń i korozji. Wymiana uszkodzonych części: (patrz 9.3 Punkt serwisowy)	Co roku
Drzwi, zawiasy	Sprawdzić pod kątem wyrównania (patrz 4.12 Ustawianie drzwi), ruchu i pewnego osadzenia.	Co roku
Zamek, klamka drzwi *	Sprawdzić pod kątem swobodnego ruchu i pewnego osadzenia.	Co roku
Uszczelka drzwi	Sprawdzić pod kątem uszkodzenia, zużycia i pewnego osadzenia. Wymienną uszczelkę drzwi można otrzymać w punkcie serwisowym (patrz 9.3 Punkt serwisowy).	Co roku
Czujnik	Skalibrować czujnik. (patrz 6.2.25 Kalibracja czujnika)	Co roku
Przeprowadzenie czujnika	Sprawdzić czy szczelność nie została naruszona.	Co roku
Bateria	Wymienić baterię urządzenia. Baterię wymienną można otrzymać w punkcie serwisowym. (patrz 8.4 Wymiana baterii urządzenia)	Od 5 do 10 lat
Powierzchnie	Czyszczenie (patrz 8.3 Czyszczenie urządzenia)	Zalecenie: co miesiąc zależnie od potrzeb lub zaleceń w miejscu ustawienia
Powierzchnie	Dezynfekcja	Zalecenie: co miesiąc zależnie od potrzeb lub zaleceń w miejscu ustawienia
Miejsce ustawienia, urządzenie	Odkazanie Urządzenie nadaje się do odkazania wnętrza za pomocą nadtlenku wodoru H ₂ O ₂ . Nie wolno przekraczać wartości podanych w poniższej specyfikacji użytkownika: Stężenie maksymalnie 250 ppm. Maksymalna wilgotność 85 %. Maksymalna dopuszczalna temperatura pomieszczenia zgodnie z klasą klimatyczną. (patrz 1.4 Zakres zastosowania urządzenia)	Zalecenie: zależnie od potrzeb lub zaleceń w miejscu ustawienia, maksymalnie 2 razy w roku
Szczeliny powietrzne wentylatora	Czyszczenie	Co roku
Przekazanie alarmu Czujnik	Sprawdzić połączenia wtykowe pod kątem pewnego osadzenia.	Co roku
Kabel sieciowy	Sprawdzić pod kątem uszkodzenia.	Co roku lub w przypadku zmiany lokalizacji
Kąt nachylenia	Sprawdzić pod kątem prawidłowości w działaniu i pewnego osadzenia.	Co roku lub w przypadku zmiany lokalizacji
Nóżki/kółka	Sprawdzić pod kątem prawidłowości w działaniu, uszkodzenia i pewnego osadzenia. Wymienić uszkodzone części. (patrz 9.3 Punkt serwisowy)	Co roku

8.2 Rozmrażanie urządzenia



OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowe rozmrażanie urządzenia!
Zranienia i uszkodzenia.

- ▶ W celu przyspieszenia procesu rozmrażania nie należy używać żadnych przyrządów mechanicznych lub innych środków poza tymi zalecanymi przez producenta.
- ▶ Nie używać urządzeń elektrycznych do ogrzewania, urządzeń do czyszczenia parą pod ciśnieniem, otwartego ognia ani sprayów rozmrażających.
- ▶ Nie używać ostrych przedmiotów do usuwania lodu.

Rozmrażanie następuje automatycznie. Woda z rozmrażania spływa przez otwór odpływowy i odparowuje.

Aby utrzymać sprawność urządzenia, zaleca się jego rozmrażanie, gdy nagromadzenie lodu jest duże. W przypadku oblodzenia wnętrza decydujące znaczenie ma miejsce montażu (np. wysoka wilgotność), ustawienia na urządzeniu oraz nieprawidłowe zachowanie użytkownika.

Ręczne rozmrażanie:

- ▶ Wyłączyć urządzenie. (patrz 6.2.2 Włączanie i wyłączanie urządzenia)
- ▶ Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- ▶ Przełożyć chłodzony materiał.
- ▶ Podczas rozmrażania drzwi zamrażarki muszą być stale otwarte.
- ▶ Resztki wody z rozmrażania zebrać szmatką, wyczyścić otwór odpływowy i urządzenie.

8.3 Czyszczenie urządzenia

8.3.1 Przygotowywanie



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zwarcia z powodu części pod napięciem!
Porażenie prądem lub uszkodzenie układu elektronicznego.

- ▶ **Wyłączyć urządzenie.**
- ▶ Wyciągnąć wtyk z gniazda sieciowego bądź wyłączyć bezpiecznik.



OSTRZEŻENIE

Zagrożenie pożarowe

- ▶ Nie uszkodzić układu obiegowego czynnika chłodniczego.

- ▶ Opróżnić urządzenie.
- ▶ Wyjąć wtyczkę sieciową.
- ▶ Przestrzegać wskazówek dotyczących transportu urządzenia. (patrz 4.3 Transportowanie urządzenia)

8.3.2 Czyszczenie obudowy

UWAGA

Niewłaściwe czyszczenie!

Uszkodzenia urządzenia.

- ▶ Należy używać tylko miękkich ściereczek do czyszczenia i neutralnych pod względem pH uniwersalnych środków czyszczących.
- ▶ Nie stosować gąbek szorujących lub drapiących lub wetny stalowej.
- ▶ Nie stosować ostrych, szorujących środków do czyszczenia, zawierających piasek, chlorki lub kwasy.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia urządzenia przez gorącą parę!

Gorąca para może spowodować poparzenia oraz uszkodzenia powierzchni urządzenia.

- ▶ Do czyszczenia nie używać myjek parowych!

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek zwarcia!

- ▶ Podczas czyszczenia urządzenia zwracać uwagę, aby do elektrycznych komponentów nie dostała się woda z czyszczenia.

- ▶ Wycierać obudowę miękką, czystą ściereczką. Przy silnych zabrudzeniach należy użyć letniej wody z neutralnym środkiem czyszczącym. Szklane powierzchnie można dodatkowo wyczyścić płynem do szyb.

- ▶ Raz w roku oczyszczać spirale skraplacza. Jeżeli spirala skraplacza nie zostanie oczyszczona, może to doprowadzić do znacznego spadku efektywności urządzenia.

8.3.3 Czyszczenie wnętrza



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zwarcia z powodu części pod napięciem!
Porażenie prądem lub uszkodzenie układu elektronicznego.

- ▶ **Wyłączyć urządzenie.**
- ▶ Wyciągnąć wtyk z gniazda sieciowego bądź wyłączyć bezpiecznik.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia urządzenia przez gorącą parę!

Gorąca para może spowodować poparzenia oraz uszkodzenia powierzchni urządzenia.

- ▶ Do czyszczenia nie używać myjek parowych!

UWAGA

Niewłaściwe czyszczenie!

Uszkodzenia urządzenia.

- ▶ Należy używać tylko miękkich ściereczek do czyszczenia i neutralnych pod względem pH uniwersalnych środków czyszczących.
- ▶ Nie stosować gąbek szorujących lub drapiących lub wetny stalowej.
- ▶ Nie stosować ostrych, szorujących środków do czyszczenia, zawierających piasek, chlorki lub kwasy.

Wskazówka

- ▶ Odpływ wody z rozmrażania (patrz 1.2 Przegląd urządzenia i wyposażenia) : usunąć osady za pomocą cienkiego przedmiotu (np. wacika kosmetycznego).

Wskazówka

Nie uszkodzić ani nie usuwać tabliczki znamionowej, znajdującej się wewnątrz urządzenia. Tabliczka znamionowa jest ważna dla punktu serwisowego. (patrz 9.3 Punkt serwisowy)

- ▶ Otworzyć drzwi.
- ▶ Opróżnić urządzenie.
- ▶ Wyczyścić wnętrze i elementy wyposażenia letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Nie używać środków do czyszczenia zawierających piasek lub kwas ani żadnych chemicznych rozpuszczalników.

8.3.4 Po czyszczeniu

- ▶ Wytrzeć do sucha urządzenie i elementy wyposażenia.

Wsparcie klienta

- ▶ Podłączyć urządzenie i włączyć go.
Gdy temperatura jest wystarczająco niska:
- ▶ Włożyć produkty przeznaczone do chłodzenia.
- ▶ Powtarzać czyszczenie regularnie.
- ▶ Agregat z wymiennikiem ciepła (metalowa kratka z tyłu urządzenia) czyścić i odkurzać raz w roku.

8.4 Wymiana baterii urządzenia

Bateria urządzenia służy do rejestru historii temperatur, komunikatów alarmowych i serwisowych podczas awarii prądu oraz do wyświetlania komunikatów alarmowych na wyświetlaczu przez ok. 12 godzin. Bateria podczas pierwszego uruchomienia może potrzebować 24 godzin w celu naładowania i pełnej gotowości do pracy.

Baterię wymienną można otrzymać w punkcie serwisowym (patrz 9.3 Punkt serwisowy).

8.4.1 Wymiana baterii



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zwarcia z powodu części pod napięciem!
Porażenie prądem lub uszkodzenie układu elektronicznego.

- ▶ **Wyłączyć urządzenie.**
- ▶ Wyciągnąć wtyk z gniazda sieciowego bądź wyłączyć bezpiecznik.




Fig. 254

- ▶ Wykręcić śrubę i usunąć ostonę z tyłu urządzenia Fig. 254 (1).
- ▶ Odczepić i wyjąć baterię Fig. 254 (2).
- ▶ Włożyć baterię wymienną.
- ▶ Zamknąć ostonę i wkręcić śrubę.
- ▶ Ponownie podłączyć przewód zasilający.

Wskazówka

- ▶ Baterie należy oddawać do oddzielnego punktu zbiórki odpadów oraz utylizować w prawidłowy sposób zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami i ustawami.
W żadnym wypadku nie uszkadzać ani nie zwierać baterii!

8.5 Wymiana baterii pilota




Fig. 255

Pilot jest zasilany baterią typu CR 2032 3 V Fig. 255 (2), dostępną w wyspecjalizowanych sklepach.

8.5.1 Wymiana baterii

- ▶ Wykręcić śrubę Fig. 255 (1) z tyłu pilota.
- ▶ Zdjąć tylną pokrywę.
- ▷ Komora baterii jest otwarta.
- ▶ Wymienić baterię.
- ▶ Zamknąć komorę baterii.
- ▶ Wkręcić śrubę.

Wskazówka

- ▶ Baterie należy oddawać do oddzielnego punktu zbiórki odpadów oraz utylizować w prawidłowy sposób zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami i ustawami.
W żadnym wypadku nie uszkadzać ani nie zwierać baterii!

9 Wsparcie klienta

9.1 Dane techniczne

Zakres temperatury	
Chłodzenie	Drzwi piankowe:* -2 °C do +16 °C* Drzwi szklane:* 0 °C do +16 °C*

Maksymalne obciążenie półek rusztowych ^{A)}	Maksymalne obciążenie półki drucianej ^{A)} (patrz 4.15 Zakładanie wyposażenia)
60 kg	10 kg

A) W przypadku zbyt dużego załadunku półki mogą się wygiąć.

Maksymalna pojemność użytkowa
Patrz pojemność użytkowa na tabliczce znamionowej. (patrz 1.2 Przegląd urządzenia i wyposażenia)

Oświetlenie	
Klasa efektywności energetycznej ^{A)}	Źródło światła
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G lub wyższej	Dioda LED

A) Urządzenie może zawierać źródła światła o różnych klasach efektywności energetycznej. Najniższa klasa efektywności energetycznej jest wskazana.

Dane dotyczące częstotliwości WLAN	
Pasmo częstotliwości	2,4 GHz
Maksymalna moc promieniowana	<100 mW
Cel zastosowania urządzenia radiowego	Połączenie z lokalną siecią WLAN w celu przesyłania danych

Warunki dotyczące ustawiania	
Stopień zabrudzenia (środowisko urządzenia)	PD2
Temperatura otoczenia	+10 °C do +35 °C
Maksymalna względna wilgotność otoczenia	75%, bez kondensacji
Maksymalna wysokość położenia roboczego (m nad poziomem morza)	2000 m 1500 m (szklane drzwi)

Wartości elektryczne	
Napięcie znamionowe	220-240 V ~
Częstotliwość	50/60 Hz 50 Hz (SRPvh 1412)
Wartość przyłączeniowa	4,0 A
Maksymalne wahania sieci	+/-10 %
Kategoria przepięciowa	II

Dane zgodnie z DIN 13277 zmierzone w referencyjnej temperaturze otoczenia wynoszącej +25 °C				
Model SRPvh	Zużycie energii (kWh/24h)	Wzrost temperatury w przypadku awarii sieci zasilającej (min)	Jednorodność temperatury (°K)	Stożność temperatury (°K)
1402	1,227	126 ^{A)}	0,7 ^{B)}	1,1 ^{B)}
1412	1,944	90 ^{A)}	1,0 ^{B)}	1,0 ^{B)}
6501	0,487	101 ^{A)}	1,0 ^{B)}	1,7 ^{B)}
6511	0,850	89 ^{A)}	1,2 ^{B)}	2,1 ^{B)}
8401	0,596	125 ^{A)}	0,7 ^{B)}	1,4 ^{B)}
8411	1,006	96 ^{A)}	1,0 ^{B)}	1,5 ^{B)}

A) Ogrzewanie korpusu referencyjnego: od +5 °C do +10 °C / korpus referencyjny: 50 ml pojemnika ze szkła wypelnionego 25 ml izopropanolu oraz 25 ml wody

B) Pomiar przy referencyjnej temperaturze zadanej +5 °C

Bateria urządzenia	
Typ	1S2P/NCR 18650BF
Napięcie znamionowe	3,6 V DC
Wydajność	6,7 Ah

9.2 Zakłócenie techniczne

Urządzenie zostało skonstruowane i wyprodukowane w sposób zapewniający jego bezawaryjne działanie i dużą żywotność. Jeżeli jednak podczas użytkowania wystąpi zakłócenie, należy upewnić się najpierw, czy nie wystąpiło ono na skutek niewłaściwej obsługi. W takim przypadku będziemy zmuszeni do obciążenia Państwa kosztami naprawy także w okresie gwarancyjnym.

Następujące zakłócenia można usuwać samemu.

9.2.1 Funkcja urządzenia

Błąd	Przyczyna	Usunięcie
Urządzenie nie pracuje.	→ Urządzenie nie jest włączone.	▶ Włączyć urządzenie.
	→ Wtyk sieciowy nie jest dobrze wetknięty do gniazda.	▶ Sprawdzić wtyk sieciowy.
	→ Bezpiecznik gniazda nie jest sprawny.	▶ Sprawdzić bezpiecznik.
	→ Awaria zasilania	▶ Trzymać urządzenie zamknięte. ▶ Drzwi można otworzyć kluczem odblokowania awaryjnego. (patrz 7.1 Zamek bezpieczeństwa) ▶ W razie potrzeby przełożyć produkty chłodzone/mrożone do decentralnej chłodziarki/zamrażarki, jeżeli awaria zasilania utrzymuje się przez dłuższy czas.
	→ Złącze IEC nie jest osadzone prawidłowo w urządzeniu.	▶ Skontrolować złącze IEC.

Wyłączenie urządzenia

Błąd	Przyczyna	Usunięcie
Temperatura nie jest wystarczająco niska.	→ Drzwi urządzenia nie są dobrze zamknięte.	▶ Zamknąć drzwi urządzenia.
	→ Wentylacja jest niewystarczająca.	▶ Odstąpić i wyczyścić kratkę wentylacyjną.
	→ Temperatura otoczenia jest za wysoka.	▶ Zwracać uwagę na odpowiednie warunki otoczenia: (patrz 1.4 Zakres zastosowania urządzenia)
	→ Urządzenie było zbyt często otwierane lub było otwarte przez dłuższy czas.	▶ Odczekać, aż wymagana temperatura ustawi się automatycznie. W przeciwnym razie zwrócić się do punktu serwisowego. (patrz 9.3 Punkt serwisowy)
	→ Temperatura jest nieprawidłowo ustawiona.	▶ Ustawić niższą temperaturę i sprawdzić po 24 godzinach.
	→ Urządzenie stoi za blisko źródła ciepła (piec, ogrzewanie itd.).	▶ Zmienić miejsce ustawienia urządzenia lub źródła ciepła.
Pilot nie działa.	→ Bateria pilota jest wyczerpana.	▶ Wymienić baterię.
	→ Połączenie radiowe z urządzeniem zbyt słabe.	▶ Zmniejszyć odległość od urządzenia.
	→ Pilot niepołączony.	▶ Połączyć ponownie pilot: (patrz 6.2.10 Pilot)
	→ Pilot jest uszkodzony.	▶ Zwrócić się do punktu serwisowego. (patrz 9.3 Punkt serwisowy)

9.3 Punkt serwisowy

W pierwszej kolejności sprawdzić, czy błąd można usunąć samodzielnie. W przeciwnym razie należy zwrócić się do punktu serwisowego.

Adres można znaleźć w załączonej broszurze „serwisowej firmy Liebherr“ lub na stronie home.liebherr.com/service.



OSTRZEŻENIE

Niefachowa naprawa!
Obrażenia ciała.

- ▶ Naprawy i ingerencje w urządzenie lub przewód zasilający, które nie zostały wyraźnie opisane (patrz 8 Konserwacja), należy zlecać wyłącznie placówce serwisowej.
- ▶ Uszkodzony przewód zasilający może być wymieniany wyłącznie przez producenta lub serwis klienta, bądź osobę o zbliżonych kwalifikacjach.
- ▶ W przypadku urządzeń z wtyczką do urządzeń nieemitujących ciepła wymianę może przeprowadzić klient.

9.3.1 Kontakt z punktem serwisowym

Upewnić się, że dostępne są następujące informacje o urządzeniu:

- Nazwa urządzenia (model i indeks)
- Nr serwisowy (serwis)
- Nr seryjny (nr ser.)

▶ Informacje o urządzeniu można wywołać za pomocą wyświetlacza (patrz 6.2.20 Informacja dotycząca urządzenia).

-lub-

- ▶ Informacje o urządzeniu znajdują się na tabliczce znamionowej. (patrz 9.4 Tabliczka znamionowa)
- ▶ Informacje te należy zanotować.
- ▶ Powiadomić punkt serwisowy: Należy zgłaszać błędy i informacje o urządzeniu.
- ▷ Umożliwi to szybką i sprawną naprawę.
- ▶ Przestrzegać kolejnych wskazówek przekazanych przez punkt serwisowy.

9.4 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje się wewnątrz urządzenia. Patrz przegląd urządzenia.




Fig. 256

- (1) Nazwa urządzenia
- (2) Nr serwisowy
- (3) Nr seryjny

10 Wyłączenie urządzenia

- ▶ Opróżnić urządzenie.
- ▶ Wyłączyć urządzenie.
- ▶ Wyciągnąć osłonę z gniazda.
- ▶ W razie potrzeby usunąć złącze IEC: Wyjąć złącze IEC z wtyczki i jednocześnie poruszać od strony lewej do prawej.
- ▶ Oczyszczyć urządzenie. (patrz 8.3 Czyszczenie urządzenia)
- ▶ Jeżeli dotyczy: zdjąć osłony i izolację przepustu czujnika, aby zapobiec powstawaniu pleśni.
- ▶ Pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Wskazówka

Uszkodzenia urządzenia i nieprawidłowe działanie!

- ▶ Po wyłączeniu z eksploatacji przechowywać urządzenie tylko w dopuszczalnej temperaturze pokojowej od -10 °C do +50 °C.

11 Utylizacja

11.1 Przygotowanie urządzenia do utylizacji



Firma Liebherr stosuje w niektórych urządzeniach akumulatory. W UE, ze względu na ochronę środowiska, ustawodawca zobowiązał użytkownika końcowego do usunięcia tych akumulatorów przed utylizacją zużytego urządzenia. Jeśli urządzenie zawiera akumulatory, do urządzenia dołączona jest stosowna informacja.

Lampy Jeśli można usunąć lampy samodzielnie i w sposób nieniszczący, należy je również usunąć przed utylizacją.

- ▶ Wycofywanie urządzenia z użytku.
- ▶ Urządzenia z akumulatorami: wyjąć akumulatory. Opis, patrz rozdział **Konserwacja**.
- ▶ Jeśli to możliwe: wymontować lampy, nie niszcząc ich.

11.2 Utylizacja urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska



Urządzenie zawiera wartościowe materiały. Należy je utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów domowych.



Akumulatory należy utylizować oddzielnie od starego urządzenia. W tym celu można bezpłatnie zwrócić akumulatory do punktów sprzedaży detalicznej i centrów recyklingu.

Lampy Usunąć wymontowane lampy poprzez odpowiednie systemy zbiórki.

Dla Niemiec: Urządzenie można utylizować bezpłatnie, korzystając z pojemników klasy 1 w lokalnych centrach recyklingu i materiałów. Przy zakupie nowej chłodziarko-zamrażarki i powierzchni sprzedaży > 400 m² sprzedawcy będą również bezpłatnie odbierać stare urządzenie.



OSTRZEŻENIE

Wyciekający czynnik chłodniczy i olej!

Pożar. Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy jest przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny. Zawarty w urządzeniu olej jest również palny. Wyciekający czynnik chłodniczy i olej mogą ulec zapaleniu, jeżeli stężenie będzie wystarczająco wysokie lub zetkną się z zewnętrznymi źródłami ciepła.

▶ Nie uszkadzać przewodów rurowych obiegu środka chłodniczego i kompresora.

- ▶ Przestrzegać wskazówek dotyczących transportu urządzenia. (patrz 4.3 Transportowanie urządzenia)
- ▶ Przetransportować urządzenie w taki sposób, aby go nie uszkodzić.
- ▶ Akumulatory, lampy i urządzenia należy utylizować zgodnie z powyższymi zaleceniami.

12 Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat warunków gwarancji można znaleźć w dołączonej broszurce serwisowej lub w internecie na stronie <https://home.liebherr.com>.

W przypadku usterki urządzenia, należy poinformować: _____

Identyfikator modelu /

Numer inwentarza: _____

Skrócona instrukcja codziennego użytku

Informacje dotyczące korzystania z niniejszej skróconej instrukcji:

- Niniejsza skrócona instrukcja nie zastępuje pełnej instrukcji użytkownika oraz szkolenia z obsługi urządzenia.
- Jest ona pomocą podczas codziennego użytku i obchodzenia się z urządzeniem.
- Należy przeczytać pełną instrukcję użytkownika, jak również zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Niniejsza skrócona instrukcja SRPvh 14../65../84.. obowiązuje dla:



Pełną instrukcję użytkownika można otworzyć za pomocą kodu QR:



Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejsza chłodziarka laboratoryjna nadaje się do profesjonalnego przechowywania produktów w temperaturach:

- **Drzwi piankowe:** -2 °C i 16 °C.*
- **Drzwi szklane:** 0 °C i 16 °C.*

Przewidziane użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Urządzenia nie stosować w następujących sytuacjach:

- Przechowywanie i schładzanie:
 - niestabilnych chemicznie, zapalnych lub żrących substancji
 - krwi, osocza lub innych płynów ustrojowych służących do infuzji, bądź wprowadzania do ludzkiego organizmu
- Stosowania na obszarach zagrożonych wybuchem
- Stosowanie na zewnątrz lub w miejscach wilgotnych albo narażonych na kontakt z rozpryskami wody

Podczas przechowywania należy uwzględnić poniższe wskazówki:

- Półki rusztowe ustawiać odpowiednio do wymaganej wysokości.
- Uwzględnić maksymalne obciążenie.
- Po osiągnięciu temperatury przechowywania, załadować urządzenie (zgodnie z łańcuchem chłodniczym).
- Chłodzone produkty nie mogą dotykać zaparowanej, tylnej ścianki.
- Płyny przechowywać w zamkniętych pojemnikach.
- Chłodzone produkty układać z odstępem, aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza.

Wskaźnik statusu




Fig. 257

- (1) Temperatura rzeczywiście
- (2) Status alarmu
- (3) Status procesu rozmrażania
- (4) Status blokady drzwi

Wyświetlanie rejestru temperatury

Rejestr temperatury wyświetla czas trwania zapisu, jak również zmierzoną w tym czasie minimalną i maksymalną temperaturę.




Fig. 258

Resetowanie rejestru temperatury




Fig. 259

Wyświetlanie protokołu alarmowego




Fig. 260 W przykładzie przedstawiono aktywny alarm, niepotwierdzony alarm oraz potwierdzony alarm.

- ▷ Protokół alarmowy wyświetla aktywne, potwierdzone oraz niepotwierdzone alarmy (maksymalnie 10 alarmów).
- ▷ Usuwanie protokołu alarmowego: Patrz instrukcja użytkownika.

Czyszczenie urządzenia

- ▶ Opróżnić urządzenie.
- ▶ Wyjąć wtyczkę sieciową.
- ▶ Przestrzegać wskazówek zgodnie z instrukcją użytkownika.

Skrócona instrukcja codziennego użytku

- ▶ Po czyszczeniu urządzenia i wyposażenia, należy je całkowicie wysuszyć.
- ▶ Podłączyć urządzenie.
- ▶ Włączyć urządzenie.
- ▶ Po osiągnięciu temperatury przechowywania, załadować urządzenie.



Jak postąpić w przypadku usterki?


W przypadku usterki, na wyświetlaczu urządzenia pojawia się komunikat. Komunikaty mają różne znaczenia:

Kolor symbolu na wyświetlaczu	Znaczenie	Środek zaradczy
ŻÓŁTY	Przypomnienie Przypomina procesy ogólne. Aby rozwiązać problem z komunikatem, można wykonać następujące operacje.	Należy odnieść się do instrukcji użytkownika i podjąć kroki w celu zastosowania środków zaradczych.
CZERWONY	Ostrzeżenie Pojawia się w przypadku usterki w działaniu. Proste usterki w działaniu można usuwać samodzielnie.	Należy odnieść się do instrukcji użytkownika i podjąć kroki w celu zastosowania środków zaradczych.

Jeżeli nie można samodzielnie usunąć usterki, należy zwrócić się do odpowiedzialnego pracownika lub najbliższego punktu obsługi klienta.

Wyciąć stronę





home.liebherr.com/fridge-manuals

PL Chłodziarka
ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Data wydania: 20240919

Nr artykułu-indeks: 7083324-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich

