

# GGU 1550

Unterbaufähiges Gefriergerät mit statischer Kühlung  
**Premium**

Super Frost



|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Brutto- / Nettorauminhalt       | 143/133 l                       |
| Außenmaße in mm (B/T/H)         | 600/615/830                     |
| Innenmaße in mm (B/T/H)         | 474/443/676                     |
| Energieverbrauch in 365 Tagen   | 250 kWh                         |
| Klimaklasse (Energierichtlinie) | 7                               |
| Klimaklasse (Sicherheitsnorm)   | 7                               |
| Umgebungstemperatur             | +10 °C bis +35 °C               |
| Kältemittel                     | R 600a                          |
| Geräusch-Schallleistung         | 45 dB(A)                        |
| Anschlusswert                   | 0,6 A                           |
| Frequenz / Spannung             | 50 Hz / 220-240 V~              |
| Wärmeabgabe                     | 330 kJ/h                        |
| Kühlsystem                      | statisch                        |
| Abtauverfahren                  | manuell                         |
| Temperaturbereich               | -9 °C bis -26 °C                |
| Gehäusematerial/Farbe           | Edelstahl / Edelstahl           |
| Türausführung                   | Edelstahl                       |
| Material Innenbehälter          | Kunststoff weiß                 |
| Art der Steuerung               | LED-7-Segmentanzeige mit Tasten |
| SuperFrost-Automatik            | Ja                              |
| Temperaturanzeige               | außen digital                   |
| Alarm bei Störung               | optisch und akustisch           |
| Anzahl Körbe                    | 4                               |
| Ablageflächen Gefrierteil       | 4                               |
| Material Ablageflächen          | Verdampferplatten               |
| Belastbarkeit Ablageflächen     | 24 kg                           |
| Fachhöhe in mm                  | 3 × 150, 1 × 170                |
| Griff                           | Edelstahlstangengriff           |
| Art des Schlosses               | mechanisch                      |
| Türanschlag                     | rechts wechselbar               |
| Brutto-/Nettogewicht            | 42/39 kg                        |
| EAN-Nr.                         | 9005382167274                   |