## FKv 503

## Thekenkühlgerät mit Umluftkühlung **Premium**

LED



Brutto- / Nettorauminhalt	44/42 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	425/450/612
Innenmaße in mm (B/T/H)	338/270/516
Energieeffizienzklasse	C A
Energieverbrauch in 365 Tagen	284 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Klimaklasse (Sicherheitsnorm)	7
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +35 °C 1
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	39 dB(A)
Anschlusswert	1,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +12 °C
Gehäusematerial/Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türausführung	Isolierglastür
Material Innenbehälter	Kunststoff anthrazit
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und stufenlos
	dimmbar
Verstellbare Ablageflächen	1
Material Ablageflächen	Roste metallisiert, transparent pulverbeschichtet
Beladung 0,5l PET/Facing 0,5l PET	27/5
Beladung 0,33l Dose/Facing 0,33l Dose	60/5
Belastbarkeit Ablageflächen	30 kg
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts fest
Brutto-/Nettogewicht	34/30 kg
EAN-Nr.	9005382251898



 $<sup>^{\</sup>mbox{\tiny 1}}$  Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.