

---

# ICBci 5182

---

Réfrigérateur-congélateur intégré  
avec  
BioFresh Professional et SmartFrost  
Δ Peak

# LIEBHERR

Appareil encastrable



Appareil encastrable

**LIEBHERR**

## ICBci 5182

Réfrigérateur-congélateur intégrable avec BioFresh Professional et SmartFrost

△ Peak

**G** Made  
in Germany

↑  
**178**  
↓



Bio Fresh	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Smart Frost	Duo Cooling	Infinity Spring	Smart Device	Light Tower	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Vario Space	Super Silent	Super Frost	Super Cool				

Type **Charnières autoporteuses / Encastrable**

Classe énergétique **A**

Cons. électrique annuelle/24h **145 / 0,397 kWh**

Volume total **256 l<sup>1</sup>**

Volume Réfrigérateur : **131,6 l** / BioFresh : **70,7 l** / Congélateur : **54 l**

Niveau sonore / classe sonore **32 dB(A) / B, SuperSilent**

Classe climatique **SN-T (+10 °C à +43 °C)**

Dimensions de niche en cm (H / L / P) **177,2-178,8 / 56-57 / min. 55**

### Commandes

Régulation électronique **Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe**  
Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur

Interface de connexion **Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse**

Alarme de porte **visuelle et sonore**

Alarme de température **visuelle et sonore**

### Réfrigérateur

PowerCooling **PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambientlight**

Contreporte **Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier**

VarioSafe **oui**

Range-bouteilles **Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients**

Eclairage intérieur **Colonnes latérales LED**  
**Eclairage LED BioFresh**

Nb de tiroirs BioFresh **2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic,**  
**1 tiroir pour les fruits et légumes avec HydroBreeze,**  
**1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers,**  
**1 FlexSystem**

### Congélateur

Nombre d'étoiles **\*\*\*\***

Éclairage intérieur **Eclairage LED**

Nombre de tiroirs **2 tiroirs, VarioSpace**

Pouvoir de congélation en 24 heures **4 kg**

Autonomie **9 h**

Bac à glaçons **oui**

### Avantages d'équipement

Ouverture de porte **Porte réversible**

Joint de porte amovible **oui**

EAN-Nr. **4016803115212**

<sup>1</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

## Caractéristiques



**BioFresh Professional**

Le compartiment BioFresh Professional garantit à vos aliments un surcroît de fraîcheur pour vous permettre de les conserver plus longtemps. L'effet « waouh » tient à différents facteurs : Grâce à HydroBreeze, une brume fraîche se répand délicatement sur vos fruits et légumes, comme un baume protecteur. Ajoutez à cela une température à peine supérieure à 0 °C et vous obtenez des conditions de conservation idéales pour les fruits et légumes en vrac.



**BioFresh avec HydroBreeze**

Vous souhaitez disposer d'un refroidissement professionnel de vos fruits et légumes ? HydroBreeze saura vous inspirer : la brume fraîche, combinée à la température du compartiment à peine supérieure à 0 °C, donne aux aliments le coup de pouce supplémentaire pour une plus longue durée de conservation. L'effet visuel est également impressionnant. HydroBreeze est automatiquement activé pendant 4 secondes toutes les 90 minutes et pendant 8 secondes lorsque la porte est




**Compartiment Fruit & Vegetable**

Pour une salade ou des fraises toujours croquantes : les aliments les plus délicats méritent un endroit spécifique pour rester frais plus longtemps. C'est possible avec les compartiments BioFresh. Dans le compartiment Fruit & Vegetable, la température est proche de 0 °C. Grâce à la fermeture hermétique, les fruits et légumes non emballés qui y sont conservés restent particulièrement agréables à consommer en raison de l'humidité permanente qui y règne. Vous n'avez aucun réglage à faire.



**Compartiment DrySafe**

Vous souhaitez que votre filet de veau tendre ou que votre lait frais le reste le plus longtemps possible ? Les compartiments BioFresh en sont la garantie : la température dans le compartiment DrySafe avoisine les 0 °C, ce qui représente des conditions de stockage idéales pour les aliments les plus sensibles. Et le meilleur reste à venir : tout est parfaitement réglé d'usine pour une utilisation immédiate, et une fraîcheur encore plus longue.



**SmartFrost**


Froide et futée : la technologie SmartFrost réduit efficacement la formation de givre à l'intérieur de l'appareil et sur les produits congelés. Ainsi, le congélateur doit être dégivré beaucoup moins souvent et consomme moins d'électricité. Autre avantage : les parois intérieures sont particulièrement lisses et donc faciles à nettoyer.



**DuoCooling**

Grâce à deux circuits de réfrigération complètement séparés, le système DuoCooling garantit qu'aucun échange d'air n'a lieu entre les parties réfrigération et congélation. Les aliments restent ainsi croquants et les odeurs ne se propagent pas. Cela signifie moins de gaspillage et des courses moins fréquentes pour plus d'économies et de plaisir.

# Dessin technique



Poids maximal par porte de meuble :  
Partie réfrigération : 18 kg  
Partie congélation : 12 kg

Les produits et leurs détails sont mis en scène à des fins publicitaires. Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude de toutes les données et informations contenues dans ce dépliant, Liebherr se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Dans la mesure où les dimensions, les spécifications et les performances réelles de l'appareil sont d'une importance décisive, nous recommandons de vérifier les instructions de montage jointes à l'appareil concerné. Liebherr décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels.  
(06.09.2024)

