

GGPv 1490

Gefriergerät GN 2/1 mit Umluftkühlung
ProfiPremiumline



Brutto- / Nettorauminhalt	1361/1056 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	1430/830/2120
Innenmaße in mm (B/T/H)	1236/650/1550
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch in 365 Tagen	3287 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Klimaklasse (Sicherheitsnorm)	5
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +40 °C ¹
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Anschlusswert	4,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Wärmeabgabe	1984 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-10 °C bis -26 °C
Gastronorm	650 x 530 mm
Gehäusematerial/Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türausführung	Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Potentialfreier Kontakt	Ja
Art der Vernetzbarkeit	SmartCoolingHub
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	RS485
Verstellbare Ablageflächen	8
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Roste (1.4301 / AISI 304)
Belastbarkeit Ablageflächen	60 kg
Höhe Stellfüße	120 – 170 mm
Griff	Griffleiste
Fußpedalöffner	Ja
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	links fest / rechts fest
Tauwasserablauf	Ja
Brutto-/Nettogewicht	213/189 kg
EAN-Nr.	9005382196038

¹ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.