

CBNbsc 778i

Kombinovaná chladnička s mrazničkou so systémom BioFresh Professional a NoFrost

△ Peak



Stojace zariadenie

CBNbsc 778i

Kombinovaná chladnička s mrazničkou so systémom BioFresh Professional a NoFrost
△ Peak

← 75 →



Príslušenstvo

988242901	Filter z aktívneho uhlia FreshAir
988245900	Dóza na maslo
988267100	FlexCube
988264700	Polička na fľaše
988246600	3-dielny priečinok na odkladanie fliaš
988264800	FlexSystem
988117400	Miska na ľadové kocky
988103600	Chladiaci akumulátor

German Engineering

Bio Fresh	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Light Tower	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior
Soft System	Soft-Telescopic Rails	BLU Performance	Super Frost	Super Cool	Vario Space				

Energetická trieda	
Spotreba energie za rok/24 hod	203 / 0,556 kWh ¹
Celkový objem	473 l ²
Objem	Chladnička: 208,7 l / Časť BioFresh: 126,2 l / Mraziaca časť: 138 l
Hlučnosť	34 dB(A)
Klimatická trieda	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Dvere / bočné steny	BlackSteel / BlackSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H)	201,5 / 74,7 / 67,5 ¹
Ovládacie prvky	
Typ ovládání	2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch- & Swipe Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
Rozhranie	Vrátane SmartDeviceBox
Alarm dverí akustický	vizuálny a akustický
Výstražný signál v prípade poruchy	vizuálny a akustický
Chladiaca časť	
Konvekčné chladenie	PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
vnútorná strana dverí	Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
VarioSafe	áno
Polička na fľaše	Integrovaný odkladací priestor na fľaše
Vnútorné osvetlenie	Obojstranný LED svetelný panel LED osvetlenie BioFresh zóny
Priečinky BioFresh	2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem
Mraziaca časť	
Hviezdičkové označenie	****
Vnútorné osvetlenie	LED osvetlenie
Počet zásuviek	Celkom 3 rôzne objemných boxov mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
Zmrazovacia kapacita za 24 hodín	10 kg
Skladovacia doba pri výpadku prúdu	20 h
Výhody vybavenia	
Dorazy dverí	vpravo, reverzibilný
Vymeniteľné tesnenie dverí	áno
Č. EAN	4016803057734

Prehľad predstavuje výňatok najdôležitejšieho príslušenstva. Všetko ostatné príslušenstvo spotrebiča, ako aj ďalšie informácie nájdete na home.liebherr.com

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarke.

Funkcie



BioFresh Professional

Priečinok BioFresh Professional poskytuje potravinám dodatočnú sviežosť na dosiahnutie dlhej trvanlivosti, z ktorej zostanete v nemom úžase: Vďaka funkcii HydroBreeze sa nad ovocím a zeleninou rozprestrie ako ochranný závoj chladný opar. V kombinácii s teplotou tesne nad 0 °C a vysokou vlhkosťou sa v ňom nebalené ovocie a zelenina budú cítiť ako doma.



BioFresh s HydroBreeze

Chcete chlaďiť ovocie a zeleninu ako profesionáli? HydroBreeze vás očarí: Chladná hmľa v kombinácii s teplotou tesne nad 0 °C v priečinku sa postarajú o to, aby potraviny vydržali dlhšie. A tiež im dodajú vzhľad, pri ktorom zostanete v nemom úžase. HydroBreeze sa aktivuje každých 90 minút na 4 sekundy a na 8 sekúnd pri otvorení dverí.



Fish & Seafood-Safe

Milujete ryby? Vo vašej chladničke Liebherr zostanú čerstvé! Pretože v priečinku Fish & Seafood uskladníte ryby a morské plody pri optimálnej teplote -2 °C rovnako profesionálne, ako u predajcu rýb. Ľubovoľne si prispôsobte veľkosť zóny -2 °C – a na zvyšnej ploche uskladníte mäsové a mliečne výrobky pri optimálnych 0 °C. LED indikátor signalizuje, či je zóna -2 °C práve aktívna.



Priečinok na ovocie a zeleninu

Chrumkavý šalát alebo jahody: Najcitlivejšie potraviny si zaslúžia špeciálne miesto, aby zostali dlhšie čerstvé: priečinky BioFresh. V „BioFresh s priečinkom na ovocie a zeleninu“ panuje teplota blízko 0 °C. V kombinácii s vlhkosťou vzduchu, ktorá v ňom nepretržite panuje vďaka hermetickému uzavretiu, sa nebalené ovocie a zelenina cítia obzvlášť dobre. Nemusíte nič nastavovať.



DuoCooling


DuoCooling vďaka dvom úplne oddeleným chladiacim okruhom zaručuje, že medzi chladiacou a mraziacou časťou nedochádza k prúdeniu vzduchu. Potraviny nevyschnú a tiež nedochádza k prenosu pachov. A to znamená: Menej vyhadzovania, menej nakupovania, ale väčšia úspora a pohoda.



NoFrost

Keď otvoríte svoj mraziaci priečinok, chcete vidieť zmrazené potraviny – ale určite žiadny ľad a námrazu. NoFrost chráni mraziaci priestor pred neželanou tvorbou námrazy, ktorá spotrebúva veľa energie a občas je drahá. NoFrost znamená: Už žiadne namáhavé a časovo náročné odmravovanie mraziaceho priečinku, viac času na iné vec – a úspora peňazí.

Technický výkres



Výrobky a ich údaje sú inscenované na reklamné účely. Hoci sa vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti všetkých údajov a informácií v tomto letáku, spoločnosť Liebherr si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. V prípadoch, keď sú skutočné rozmery, technické údaje a výkon spotrebiča rozhodujúce, odporúčame vám prečítať si návod na inštaláciu priložený k danému spotrebiču. Spoločnosť Liebherr nenesie zodpovednosť za prípadné škody. (13.12.2024)

