
Getränkekühler und Verkaufstalent in einem.

Entdecken Sie die Vorteile unserer
Merchandising Cooler.

LIEBHERR

Beverages



Unsere Bühne für Ihre Getränke.

Liebherr-Merchandising Cooler stillen nicht nur den Durst nach gekühlten Getränken, sie wecken ihn auch. Neben Design und Handling überzeugen sie dabei durch Kühlleistung, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Ob auf Events, im Restaurant oder am POS – ein Liebherr-Merchandising Cooler erfüllt hohe Ansprüche bei niedrigen Gesamtbetriebskosten. Entdecken Sie unser umfassendes Sortiment für Ihre perfekte Warenpräsentation.



Vorteile der Liebherr-Merchandising Cooler.

Über 60 Jahre Erfahrung machen den Unterschied:

- Optimale Warenpräsentation für **maximale Verkaufsförderung**
- **Extreme Langlebigkeit** durch Liebherr-typische Produktqualität bis ins Detail
- **Ökologisch und ökonomisch nachhaltig** dank umweltfreundlichem Kältemittel und hoher Energieeffizienz
- **Individuelle Branding- und Ausstattungsoptionen** für mehr Awareness und Promotion
- **Rundum-Betreuung** durch professionellen Service

Sparsam, flexibel und umsatzstark – Liebherr-Merchandising Cooler sind Ihre besten Verkäufer.



Vom Geschmacksträger zum Werbeträger.



Ob fotorealistische Produktdarstellung, künstlerisches Motiv oder plakatives Firmenlogo – auffällig gestaltete Getränkekühler erhöhen die Bekanntheit Ihrer Marke und steigern den Umsatz. Liebherr setzt dabei auf innovative Druckverfahren und hochwertige Verarbeitung.

Digitaldruck

Plastikfreier 180°- oder 360°-Druck mit hoher Farbbrillanz direkt auf die Oberfläche.

Glastüraufkleber


Permanente oder rückstandsfrei entfernbare Aufkleber mit individueller Gestaltung.

3D-Branding

Lentikular-Verfahren in Kombination mit Beleuchtung für attraktiven 3D-Effekt.

Mit Zubehör für alles gerüstet.

Von der Flaschenrutsche über die Lochblechauflage bis zu Stellfüßen – der Liebherr-Merchandising Cooler hat das Zeug zum neuen Lieblingsgerät. Wählen Sie aus einem breiten Sortiment an Sonderausstattungen und machen Sie den Merchandising Cooler zu Ihrem persönlichen Top-Verkäufer.



Holzrost

Aus Rotbuche gefertigter Rost für eine stabile sichere Lagerung in edler und hochwertiger Form.



Lochblechauflage

Extrem belastbare Auflage für eine optimale Standfestigkeit selbst kleinerer Flaschen und Gebinde.



Scannerschienen

An den Rost ansteckbare Schiene für Preisschilder, Scancodes oder individuelle Werbebotschaften.



Stellfüße und Rollen

Leicht zu montierende Rollen und Füße für den einfachen Transport und eine bequeme Reinigung unter dem Gerät.



Flaschenrutsche

Für leicht zugängliche, stets griffbereite Getränke; lässt sich zum Befüllen auf Teleskopschienen herausziehen.

Leistungsstarkes Sortiment

Gibt Ihrem Umsatz mehr Raum – in welcher Form auch immer.

Das umfassende Merchandising Cooler-Sortiment bietet Ihnen für jeden Anspruch und Einsatz die perfekte Lösung. Ob als verstecktes Unterbau-Kühlgerät, aufmerksamkeitsstarkes Verkaufstalent im Einzelhandel, flüsterleiser Durstlöscher im Restaurant oder reinigungsfreundliches Event-Gerät mit individuellem Branding – ein Liebherr-Merchandising Cooler erhöht Ihr Umsatzpotenzial bis in die letzte Nische.

Hohe Standards sind in allen unseren Geräten Standard.

Das Zusammenspiel aus innovativen Technologien, langlebigen Materialien und intelligenten Funktionen machen Liebherr-Merchandising Cooler leistungsstark und dabei besonders nachhaltig und wirtschaftlich.



Attraktives Licht-Konzept
Aufmerksamkeitsstark und energieeffizient: Leuchtdisplays außen ziehen Kunden an, dimmbare seitliche LED-Lichtsäulen leuchten den gesamten Innenraum aus.



Präsentationsstarke Glasflächen
Vergrößerter Glasbereich aus ESG-Sicherheitsglas pusht Ihren Abverkauf durch perfekte Sicht auf die Ware.



Durchdachtes Design
Passt sich jedem Einsatz und Kundenwunsch an – ob mit Glas- oder Volltür, Türgriffen oder Griffmulde, Türanschlag rechts oder links.



Dynamisches Kühlsystem
Sorgt für schnelles effizientes Herunterkühlen, eine konstante Temperaturverteilung und die Minimierung von Kälteverlust bei Türöffnung.



Optimierte Ausstattung
Stark, sicher, variabel: verbesserte engmaschige Tragroste sind bis 60 kg belastbar und lagern Flaschen und Gebinde standfest.



MRFec 3501 I47



FKUV 1663



FKDV 4523



FKDV 4213




MRFvd 4011 744

Die neue Geräte-Generation

Das nächste Level der Getränke Kühlung.

Die neue Generation Merchandising Cooler bietet neben bewährten Features innovative Highlights für noch mehr Effizienz und Komfort.

MRFvg 4011



Sicherheit aus der Ferne
Steuern Sie das elektronische Türschloss bequem per Fernbedienung, beispielsweise von der Kasse aus – sogar gleichzeitig bei mehreren Geräten möglich.



Spart Ressourcen und Geld
Der **Eco-Mode** erhöht automatisch die Temperatur in nutzungsarmen Zeiten, **EcoPlus** schaltet zusätzlich das Licht.



Smart vernetzt
Liebherr-**SmartMonitoring** kontrolliert und dokumentiert kontinuierlich die Temperatur und alarmiert umgehend bei Abweichungen.

Das freut auch die Umwelt: Die Steckdose wird zur Spardose.

Hohe Produktqualität und maximale Energieeffizienz garantieren nachhaltig wirtschaftliche Produkte:

- Dynamisches Kühlsystem für schnelles Herunterkühlen
- Hohe Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit durch moderne Kältekomponenten
- Extreme Langlebigkeit
- Lange Nutzungsdauer durch Funktionsteile mit +15 Jahren Lebensdauer
- Minimaler Kälteverlust durch selbstschließende Tür

home.liebherr.com/cooling-sustainably


Komplettlösung für Ihr Geschäft.

Professioneller Support
vor Ort

Kompetent und schnell

Hochqualifizierte,
regelmäßig geschulte
Servicetechniker

Digitale Seriennummer
und Eigentumsnummer-
Dokumentation



Analyse der
Anforderungen

Entwicklung eines
individuellen Konzepts

Logistik im Namen des
Kunden, Einzelgeräte-
auslieferung zum Kunden

Rahmenaufträge mit
Gerätebevorratung im Haus



Weitere Informationen zu unseren
Getränkekühlern finden Sie hier:
home.liebherr.com/Beverages

Oder Sie wenden sich direkt an Ihren
persönlichen Ansprechpartner.



home.liebherr.com/Beverages