

GGU 1500

Zamrażarka z chłodzeniem statycznym
do zabudowy pod blat
Premium



Pojemność brutto/netto łącznie	143/133 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	600/615/830
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	474/443/676
Zużycie energii w ciągu 365 dni	250 kWh
Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)	7
Temperatura otoczenia	+10 °C do +35 °C ¹
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	45 dB(A)
Prąd znamionowy	0,6 A
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
Oddawanie ciepła	330 kJ/h
System chłodzenia	statyczny
Metoda odszraniania	odszranianie ręczne
Zakres temperatury	-9 °C do -26 °C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / kolor	stal / biały
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne w kolorze białym
Sterowanie	7-segmentowy wyświetlacz LED z przyciskami
Automatyka SuperFrost	tak
Wskaźnik temperaury	zewnętrzny cyfrowy
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Szuflady	3
Ilość koszy	1
Maksymalna ilość koszy	4
Półki w komorze zamrażania	4
Materiał półek	płyty parownika
Maksymalne obciążenie półek	24 kg
Wysokość szuflady w mm	3 × 150, 1 × 170
Uchwyt	ergonomiczny uchwyt drążkowy
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	41/38 kg
Kod EAN	9005382167236

¹ Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.