

FFFCsg 5501

Zamrażarka wolnostojąca z [funkcją] SmartFrost
Perfection



Pojemność brutto/netto łącznie	499/289 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	747/769/1818
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	580/523/1388
Zużycie energii w ciągu 365 dni	1234 kWh
Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)	7
Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna)	L1
Temperatura otoczenia	+10 °C do +40 °C ¹
Czynnik chłodniczy	R 290
Poziom głośności w dB	49 dB(A)
Prąd znamionowy	2,0 A
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
Oddawanie ciepła	713 kJ/h
System chłodzenia	statyczny
Metoda odszraniania	odszeranie ręczne
Zakres temperatury	-9 °C do -26 °C
Materiał obudowy / kolor	stal szlachetna / stal szlachetna
Materiał drzwi / kolor	stal szlachetna / stal szlachetna
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne w kolorze srebrnym
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Wskaźnik temperauary	zewnętrzny cyfrowy
Oświetlenie wewnętrzne	LED
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Ilość koszy	10
Materiał półek	ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Wysokość nóżek	150 – 180 mm
Uchwyt	solidny uchwyt aluminiowy
Rodzaj zamka	mechaniczny
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	106/97 kg
Kod EAN	9005382241677

¹ Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.