
ICBNci 5183

Réfrigérateur-congélateur intégré
avec
BioFresh Professional et NoFrost
△ Peak

LIEBHERR

Appareil encastrable



Appareil encastrable

LIEBHERR

ICBNci 5183

Réfrigérateur-congélateur intégrable avec
BioFresh Professional et NoFrost

△ Peak

↑
178
↓



G Made
in Germany

Bio Fresh	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	No Frost	Duo Cooling	Infinity Spring	Smart Device	Vario Temp	Light Tower	Touch & Swipe-Display
Glass & Steel interior	Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Vario Space	Super Silent	Super Frost	Super Cool		

Type **Charnières autoporteuses / Encastrable**

Classe énergétique **C**

Cons. électrique annuelle/24h **166 / 0,454 kWh**

Volume total **246 l¹**

Volume Réfrigérateur : **104,5 l** / BioFresh : **70,7 l** / Congélateur : **71 l**

Niveau sonore / classe sonore **33 dB(A) / B, SuperSilent**

Classe climatique **SN-ST (+10 °C à +38 °C)**

Dimensions de niche en cm (H / L / P) **177,2-178,8 / 56-57 / min. 55**

Commandes

Régulation électronique **Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe**
Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur

Interface de connexion **Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse**

Alarme de porte **visuelle et sonore**

Alarme de température **visuelle et sonore**

Réfrigérateur

PowerCooling **PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight**

Contreporte **Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier**

Range-bouteilles **Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients**

Eclairage intérieur **Colonnes latérales LED**
Eclairage LED BioFresh

Nb de tiroirs BioFresh **2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic,**
1 tiroir pour les fruits et légumes avec HydroBreeze,
1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers,
1 FlexSystem

Congélateur

Nombre d'étoiles ********

Éclairage intérieur **Eclairage LED**

Nombre de tiroirs **3 tiroirs, dont 2 sur rails télescopiques, VarioSpace**

IceMaker **avec branchement fixe à l'eau 3/4", Eclairage LED**

Capacité de production 24 h **1,2 kg**

Capacité de stockage **5,0 kg**

Pouvoir de congélation en 24 heures **6 kg**

Autonomie **9 h**

Avantages d'équipement

Ouverture de porte **Porte réversible**

Joint de porte amovible **oui**

EAN-Nr. **4016803115250**

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caractéristiques



BioFresh Professional

Le compartiment BioFresh Professional garantit à vos aliments un surcroît de fraîcheur pour vous permettre de les conserver plus longtemps. L'effet « waouh » tient à différents facteurs : Grâce à HydroBreeze, une brume fraîche se répand délicatement sur vos fruits et légumes, comme un baume protecteur. Ajoutez à cela une température à peine supérieure à 0 °C et vous obtenez des conditions de conservation idéales pour les fruits et légumes en vrac.



Compartiment DrySafe

Vous souhaitez que votre filet de veau tendre ou que votre lait frais le reste le plus longtemps possible ? Les compartiments BioFresh en sont la garantie : la température dans le compartiment DrySafe avoisine les 0 °C, ce qui représente des conditions de stockage idéales pour les aliments les plus sensibles. Et le meilleur reste à venir : tout est parfaitement réglé d'usine pour une utilisation immédiate, et une fraîcheur encore plus longue.



BioFresh avec HydroBreeze

Vous souhaitez disposer d'un refroidissement professionnel de vos fruits et légumes ? HydroBreeze saura vous inspirer : la brume fraîche, combinée à la température du compartiment à peine supérieure à 0 °C, donne aux aliments le coup de pouce supplémentaire pour une plus longue durée de conservation. L'effet visuel est également impressionnant. HydroBreeze est automatiquement activé pendant 4 secondes toutes les 90 minutes et pendant 8 secondes lorsque la porte est



NoFrost

Lorsque vous ouvrez votre compartiment de congélation, il est normal de vouloir voir vos aliments congelés et certainement pas de la glace ou du givre. NoFrost protège le compartiment de congélation contre le givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut devenir assez coûteux. Avec NoFrost, il n'y a plus jamais de dégivrage long et fastidieux de votre compartiment de congélation, mais davantage de temps pour d'autres choses plus importantes et une économie assurée.



Compartiment Fruit & Vegetable


Pour une salade ou des fraises toujours croquantes : les aliments les plus délicats méritent un endroit spécifique pour rester frais plus longtemps. C'est possible avec les compartiments BioFresh. Dans le compartiment Fruit & Vegetable, la température est proche de 0 °C. Grâce à la fermeture hermétique, les fruits et légumes non emballés qui y sont conservés restent particulièrement agréables à consommer en raison de l'humidité permanente qui y règne. Vous n'avez aucun réglage à faire.



DuoCooling

Grâce à deux circuits de réfrigération complètement séparés, le système DuoCooling garantit qu'aucun échange d'air n'a lieu entre les parties réfrigération et congélation. Les aliments restent ainsi croquants et les odeurs ne se propagent pas. Cela signifie moins de gaspillage et des courses moins fréquentes pour plus d'économies et de plaisir.

Dessin technique



Poids maximal par porte de meuble :
Partie réfrigération : 18 kg
Partie congélation : 12 kg

Les produits et leurs détails sont mis en scène à des fins publicitaires. Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude de toutes les données et informations contenues dans ce dépliant, Liebherr se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Dans la mesure où les dimensions, les spécifications et les performances réelles de l'appareil sont d'une importance décisive, nous recommandons de vérifier les instructions de montage jointes à l'appareil concerné. Liebherr décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels.
(06.09.2024)

