

GGU 1500

Podstavná mraznička se statickým chlazením
Premium



Brutto/užitný objem	143/133 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	600/615/830
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	474/443/676
Spotřeba energie za rok	250 kWh
Klimatická třída (energetická směrnice)	7
Okolní teplota	+10 °C Do +35 °C ¹
Chladivo	R 600a
Hluk - akustický výkon	45 dB(A)
Příkon	0,6 A
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Odvod tepla	330 kJ/h
Způsob chlazení	statický
Způsob odmrazování	ruční
Teplotní rozsah	-9 °C Do -26 °C
Materiál vnějších stěn/barva	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	ocel / bílá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Typ ovládání	7segmentový LED displej s tlačítky
Automatika SuperFrost	Ano
Teplotní displej	vně digitální
Výstražný signál	optický a akustický
Počet zásuvek	3
Počet košů	1
Maximální počet košů	4
Odkládací plochy	4
Materiál poliček	desky výparníku
Nosnost polic	24 kg
Výška přihrádek v mm	3 × 150, 1 × 170
Madlo	ergonomické tyčové madlo
Druh zámku	mechanický
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	41/38 kg
EAN	9005382167236

¹ Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.