
ICBNci 5183

Integrovatelná kombinovaná
chladnička s mrazničkou
s technologií BioFresh Professional
a NoFrost

Δ Peak

LIEBHERR

vestavný spotřebič



ICBNci 5183

Integrovatelná kombinovaná chladnička s mrazničkou s technologií BioFresh Professional a NoFrost

△ Peak

↑
178
↓



| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Bio Fresh | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Duo Cooling | Infinity Spring | Vario Temp | Light Tower | Touch & Swipe-Display | Glass & Steel Interior | Ice Maker |
| Soft System | Soft-Telescopic Rails | Vario Space | Super Silent | | | | | | |

Konstrukce spotřebiče **Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování**

Energetická třída **A**

Spotřeba energie za 365 dní/24 h **166 / 0,454 kWh**

Celkový objem **246 l¹**

Objem Chladnička: **104,5 l** / Oddíl BioFresh: **70,7 l** / Mrazicí oddíl: **71 l**

Hluk - akustický výkon **33 dB(A)**

Klimatická třída **SN-ST (+10 °C Do +38 °C)**

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H) **177,2-178,8 / 56-57 / min. 55**

Ovládací prvky

Typ ovládání **2,4" TFT displej barevný, Touch- & Swipe**
Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky

Rozhraní **SmartDeviceBox: zahrnutý**

Alarm dveří **vizuální a akustický**

Výstražný signál **vizuální a akustický**

Chladicí část

Ventilátor **PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrem s aktivním uhlím**

Materiál dveřních policek **Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo**

Policek na láhve **Integrovaná policek na lahve**

Osvětlení **Světelný panel na obou stranách**
LED osvětlení BioFresh

Počet zásuvek BioFresh **2 BioFresh boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem**

Mrazicí část

Počet hvězdiček mrazicí části ********

Osvětlení **LED osvětlení**

Počet zásuvek v mrazicí části **3 různé objemné boxy, davon 2 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace**

IceMaker **Pevné připojení k vodovodu 3/4", LED osvětlení**

Kapacita výrobku ledu za 24 h **1,2 kg**

Zásoba ledových kostek **5,0 kg**

Zmrazovací kapacita za 24 h **6 kg**

Skladovací doba při výpadku proudu **9 h**

Přednosti vybavení

Dveřní zárážka **Vpravo zaměnitelné**

Výměnná těsnění dveří **Ano**

EAN **4016803115250**

Příslušenství

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 988242901 | Filtr s aktivním uhlím FreshAir |
| 988245900 | Dóza na máslo |
| 988246300 | VarioSafe |
| 743892200 | VarioBoxy |
| 988267100 | FlexCube |
| 988098000 | Vodní filtr |
| 988246200 | Stojánek na láhve jako příslušenství |
| 988246600 | Policek na 3 láhve |

Přehled představuje výtah nejdůležitějšího příslušenství. Veškeré další příslušenství spotřebiče a další informace naleznete na adrese home.liebherr.com.

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Funkce



BioFresh Professional

Příhrádka BioFresh Professional dodává potravinám extra čerstvost pro dlouhodobé skladování: Díky funkci HydroBreeze pokryje ovoce a zeleninu jako ochranný povlak studená mlha. V kombinaci s teplotou lehce nad 0 °C a vysokou vlhkostí se zde ovoce a zelenina bez obalu cítí skutečně dobře.



BioFresh s HydroBreeze

Chtěli byste chladit ovoce a zeleninu jako profesionálové? HydroBreeze vás nadchne: Studená mlha v kombinaci s teplotou v příhrádce těsně nad 0 °C potraviny mimořádně povzbudí a jsou pak déle trvanlivé. A mlha vytváří vizuální wow efekt. HydroBreeze se aktivuje každých 90 minut na 4 sekundy a při otevření dveří na 8 sekund.



Příhrádka na ovoce a zeleninu

Křupavý salát nebo jahody: Nejcitlivější potraviny si zaslouží zvláštní místo, aby zůstaly déle čerstvé: Příhrádka BioFresh. V příhrádce na ovoce a zeleninu se teplota blíží 0 °C. V kombinaci s vlhkostí vzduchu, která v této příhrádce převládá, a díky jejímu těsnému uzavření je zde nebalenému ovoci a zelenině obzvláště dobře. Nemusíte nic nastavovat.



Příhrádka na maso a mléčné výrobky

Chtěli byste, aby delikátní telecí filé nebo čerstvé mléko zůstalo čerstvé co nejdéle? O to se postarají příhrádka BioFresh: V příhrádce na maso a mléčné výrobky se teplota blíží 0 °C – ideální podmínky pro skladování i těch nejcitlivějších potravin. A to nejlepší: Všechno je z výroby perfektně nastaveno k okamžitému použití – pro delší čerstvost.



DuoCooling


DuoCooling díky dvěma zcela odděleným chladicím okruhům zajišťuje, že nedochází k žádné výměně vzduchu mezi chladicím a mrazicím oddílem. Potraviny se tak nevysušují, ani se nepřenáší žádný zápach. A to znamená: méně vyhazovat, méně nakupovat, ale více ušetřit a užívat si.




InfinitySpring

Zdroj čerstvé, chladné pitné vody ve vaší kuchyni: To, co zní jako pohádka, se nazývá InfinitySpring. Dávkovač vody umožňuje odběr vody bez odkapávání a poskytuje čerstvou studenou vodu. Jednoduše aktivujte panel karafou nebo sklenicí a vychutnejte si vodu. Nebudete muset kupovat láhve vody a budete se chovat ekologicky.

Technický výkres



Maximální hmotnost na dvířka skříňky:
 Chladicí oddíl: 18 kg
 Mrazicí oddíl: 12 kg



Výrobky a jejich údaje jsou inscenovány pro reklamní účely. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění správnosti všech údajů a informací v tomto letáku, společnost Liebherr si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Pokud jsou skutečné rozměry, technické údaje a výkon spotřebiče rozhodující, doporučujeme vám, abyste se seznámili s návodem k instalaci, který je přiložen k danému spotřebiči. Společnost Liebherr neručí za případné škody. (13.12.2024)

