

ICBNc 5623

Combinato Integrabile con BioFresh e NoFrost

◇ Plus



LIEBHERR

ICBNc 5623

Combinato Integrabile con BioFresh e NoFrost

◇ Plus

↑
194
↓



Accessori

988242901	Filtro ai carboni attivi FreshAir
612526500	SmartDeviceBox
988245900	Burriera
988246300	VarioSafe
743892200	VarioBox
988267100	FlexCube
988246200	Mensola portabottiglie
988246600	Piano per tre bottiglie



Progettare	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe di efficienza energetica	A++
Consumo in (365 giorni/24h)	162 / 0,443 kWh
Volume totale	273 l¹
Volume	Vano frigorifero: 133 l / Vano BioFresh: 70,9 l / Vano congelatore: 70 l
Rumorosità (potenza sonora)	33 dB(A)
Classe climatica	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	194-195 / 56-57 / min. 55
Controllo	
Tipo di comando	Display LCD monocromatico con controllo Touch Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
Interfaccia	Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
Frigorifero	
Raffreddamento ventilato	PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
Controporta	Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie integrato
Illuminazione	Illuminazione LED dall'alto
Cassetti-BioFresh	2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini
Congelatore	
Definizione stelle	****
Numero cassetti	3 cassetti, VarioSpace
Cap. di congelamento nelle 24 ore	6 kg
Tempo di cons. in caso di black-out	9 ore
Contenitore per i cubetti di ghiaccio	1
Dotazioni di serie	
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
Guarnizione della porta rimovibile	si
EAN-Nr.	4016803137412

Caratteristiche



Cassetto Safe per frutta e verdura

Insalata fresca o fragole: per preservarne più a lungo la freschezza, i cibi più delicati meritano un posto speciale: I cassetti Safe BioFresh. Nel "cassetto Safe per frutta e verdura" la temperatura si aggira intorno a 0 °C. L'umidità permanente e la chiusura ermetica fanno del cassetto l'ambiente ideale per frutta e verdura non confezionate. Non occorre regolare niente.



Cassetto Safe per carne e latticini

Vuoi che il filetto di vitello o il latte fresco si conservi il più a lungo possibile? A ciò provvedono i cassetti Safe BioFresh: nel "cassetto Safe per carne e latticini" la temperatura si aggira intorno a 0 °C – condizioni di conservazione ideali anche per i prodotti alimentari più sensibili. E ciò non basta: tutto è perfettamente regolato in fabbrica per un utilizzo immediato – per preservare più a lungo la freschezza.



DuoCooling

Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.




SmartDeviceBox integrabile in un secondo momento

Vuoi essere al passo per la gestione smart della casa del futuro? Il tuo Liebherr ti assiste volentieri in questo: potrai potenziarlo con uno SmartDeviceBox che lo trasferirà in Internet. Lo SmartDeviceBox può essere installato in quattro e quattr'otto e spalancarti da subito le porte al mondo intero di opzioni digitali.



Display tattile


Toccare per credere: comandi semplici e intuitivi grazie al display tattile che caratterizza i modelli Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero ti basterà toccarle semplicemente con un dito.



Parete posteriore in SmartSteel

La parete posteriore rifinita in elegante SmartSteel conferisce una nota pregiata al tuo Liebherr. Ma non solo: i tuoi cibi te ne saranno grati. L'acciaio inossidabile è infatti adatto per uso alimentare e, quindi, igienico. SmartSteel riduce inoltre la visibilità delle impronte – risaltando così il carattere estetico del tuo frigorifero.

Disegno tecnico



Peso massimo per anta del mobile:
Scomparto frigorifero: 18 kg
Scomparto congelatore: 12 kg

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (29.11.2024)

