

CTe 2131

Kühl-Gefrier-Automat mit SmartFrost



← 55 →



Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	181 / 0,495 kWh
Gesamtvolumen	196 l ¹
Volumen	Kühlteil: 152,2 l / Gefrierteil: 44 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse	37 dB(A) / C
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,4 A
Tür / Seitenwände	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T)	124,1 / 55 / 63
Steuerung	
Art der Steuerung	Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
Kühlteil	
Innentür	Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Obst-/Gemüseschalen	1 großes Obst- / Gemüsefach
Gefrierteil	
Sternekennzeichnung	****
Gefriervermögen in 24h	2,5 kg
Lagerzeit bei Störung	17 h
Eiswürfelschale	1
Ausstattungs Vorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	4016803145417

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.