

WSbl 5001

Szafka do przechowywania wina
GrandCru

LIEBHERR

Urządzenie autonomiczne



Urządzenie autonomiczne

LIEBHERR

WSbl 5001

Szafka do przechowywania wina
GrandCru

German
Engineering

Temp
Protect
Plus

Humidity
Select

FreshAir

Easy
Fill

Self
Closing
Door

Smart
Device
ready

Touch-
Display

Door
Lock

LED

← 60 →



Akcesoria

988246001	Filtr z węglem aktywowanym FreshAir
612526500	SmartDeviceBox
711304101	Drewniana półka ekspozycyjna
711332802	Drewniana półka z regulacją wysokości
930288500	Metalowa półka perforowana
711325400	Metalowa półka z drewnianym frontem, regulowana wysokość
988276600	Klipsy do etykiet
988275800	Opcjonalny zamek w drzwiach

Przegląd przedstawia fragment najważniejszych akcesoriów.
Wszystkie pozostałe akcesoria urządzenia oraz dalsze informacje można znaleźć na stronie home.liebherr.com.

Klasa efektywności energetycznej



Zużycie energii w ciągu 365 dni	97 / 0,265 kWh ¹
Max. ilość butelek o poj. 0.75 l	196 ²
Pojemność całkowita	378 l ³
Poziom głośności w dB	38 dB(A)
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi	Pełne drzwi czarny
Obudowa	czarny
Wymiary zewnętrzne w cm (wys, / szer, / gł.)	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

Sterowanie

Sterowanie	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, monochromatyczny za drzwiami, elektronika dotykowa Cyfrowy wyświetlacz temperatury
------------	---

Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Zabezpieczenie przed dziećmi	tak

Zalety wyposażenia

Strefy temperatury	1
Zakres temperatury	+5 °C do +20 °C
Obiegi chłod. z własną regulacją	1
Wentylator	Chłodzenie konwekcyjne, filtr z węglem aktywowanym FreshAir, gwarantujący świeże powietrze
Oświetlenie wnętrza	Oświetlenie sufitowe LED
Uchwyt	Uchwyt drążkowy czarny
Interfejs	SmartDeviceBox: opcjonalnie
Materiał półek	Regulowane półki z drewna bukowego
Ilość półek łącznie	5
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Zamek	mechaniczny, możliwość doposażenia
Kod EAN	9005382243930

¹ Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii

² Te urządzenia przeznaczone są wyłącznie do przechowywania win. Maksymalna pojemność butelek typu Bordeaux (0,75 l) zgodnie z normą NF H 35-124 (wys.: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

³ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

Cechy

Temp Protect Plus

TempProtect Plus

Podwójna ochrona. Funkcja TempProtect Plus umożliwia stały pomiar temperatury w chłodziarkach do win za pomocą dwóch czujników. Daje to jeszcze większą pewność, że wina będą chronione przed wahaniami temperatury. Otrzymasz powiadomienie, gdy tylko jeden z czujników wykryje krytyczną zmianę temperatury, co pozwala na szybkie podjęcie działań.



HumiditySelect

Korki nigdy nie będą się kruszyć. Funkcja HumiditySelect w modelach GrandCru umożliwia ustawienie dwóch poziomów wilgotności: standardowej i wysokiej. To bardzo proste i korzystne dla wina, ponieważ dzięki optymalnej wilgotności korki są wilgotne, a butelki szczelnie zamknięte.



Filtr FreshAir z węglem aktywnym

Aby wino mogło dojrzewać przy optymalnej jakości powietrza, wszystkie chłodziarki do win Liebherr mają filtr z węglem aktywnym niezawodnie wychwytyjącym wszystkie zapachy. Dzięki temu wino zachowa czysty bukiet. Aby tak pozostało, chłodziarka Liebherr co 6 miesięcy przypomina o wymianie filtra, co można bardzo łatwo zrobić samodzielnie.



VibrateSafe

Twoje wino wymaga ciszy i spokoju. Dzięki cichym sprężarkom specjalnie opracowanym przez firmę Liebherr i stabilnym drewnianym półkom wykonanym z wytrzymałego drewna bukowego nasze chłodziarki umożliwiają przechowywanie wina bez najmniejszych zakłóceń. W takich warunkach wino będzie dojrzewać w ciszy i spokoju.



Precyzyjne ustawianie temperatury



Przechowywanie w niewłaściwej temperaturze może być niekorzystne dla wina, które straci przez to swoją jakość. Precyzyjny system elektroniczny stale utrzymuje wymaganą temperaturę we wnętrzu chłodziarki do wina Liebherr. Można ustawić dokładną wartość w zakresie od +5 °C do +20 °C. Aktualna temperatura jest widoczna na wyświetlaczu.



Drewniane półki z regulacją wysokości

Dopracowane i wyrafinowane. Eleganckie bukowe półki wykonano tak, aby zminimalizować drgania i przechowywać wino w poziomie, a ich ergonomiczny kształt ułatwia wkładanie, wyjmowanie i układanie butelek. Kolejną zaletą jest to, że drewno oddycha i może pomieścić niewielką ilość wody, co sprzyja powstawaniu mikroklimatu wewnątrz i pozwala na długotrwałe przechowywanie.

Rysunek techniczny



Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dążenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (13.12.2024)

