

# ICBNc 5623

Combinado integrable con BioFresh y NoFrost

◇ Plus



# LIEBHERR

Aparato empotrable

**LIEBHERR**

# ICBNc 5623

Combinado integrable con BioFresh y NoFrost

◇ Plus

**G** Made  
in Germany



↑  
**194**  
↓



## Accesorios

988242901	Filtro de carbón activo FreshAir
612526500	SmartDeviceBox
988245900	Mantequera
988246300	VarioSafe
743892200	VarioBox
988267100	FlexCube
988246200	Estante botellero
988246600	Bandeja para 3 botellas

Tipo	Puerta fija / Aparato integrable
Clase de eficiencia energética	
Consumo eléctrico 365 días/24h	162 / 0,443 kWh
Volumen total	273 l <sup>1</sup>
Capacidad útil	Refrigerador: 133 l / BioFresh: 70,9 l / Congelador: 70 l
Nivel de ruido	33 dB(A)
Clase climática	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.)	194-195 / 56-57 / mins. 55
<b>Controles</b>	
Tipo de mando	Pantalla táctil monocromática con panel Touch Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
Interface	Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
Alarma de la puerta	visual y acústica
Alarma en caso de fallo	visual y acústica
<b>Frigorífico</b>	
Ventilador	PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
Contrapuerta	Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
Estante botellero	Estante botellero
Iluminación	Iluminación de techo LED
Cajones BioFresh	2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos
<b>Congelador</b>	
Número de estrellas	****
Guías telescópicas	3 cajones, VarioSpace
Capacidad congeladora en 24 horas	6 kg
Tiempo de almac. en caso d.	9 h
Bandeja de cubitos	1
<b>Ventajas de la dotación</b>	
Sentido de apertura de puerta	Bisagra de la puerta reversible
Junta de la puerta reemplazable	sí
EAN-Nr.	4016803137412

El resumen representa un extracto de los accesorios más importantes. Todos los demás accesorios del aparato, así como más información, se encuentran en [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).

<sup>1</sup> Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

## Características



### Cajón para conservación de frutas y verduras

Lechuga o fresas crujientes: los alimentos más delicados se merecen un sitio especial para seguir estando frescos durante más tiempo: cajones BioFresh. En su cajón para conservación de frutas y verduras la temperatura ronda los 0 °C y, con la humedad del aire que reina dentro, gracias a su cierre hermético, la fruta y la verdura sin envasar se sienten especialmente bien. No tiene que ajustar nada.



### Cajón para conservación de productos cárnicos y lácteos

¿Desea que el filete de ternera tierna o la leche fresca se conserven frescos más tiempo? Los cajones BioFresh se encargan de ello: en el cajón para conservación de productos cárnicos y lácteos, la temperatura ronda los 0 °C – condiciones de almacenamiento ideales también para los alimentos más delicados. Y lo mejor: todo está perfectamente ajustado de fábrica para su uso inmediato para mayor frescura durante más tiempo.



### DuoCooling

DuoCooling se encarga de que no se intercambie aire entre el compartimento congelador y el compartimento frigorífico gracias a dos circuitos de frío completamente separados. Los alimentos no se secan ni se transmiten olores. Y eso significa: tirar menos productos, comprar menos a menudo, ahorrar y disfrutar más.



### SmartDeviceBox reequipable

¿Desea estar equipado para el futuro de las smart homes? Su Liebherr le ayuda encantado: le puede añadir un SmartDeviceBox que conecta su Liebherr a Internet. El SmartDeviceBox se puede montar en pocos pasos y le proporcionará acceso inmediato a todo un mundo de posibilidades digitales.



### Pantalla táctil


Realmente sensible: mediante la pantalla táctil puede controlar su Liebherr de forma sencilla e intuitiva. Todas las funciones están ordenadas con claridad en la pantalla. Pulsando ligeramente con un dedo puede seleccionar funciones sin esfuerzo o verificar la temperatura actual de su frigorífico, por ejemplo.



### Pared trasera de SmartSteel

La pared trasera con el elegante SmartSteel confiere a su Liebherr un toque de distinción. También sus alimentos adorarán SmartSteel, ya que el acero inoxidable es adecuado para los alimentos e higiénico. Además, SmartSteel reduce la visibilidad de las huellas dactilares, lo que hace que su aspecto sea aún más atractivo.

# Dibujo técnico



Peso máximo por puerta de armario:  
Compartimento frigorífico: 18 kg  
Congelador: 12 kg