

MRFvd 5501

Chladnička s ventilátorem
Performance



LED



Brutto/užitný objem	544/432 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	747/769/1684
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	625/536/1459
Energetická třída	
Spotřeba energie za rok	388 kWh ²
Klimatická třída (energetická směrnice)	CC3
Teplotní třída (energetická směrnice)	K4
Okolní teplota	+10 °C Do +40 °C ³
Chladivo	R 600a
Hluk - akustický výkon	50 dB(A)
Příkon	2,0 A
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	+1 °C Do +15 °C
Materiál vnějších stěn/barva	ocel / šedá
Materiál dveří / barva	ocel / šedý
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Typ ovládání	otočný regulátor s digitálním teploměrem
Teplotní displej	vně digitální
Vnitřní osvětlení	LED stropní osvětlení
Přestavitelné odkládací plochy	4
Materiál poliček	rošty potažené umělou hmotou
Množství 0,5l lahví/množství 0,5l lahví v čele	354/9
Množství 0,33l lahví/množství 0,33l lahví v čele	708/9
Nosnost polic	60 kg
Madlo	prohlubeň pro madlo
Druh zámku	mechanický
Samozavírací dveře	Ano
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	81/74 kg
EAN	9005382232392

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2018.

² Měřeno podle normy EN 16902:2016.

³ Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.