

WKes 653

Weinklimaschrank GrandCru



← 43 →

Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	78 / 0,213 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	12 ¹
Gesamtvolumen	48 l ²
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse	37 dB(A) / C
Klimaklasse	SN (+10 °C bis +32 °C)
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,0 A
Tür	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel
Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T)	61,2 / 42,5 / 47,8
Steuerung	
Art der Steuerung	LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kindersicherung	Ja
Ausstattungs Vorteile	
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Design	HardLine-Design
Material Ablageflächen	Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	3
Türanschlag	Türanschlag rechts fest
Schloss	mechanisch
EAN-Nr.	9005382279656

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.