

LKexv 1800

Labor Kühlgerät mit mechanischer Steuerung
MediLine



Brutto- / Nettorauminhalt	180/160 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	600/600/860
Innenmaße in mm (B/T/H)	513/441/702
Energieverbrauch in 365 Tagen	328 kWh
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +30 °C
Wärmeabgabe	421 kJ/h
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	47 dB(A)
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gradient / max. Fluktuation	10,2 °C / 7,4 °C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl / weiß
Türausführung	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Glas
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	510 / 412
Belastbarkeit Ablageflächen	40 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht	41/38 kg
EAN-Nr.	9005382168356