

ECBNe 8870

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
mit BioFresh und NoFrost

← 91 → 203
↑
↓



Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	320 / 0,876 kWh
Gesamtvolumen	522 l ¹
Volumen	Kühlteil: 292,2 l / BioFresh-Teil: 70,6 l / Gefrierteil: 160 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse	39 dB(A) / C
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Frequenz / Spannung	50/60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	2,5 A 189,4 W
Nischenmaße in cm (H / B / T)	203,2-207,2 / 91,5 / mind. 63,5
Steuerung	
Art der Steuerung	MagicEye, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
Türalarm	akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling
Innentür	Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig und LED-Deckenbeleuchtung LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar
Gefrierteil	
Sternekenzeichnung	****
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Schubfächer im Gefrierteil	2 Schubfächer auf Teleskopauszügen
IceMaker	für Festwasseranschluss 3/4"
Eiswürfelproduktion in 24 h	1,4 kg
Eiswürfelvorrat	2,7 kg
Gefriervermögen in 24h	9,5 kg
Lagerzeit bei Störung	16,9 h
Ausstattungs Vorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	9005382270912

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.