

LKUv 1610

Frigorífico laboratorio control electrónico Comfort MediLine



| | |
|--|---|
| Capacidad bruta/útil | 142/133 l |
| Medidas exteriores en mm | 601/618/820 |
| Medidas interiores en mm | 440/435/670 |
| Consumo energético en 365 días | 273 kWh ¹ |
| Franja de temperatura ambiente | +10 °C a +35 °C |
| Emisión de calor | 200 kJ/h |
| Refrigerante | R 600a |
| Nivel de ruido | 47 dB(A) |
| Frecuencia / tensión | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Sistema refrigerante | dinámico |
| Descongelación | automático |
| Gama de temperaturas | +3 °C a +16 °C |
| Gradiente / fluctuación máx. | 4,3 °C ² / 4,6 °C ³ |
| Material de la carcasa / color | Acero / blanco |
| Material de la puerta / color | Acero |
| Material de los recipientes interiores | Polietileno blanco |
| Tipo de mando | Pantalla LED de 7 segmentos con teclas |
| Alarma en caso de fallo | óptico y acústico |
| Alarma de corte eléctrico | al volver la corriente |
| Contacto exento de potencial | sí |
| Tipo de conectividad | SmartCoolingHub |
| Solución de conectividad | Reequipable |
| Interface | RS485 |
| Estantes regulables | 3 |
| Material de estantes | Rejillas revestidas de materia plástica |
| Ancho / fondo útil de los estantes en mm | 440 / 420 |
| Capacidad de carga de estantes | 45 kg |
| Tirador | Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado |
| Canal para sensores | 1 x Ø 10 mm |
| Clase de candado | mecánico |
| Sentido de apertura de puerta | derecha intercambiable |
| Peso bruto/neto | 39/36 kg |
| EAN-Nr. | 9005382237694 |

¹ medido con una temperatura ambiente de +25 °C y una temperatura ajustada a +5 °C en frigoríficos y a -20 °C en congeladores.

² Gradiente según EN60068-3: distribución espacial de la temperatura en el interior del punto de medición más caliente y más frío, incl. incertidumbre de medición.

³ Fluctuación máx. según EN 60068-3: variación temporal de la temperatura del punto de medición con la mayor divergencia durante el intervalo de medición.