

# WKb 1812

## Weinklimaschrank Vinothek

← 60 →



Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	123 / 0,337 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	66 <sup>1</sup>
Gesamtvolumen	135 l <sup>2</sup>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse	38 dB(A) / C
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	2,0 A
Tür	Isolierglastür, Rahmen schwarz
Seitenwände	schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T)	89 / 60 / 61,3
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik Digitale Temperaturanzeige
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kindersicherung	Ja
<b>Ausstattungs-vorteile</b>	
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar
Griff	Ergonomischer Stangengriff schwarz
Design	HardLine-Design
Material Ablageflächen	Höhenverstellbare Roste verzinkt
Ablageflächen gesamt	3
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	9005382279571

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

<sup>2</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.