

FKU 1800

Chłodziarka do zabudowy pod
blat z chłodzeniem statycznym
Premium



Pojemność brutto/netto łącznie	175/160 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	600/600/850
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	513/441/702
Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	204 kWh ²
Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)	CC1
Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna)	K4
Temperatura otoczenia	+10 °C do +30 °C ³
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	44 dB(A)
Prąd znamionowy	1,0 A
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
Oddawanie ciepła	267 kJ/h
System chłodzenia	statyczny
Metoda odszraniania	odszeranie automatyczne
Zakres temperatury	+2 °C do +10 °C
Materiał obudowy / kolor	stal / antracyt
Materiał drzwi / kolor	stal / antracyt
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne w kolorze białym
Sterowanie	Pokrętko regulacyjne
Wskaźnik temperaury	zewnętrzny cyfrowy
Oświetlenie wewnętrzne	LED
Regulowane półki	3
Materiał półek	ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Ładowność 0,5l PET/Facing 0,5l PET	118/7
Ładowność 0,33l puszka/Facing 0,33l puszka	221/7
Maksymalne obciążenie półek	50 kg
Uchwyt	ergonomiczny uchwyt drążkowy
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	36/34 kg
Kod EAN	9005382214510

¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2018.
² Pomiar według EN 16902:2016.
³ Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.