

FFFsg 5501

Standgefrierschrank mit SmartFrost
Performance



| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Brutto- / Nettorauminhalt | 499/289 l |
| Außenmaße in mm (B/T/H) | 747/769/1818 |
| Innenmaße in mm (B/T/H) | 580/523/1388 |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 1234 kWh |
| Klimaklasse (Energierichtlinie) | 7 |
| Temperaturklasse (Energierichtlinie) | L1 |
| Klimaklasse (Sicherheitsnorm) | 5 |
| Umgebungstemperatur | +10 °C bis +40 °C |
| Kältemittel | R 290 |
| Geräusch-Schalleistung | 49 dB(A) |
| Anschlusswert | 2,0 A |
| Frequenz / Spannung | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Wärmeabgabe | 713 kJ/h |
| Kühlsystem | statisch |
| Abtauverfahren | manuell |
| Temperaturbereich | -9 °C bis -26 °C |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl / weiß |
| Türausführung | Volltür |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiß |
| Art der Steuerung | Monochrom-Display, Touch-Buttons |
| Temperaturanzeige | außen digital |
| Alarm bei Störung | optisch und akustisch |
| Art der Vernetzbarkeit | SmartModule |
| Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
| Schnittstelle | WLAN/LAN (optional) |
| Anzahl Körbe | 10 |
| Material Ablageflächen | Roste kunststoffbeschichtet |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 60 kg |
| Höhe Stellfüße | 150 – 180 mm |
| Griff | Aluminiumgriff |
| Art des Schlosses | mechanisch |
| Türe selbstschließend | Ja |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Brutto-/Nettogewicht | 107/99 kg |
| EAN-Nr. | 9005382241615 |