

# GKpv 1470

Kühlgerät GN 2/1 mit Umluftkühlung  
ProfiLine



Smart  
Monitoring

Brutto- / Nettorauminhalt	-/- l
Außenmaße in mm (B/T/H)	1430/830/2120
Innenmaße in mm (B/T/H)	1236/650/1550
Energieverbrauch in 365 Tagen	- kWh
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +40 °C
Anschlusswert	0,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gastronorm	650 x 530 mm
Gehäusematerial/Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türausführung	Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Art der Vernetzbarkeit	SmartCoolingHub
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	RS485 (optional)
Verstellbare Ablageflächen	8
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen	60 kg
Höhe Stellfüße	120 - 170 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	links fest / rechts fest
Brutto-/Nettogewicht	196/178 kg
EAN-Nr.	9005382211595