

GGU 1500

Unterbaufähiges Gefriergerät mit
statischer Kühlung
Premium



Brutto- / Nettorauminhalt	143/133 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	600/615/830
Innenmaße in mm (B/T/H)	474/443/676
Energieverbrauch in 365 Tagen	250 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	7
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +35 °C ¹
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	45 dB(A)
Anschlusswert	0,6 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Wärmeabgabe	330 kJ/h
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
SuperFrost-Automatik	Ja
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Schubfächer	3
Anzahl Körbe	1
Maximale Körbeanzahl	4
Ablageflächen Gefrierteil	4
Material Ablageflächen	Verdampferplatten
Belastbarkeit Ablageflächen	24 kg
Fachhöhe in mm	3 × 150, 1 × 170
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht	41/38 kg
EAN-Nr.	9005382167236

¹ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.