

WPgbi 7483

Weintemperierschrank Vinidor Selection

← 70 →



Energieeffizienzklasse



Energieverbrauch Jahr/24 h **144 / 0,394 kWh¹**

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l **145²**

Gesamtvolumen **561,9 l³**

Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse **35 dB(A) / B, SuperSilent**

Klimaklasse **SN-ST (+10 °C bis +38 °C)**

Frequenz / Spannung **50/60 Hz / 220-240 V~**

Anschlusswert **1,2 A**

Tür **Isolierglastür/BlackSteel**

Seitenwände

Aussenmaße in cm (H / B / T) **201,3 / 69,7 / 76,4¹**

Steuerung

Art der Steuerung **2,4" TFT-Display farbig/in der Tür, hinter dem Glas/Touch und Swipe**
Digitale Temperaturanzeige für 3 Weinzonen

Alarm bei Störung **optisch und akustisch**

Ausstattungs-vorteile

Temperaturzonen **3**

Temperaturbereich **+5 °C bis +20 °C**

Regelbare Kältekreisläufe **3**

Umluftkühlung **Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter**

Innenbeleuchtung **Lichtpanel beidseitig/zuschaltbar/dimmbar**

Griff **Vertikale Griffmulde**

Schnittstelle **SmartDeviceBox inclusive**

Material Ablageflächen **Borde aus Buchenholz**

Ablageflächen gesamt **11**

Holzborde auf Teleskop. ausziehbar **8**

Türanschlag **Wechselbarer Türanschlag**

Schloss **elektronisch, ohne Fernsteuerung**

EAN-Nr. **4016803088172**

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

³ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.