

---

# ICBNci 5663

---

Combinado integrable con BioFresh y  
NoFrost  
○ Prime

# LIEBHERR

Aparato empotrable



Aparato empotrable

**LIEBHERR**

# ICBNci 5663

Combinado integrable con BioFresh y NoFrost

Prime

↑  
194  
↓



## Accesorios

988242901	Filtro de carbón activo FreshAir
988245900	Mantequera
988246300	VarioSafe
743892200	VarioBox
988267100	FlexCube
988246200	Estante botellero
988246600	Bandeja para 3 botellas
603004101	Manguera de 3 metros para IceMaker

**G** Made  
in Germany

Bio Fresh	Duo Cooling	Vario Temp	Light Tower	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Vario Space
Super Silent									

Tipo	Puerta fija / Aparato integrable
Clase de eficiencia energética	<b>A</b>
Consumo eléctrico 365 días/24h	<b>162 / 0,443 kWh</b>
Volumen total	<b>276 l<sup>1</sup></b>
Capacidad útil	Refrigerador: <b>134 l</b> / BioFresh: <b>71,2 l</b> / Congelador: <b>71 l</b>
Nivel de ruido	<b>33 dB(A)</b>
Clase climática	<b>SN-T (+10 °C a +43 °C)</b>
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.)	<b>194-195 / 56-57 / mins. 55</b>
<b>Controles</b>	
Tipo de mando	Display digital 2,4" Touch & Swipe Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
Interface	SmartDeviceBox incluido
Alarma de la puerta	visual y acústica
Alarma en caso de fallo	visual y acústica
<b>Frigorífico</b>	
Ventilador	PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
Contrapuerta	Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
VarioSafe	sí
Estante botellero	Estante botellero
Iluminación	Panel de luz en ambos lados Iluminación LED en BioFresh
Cajones BioFresh	2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos
<b>Congelador</b>	
Número de estrellas	****
Iluminación	Iluminación LED
Guías telescópicas	3 cajones, VarioSpace
IceMaker	con conexión fija a la red 3/4"
Capacidad de producción de hielo	1,2 kg
existencias/disponibilidad de hielo	5,0 kg
Capacidad congeladora en 24 horas	6 kg
Tiempo de almac. en caso d.	9 h
<b>Ventajas de la dotación</b>	
Sentido de apertura de puerta	Bisagra de la puerta reversible
Junta de la puerta reemplazable	sí
EAN-Nr.	4016803137450

El resumen representa un extracto de los accesorios más importantes. Todos los demás accesorios del aparato, así como más información, se encuentran en [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).

<sup>1</sup> Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.



## Características



**Cajón para conservación de frutas y verduras**

Lechuga o fresas crujientes: los alimentos más delicados se merecen un sitio especial para seguir estando frescos durante más tiempo: cajones BioFresh. En su cajón para conservación de frutas y verduras la temperatura ronda los 0 °C y, con la humedad del aire que reina dentro, gracias a su cierre hermético, la fruta y la verdura sin envasar se sienten especialmente bien. No tiene que ajustar nada.



**Cajón para conservación de productos cárnicos y lácteos**

¿Desea que el filete de ternera tierna o la leche fresca se conserven frescos más tiempo? Los cajones BioFresh se encargan de ello: en el cajón para conservación de productos cárnicos y lácteos, la temperatura ronda los 0 °C – condiciones de almacenamiento ideales también para los alimentos más delicados. Y lo mejor: todo está perfectamente ajustado de fábrica para su uso inmediato para mayor frescura durante más tiempo.



**DuoCooling**

DuoCooling se encarga de que no se intercambie aire entre el compartimento congelador y el compartimento frigorífico gracias a dos circuitos de frío completamente separados. Los alimentos no se secan ni se transmiten olores. Y eso significa: tirar menos productos, comprar menos a menudo, ahorrar y disfrutar más.



**SmartDeviceBox integrado**

Su Liebherr está en la cocina pero, si lo desea, lo encontrará en Internet en todo momento: el SmartDeviceBox integrado abre la puerta a todas las ventajas de Smart Home. Solo tiene que enchufar su Liebherr, encenderlo y conectarlo con la red mediante su WiFi.



**VarioTemp**


Con VarioTemp, experimentará una gran libertad al guardar los alimentos en su combinación de frigorífico y congelador. No en vano puede ajustar la temperatura en el congelador con extraordinaria precisión entre los -2 °C y los +14 °C, pudiendo así utilizar este espacio como otra zona de refrigeración. Por ejemplo, durante un espacio de tiempo corto para enfriar bebidas y aperitivos para una fiesta, o de forma permanente, por ejemplo para almacenar patatas.




**LightTower**

Alégrese por su espacio interior iluminado de forma óptima: las LightTower iluminan sus alimentos de forma óptima y están colocadas de forma que su frigorífico lleno está siempre iluminado en su mayor parte. Dado que las LightTower está integradas a ras en las paredes laterales, dejan además más espacio para los alimentos.

# Dibujo técnico



Peso máximo por puerta de armario:  
Compartimento frigorífico: 18 kg  
Congelador: 12 kg



Los productos y sus datos se especifican con fines publicitarios. Liebherr se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. En caso de que las dimensiones, especificaciones y rendimiento reales del aparato sean de importancia crítica, le recomendamos que compruebe las instrucciones de instalación que acompañan al aparato en cuestión. Liebherr no se hace responsable de posibles daños. (29.11.2024)

