

CBNste 8872

Kühl-Gefrierkombination mit
BioFresh und NoFrost
PremiumPlus



← 91 →



Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	328 / 0,898 kWh
Gesamtvolumen	522 l ¹
Volumen	Kühlteil: 292,2 l / BioFresh-Teil: 70,6 l / Gefrierteil: 160 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse	43 dB(A) / D
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Frequenz / Spannung	50/60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	2,5 A 189,4 W
Tür / Seitenwände	Edelstahl / Edelstahl
Aussenmaße in cm (H / B / T)	202,7 / 91 / 61,5
Steuerung	
Türalarm	akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling
Innentür	Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter
Flaschenablage	Variable Flaschenablagen
Beleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	2 BioFresh-Safes
Gefrierteil	
Sternekennzeichnung	****
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Schubfächer im Gefrierteil	2 Schubfächer auf Teleskopauszügen
IceMaker	für Festwasseranschluss 3/4"
Eiswürfelproduktion in 24 h	1,4 kg
Eiswürfelvorrat	2,7 kg
Ausstattungs Vorteile	
Türanschlag	Türanschlag links fest/rechts fest
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	9005382270875

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.