

# MKUv 1613

Medikamentenkühlgerät mit Comfort-Elektronik  
MediLine



|  |  |
|--|--|
| Brutto- / Nettorauminhalt              | 152/76 l   |
| Außenmaße in mm (B/T/H)                | 601/618/820                                      |
| Innenmaße in mm (B/T/H)                | 440/435/670                                      |
| Energieverbrauch in 365 Tagen          | 369 kWh <sup>1</sup>                             |
| Umgebungstemperatur                    | +10 °C bis +35 °C                                |
| Wärmeabgabe                            | 440 kJ/h   |
| Kältemittel                            | R 600a   |
| Geräusch-Schallleistung                | 47 dB(A)   |
| Frequenz / Spannung                    | 50 Hz / 220-240 V~                               |
| Kühlsystem                             | dynamisch  |
| Abtauverfahren                         | automatisch                                      |
| Temperaturbereich                      | +5 °C  |
| Gradient / max. Fluktuation            | 4,1 °C <sup>2</sup> / 1,5 °C <sup>3</sup>        |
| Gehäusematerial/Farbe                  | Stahl / weiß                                     |
| Türmaterial / Farbe                    | Isolierglastür                                   |
| Material Innenbehälter                 | Kunststoff weiß                                  |
| Art der Steuerung                      | LED-7-Segmentanzeige mit Tasten                  |
| Alarm bei Störung                      | optisch und akustisch                            |
| Netzausfallalarm                       | unmittelbar bei Netzunterbrechung für mind. 12 h |
| Potentialfreier Kontakt                | Ja   |
| Art der Vernetzbarkeit                 | SmartCoolingHub                                  |
| Vernetzungslösung                      | Nachrüstbar                                      |
| Schnittstelle                          | RS485  |
| Innenbeleuchtung                       | LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar         |
| Anzahl Schubfächer                     | 3  |
| Material Ablageflächen                 | -  |
| Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm | 390 / 370  |
| Belastbarkeit Ablageflächen            | 45 kg  |
| Griff                                  | Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik   |
| Fühlerdurchführung                     | 1 x Ø 10 mm                                      |
| DIN 13277                              | Ja   |
| Art des Schlosses                      | mechanisch                                       |
| Türanschlag                            | rechts wechselbar                                |
| Brutto-/Nettogewicht                   | 51/48 kg   |
| EAN-Nr.                                | 9005382238219                                    |

<sup>1</sup> gemessen bei +25 °C Umgebungstemperatur und eingestellter Temperatur von +5 °C bei Kühl- und -20 °C bei Gefriergeräten.

<sup>2</sup> Gradient nach EN60068-3: räumliche Temperatur-Verteilung im Innenraum der wärmsten und kältesten Messstelle inkl. Messunsicherheit.

<sup>3</sup> Max. Fluktuation nach EN 60068-3: Zeitliche Temperatur-Variation der Messstelle mit der größten Differenz während der Messdauer.