

MRFvd 5501

Chłodziarka z wymuszonym obiegiem powietrza
Performance



Pojemność brutto/netto łącznie	544/432 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	747/769/1684
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	625/536/1459
Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	388 kWh ²
Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)	CC3
Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna)	K4
Temperatura otoczenia	+10 °C do +40 °C ³
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	50 dB(A)
Prąd znamionowy	2,0 A
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczny
Metoda odszraniania	odszeranie automatyczne
Zakres temperatury	+1 °C do +15 °C
Materiał obudowy / kolor	stal / szary
Materiał drzwi / kolor	stal / szary
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne w kolorze białym
Sterowanie	Pokrętko regulacyjne z cyfrowym termometrem
Wskaźnik temperaury	zewnętrzny cyfrowy
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie sufitowe LED
Regulowane półki	4
Materiał półek	ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Ładowność 0,5l PET/Facing 0,5l PET	354/9
Ładowność 0,33l puszka/Facing 0,33l puszka	708/9
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Uchwyt	wgłębienie w drzwiach
Rodzaj zamka	mechaniczny
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	81/74 kg
Kod EAN	9005382232392

¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2018.

² Pomiar według EN 16902:2016.

³ Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.