

IKBc 3454

Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh
Premium



Einbaugerät

IKBc 3454

Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh Premium

nische_14-6_S
MS.pdf



LIEBHERR

Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	206 / 0,564 kWh
Gesamtvolumen	304 l ¹
Volumen	Kühlteil: 178,5 l / BioFresh-Teil: 96,3 l / Gefrierteil: 30 l
Geräusch-Schallleistung / -Klasse	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,8 / 55 / mind. 60,5
Steuerung	
Art der Steuerung	MagicEye, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
Türalarm	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling
Innentür	Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierabsteller
VarioSafe	Ja
Beleuchtung	LED-Beleuchtung LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar
Gefrierteil	
SterneKennzeichnung	****
Gefriervermögen in 24h	3,1 kg
Lagerzeit bei Störung	13 h
Eiswürfelschale	1
Ausstattungs-vorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	9005382279236

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Features



BioFresh

Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.



Auszüge auf Teleskopschienen

Die Schubfächer können auf leichtgängigen Telekopauszügen ausgezogen und bei einem Türöffnungswinkel von 90° bequem entnommen werden.



4-Sterne-Gefrierfach

Im 4-Sterne-Gefrierfach können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig gelagert werden. Temperaturen von -18 °C und tiefer gewährleisten eine vitamin- und mineralstoffschonende Vorratshaltung.



SoftTelescopic

Die BioFresh-Safes und Auszugswagen mit SoftTelescopic verfügen über einen komfortablen Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung, der die tägliche Nutzung praktisch und sicher macht. Sie sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.



Feuchtigkeitsregulierung DrySafe/HydroSafe


Die Feuchtigkeitsregulierungsplatten ermöglichen die individuelle Einstellung der Luftfeuchtigkeit in den BioFresh-Fächern. Der DrySafe im BioFresh-Teil mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal unverpackt im gefüllten BioFresh-HydroSafe mit bis zu 90 % Luftfeuchtigkeit.



SuperCool-Automatik

Die SuperCool-Automatik senkt die Kühlraumtemperatur für bis zu 12 Stunden auf +2 °C ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.

Technische Zeichnung



Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (06.09.2024)

