

# ICBbi 5152

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und SmartFrost

Prime



Einbaugerät

# ICBbi 5152

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination  
mit BioFresh und SmartFrost

Prime

↑  
178  
↓



## Zubehör

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 988242901 | FreshAir-Aktivkohlefilter |
| 988245900 | Butterdose                |
| 988246300 | VarioSafe                 |
| 743892200 | VarioBoxen                |
| 988267100 | FlexCube                  |
| 988246200 | Flaschenbord              |
| 988246600 | 3er Flaschenablage        |
| 742335900 | Gefriertablett            |

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar.  
Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

Made  
in Germany

LIEBHERR

|           |             |             |             |                       |                        |             |                       |             |              |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Bio Fresh | Smart Frost | Duo Cooling | Light Tower | Touch & Swipe-Display | Glass & Steel Interior | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Vario Space | Ultra Silent |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|

|                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart                        | Festtür / integrierbares Einbaugerät                                                                           |
| Energieeffizienzklasse        | <b>B</b>                                                                                                       |
| Energieverbrauch Jahr/24 h    | <b>116 / 0,317 kWh</b>                                                                                         |
| Gesamtvolumen                 | <b>256 l<sup>1</sup></b>                                                                                       |
| Volumen                       | Kühlteil: <b>131 l</b> / BioFresh-Teil: <b>71,2 l</b> / Gefrierteil: <b>54 l</b>                               |
| Geräusch-Schallleistung       | <b>29 dB(A)</b>                                                                                                |
| Klimaklasse                   | <b>SN-T (+10 °C bis +43 °C)</b>                                                                                |
| Nischenmaße in cm (H / B / T) | <b>177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55</b>                                                                          |
| <b>Steuerung</b>              |                                                                                                                |
| Art der Steuerung             | 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe<br>Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil |
| Schnittstelle                 | SmartDeviceBox inclusive                                                                                       |
| Türalarm                      | optisch und akustisch                                                                                          |
| Alarm bei Störung             | optisch und akustisch                                                                                          |
| <b>Kühlteil</b>               |                                                                                                                |
| Umluftkühlung                 | PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter                                                                     |
| Innentür                      | Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose  |
| VarioSafe                     | Ja                                                                                                             |
| Flaschenablage                | Integrierte Flaschenablage                                                                                     |
| Beleuchtung                   | LED-Lichtpanel beidseitig<br>LED-BioFresh-Beleuchtung                                                          |
| Anzahl BioFresh-Safes         | 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic,<br>1 Fruit & Vegetable-Safe,<br>1 Meat & Dairy-Safe                       |
| <b>Gefrierteil</b>            |                                                                                                                |
| SterneKennzeichnung           | ****                                                                                                           |
| Beleuchtung                   | LED-Beleuchtung                                                                                                |
| Schubfächer im Gefrierteil    | 2 Schubfächer, VarioSpace                                                                                      |
| Gefriervermögen in 24h        | 4 kg                                                                                                           |
| Lagerzeit bei Störung         | 9 h                                                                                                            |
| Eiswürfelschale               | Ja                                                                                                             |
| <b>Ausstattungs-vorteile</b>  |                                                                                                                |
| Türanschlag                   | Wechselbarer Türanschlag                                                                                       |
| Wechselbare Türdichtung       | Ja                                                                                                             |
| EAN-Nr.                       | 4016803115090                                                                                                  |

<sup>1</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

## Features



### Fruit & Vegetable-Safe

Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.



### Meat & Dairy-Safe

Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch – für längere Frische.



### SmartFrost

So kalt, so klug: Die SmartFrost-Technologie reduziert effektiv die Reifbildung im Innenraum und auf dem Gefriergut. So muss das Gefriergerät viel seltener abgetaut werden – und verbraucht zudem weniger Strom. Noch ein Vorteil: Die Innenwände sind besonders glatt und dadurch leicht zu reinigen.



### DuoCooling

DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.



### SmartDeviceBox integriert


Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.



### LightTower

Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.

# Technische Zeichnung



Maximales Gewicht je Möbeltür:  
Kühlteil: 18 kg  
Gefrierteil: 12 kg

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (13.12.2024)

