


F 913

Thekengefriergerät mit statischer Kühlung



LED

Brutto- / Nettorauminhalt	93/77 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	497/558/816
Innenmaße in mm (B/T/H)	377/430/609
Warenpräsentationsfläche in m ² (TDA)	0,25
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch in 365 Tagen	842 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Klimaklasse (Sicherheitsnorm)	4
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +30 °C ¹
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Anschlusswert	1,5 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 200-240 V~
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -25 °C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl / silver
Türausführung	Isolierglastür
Material Innenbehälter	Stahl
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED-Längsbeleuchtung rechts, dimmbar
Verstellbare Ablageflächen	2
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen	30 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht	47,8/45,3 kg
EAN-Nr.	9550000033559

¹ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.