

# CTe 2131

Kühl-Gefrier-Automat mit SmartFrost



Standgerät

**LIEBHERR**

# CTe 2131

Kühl-Gefrier-Automat mit SmartFrost

**G** German  
Engineering

Smart  
Frost

Duo  
Cooling

Vario  
Space

← 55 →



Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	181 / 0,495 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen	196 l <sup>2</sup>
Volumen	Kühlteil: 152,2 l / Gefrierenteil: 44 l
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T)	124,1 / 55 / 63 <sup>3</sup>
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
<b>Kühlteil</b>	
Innentür	Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Obst-/Gemüseschalen	1 großes Obst- / Gemüsefach
<b>Gefrierenteil</b>	
Sternekenzeichnung	****
Gefriervermögen in 24h	2,5 kg
Lagerzeit bei Störung	17 h
Eiswürfelschale	1
<b>Ausstattungs Vorteile</b>	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	4016803145417

## Zubehör

988258000	Kühlschrankkamera HNGRYnsite powered by Liebherr
988245900	Butterdose
988267100	FlexCube
988180000	Flaschenbord
988246600	3er Flaschenablage
988117400	Eiswürfelschale mit Deckel
988103600	Kälteakku
990187100	Eiswürfelzange
988117200	Eierabsteller variabel
871302300	Mikrofaserstuch-Set

830133000 Lackstift (weiß)  
Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar.  
Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>2</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

## Features

---



**SmartFrost**

Mit SmartFrost wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände sind glatt und dadurch leicht zu reinigen. Der eingeschäumte, umwickelte Verdampfer sorgt für hohe Energieeffizienz und gleichmäßige Kühlung.



**DuoCooling**

DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefriereteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.



**VarioSpace**

Bei allen Gefriergeräten mit NoFrost und SmartFrost können die Schubfächer und die darunter liegenden Glas-Zwischenböden komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für größeres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist.



**Transparente Gemüsefächer**

Transparente Gemüsefächer bieten viel Platz für die übersichtliche Einlagerung von Obst und Gemüse. Zudem sind sie leicht zu reinigen.




**Wechselbarer Türanschlag**

Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.

# Technische Zeichnung

---



---

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (15.11.2024)

