

GGU 1500

Podstavná mraznička so statickým chladením
Premium



Objem brutto/netto	143/133 l
Vonkajšie rozmery mm (š/h/v)	600/615/830
Vnútorne rozmery mm (š/h/v)	474/443/676
Spotreba energie za 365 dní	250 kWh
klimatická trieda (smernica o energii)	7
Teplota okolia	+10 °C do +35 °C ¹
Chladiaci prostriedok	R 600a
Hlučnosť	45 dB(A)
Příkon	0,6 A
Frekvencia / napätie	50 Hz / 220-240 V~
Tepelný výkon	330 kJ/h
Chladiaci systém	statický
Proces odmrazovania	manuálny
Teplotný rozsah	-9 °C do -26 °C
Povrchová úprava dverí/víka	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Oceľ / biela
Materiál vnútornej nádoby	Plast biely
Typ ovládání	LED indikátor so siedmymi segmentami s tlačidlami
Automatická funkcia SuperFrost	áno
Zobrazenie teploty	vonkajšie digitálne
Výstražný signál v prípade poruchy	opticky a akusticky
Zásuvky	3
Počet košov	1
Maximálny počet košov	4
Police mrazničky	4
Materiál police	Dosky odparovača
Zaťažiteľnosť odkladacej plochy	24 kg
Výška priehradky v mm	3 × 150, 1 × 170
Rukoväť	Ergonomická tyčová rukoväť
typ zámku	mechanické
Dorazy dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto/netto	41/38 kg
Č. EAN	9005382167236

¹ Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.