
ICBNci 5183

Combinazione frigorifero-congelatore
integrabile con BioFresh Professional
e NoFrost
△ Peak

LIEBHERR

Apparecchiatura da incasso



ICBNci 5183

Combinazione frigorifero-congelatore integrabile con BioFresh Professional e NoFrost

△ Peak

↑
178
↓



Bio Fresh	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	Infinity Spring	Vario Temp	Light Tower	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Ice Maker
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Vario Space	Super Silent						

Progettare	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe di efficienza energetica	
Consumo in (365 giorni/24h)	166 / 0,454 kWh
Volume totale	246 l ¹
Volume	Vano frigorifero: 104,5 l / Vano BioFresh: 70,7 l / Vano congelatore: 71 l
Rumorosità (potenza sonora)	33 dB(A)
Classe climatica	SN-ST (+10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Controllo	
Tipo di comando	Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
Interfaccia	SmartDeviceBox in dotazione
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
Frigorifero	
Raffreddamento ventilato	PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
Controporta	Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie integrato
Illuminazione	Illuminazione laterale LED Illuminazione LED del vano BioFresh
Cassetti-BioFresh	2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem
Congelatore	
Definizione stelle	****
Illuminazione	Illuminazione LED
Numero cassetti	3 cassetti, di cui 2 su guide telescopiche, VarioSpace
IceMaker	con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
Produzione ghiaccio in 24 ore	Illuminazione LED
Riserva di ghiaccio	1,2 kg 5,0 kg
Cap. di congelamento nelle 24 ore	6 kg
Tempo di cons. in caso di black-out	9 ore
Dotazioni di serie	
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
Guarnizione della porta rimovibile	sì
EAN-Nr.	4016803115250

Accessori

988242901	Filtro ai carboni attivi FreshAir
988245900	Burriera
988246300	VarioSafe
743892200	VarioBox
988267100	FlexCube
988098000	Filtro dell'acqua
988246200	Mensola portabottiglie
988246600	Piano per tre bottiglie

La panoramica rappresenta un estratto degli accessori più importanti. Tutti gli altri accessori sono disponibili separatamente. Il consumo energetico è in conformità con il regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Caratteristiche



BioFresh Professional

Il cassetto BioFresh Professional permette di conservare gli alimenti freschi più a lungo, con un effetto sorprendente offerto da HydroBreeze, una nebbia fredda che si posa su frutta e verdura come un balsamo protettivo. In combinazione con una temperatura di poco superiore a 0 °C e all'elevato livello di umidità, è il posto migliore per conservare frutta e verdura non confezionate.



BioFresh con HydroBreeze

Volete conservare frutta e verdura in modo professionale? HydroBreeze vi entusiasmerà: la nebbia fredda infatti, abbinata a una temperatura appena sopra 0 °C nel cassetto, è proprio quello che ci vuole per conservare più a lungo gli alimenti. Senza contare l'effetto ottico a sorpresa. HydroBreeze si attiva ogni 90 minuti per 4 secondi e per 8 secondi all'apertura della porta.



Cassetto Safe per frutta e verdura

Insalata fresca o fragole: per preservarne più a lungo la freschezza, i cibi più delicati meritano un posto speciale: I cassetti Safe BioFresh. Nel "cassetto Safe per frutta e verdura" la temperatura si aggira intorno a 0 °C. L'umidità permanente e la chiusura ermetica fanno del cassetto l'ambiente ideale per frutta e verdura non confezionate. Non occorre regolare niente.



Cassetto Safe per carne e latticini

Vuoi che il filetto di vitello o il latte fresco si conservi il più a lungo possibile? A ciò provvedono i cassetti Safe BioFresh: nel "cassetto Safe per carne e latticini" la temperatura si aggira intorno a 0 °C - condizioni di conservazione ideali anche per i prodotti alimentari più sensibili. E ciò non basta: tutto è perfettamente regolato in fabbrica per un utilizzo immediato - per preservare più a lungo la freschezza.



DuoCooling


Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.




InfinitySpring

Una fonte di acqua potabile raffreddata al punto giusto nella tua cucina: è InfinitySpring, un nome che rimanda a un mondo incantato. L'erogatore dell'acqua consente di attingere acqua sempre fresca e pulita senza gocciolare. Per assaporarla basta esercitare una pressione sul pannello con la caraffa o il bicchiere. In questo modo, farai a meno di acquistare l'acqua in bottiglia e contribuirai alla sostenibilità ambientale.

Disegno tecnico



Peso massimo per anta del mobile:
 Scomparto frigorifero: 18 kg
 Scomparto congelatore: 12 kg



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (29.11.2024)

