

ERBh 9770

搭载 BioFresh-Plus 加强版生物养鲜

的嵌入式冷藏冰箱

Monolith 典藏系列

LIEBHERR

嵌入式



嵌入式

LIEBHERR

ERBh 9770

搭载 BioFresh-Plus 加强生物养鲜
的嵌入式冷藏冰箱
Monolith 典藏系列

German
Engineering



↑
213
↓



类型	固定门嵌入式冰箱，打造一体化厨房
能耗 (按 365 天 / 24 小时)	160.600 / 0.440 千瓦时
总容积	441 升 ¹
容积	冷藏室: 242 升 / BioFresh 生物养鲜抽屉: 199 升
气候类型	SN,N,ST,T
频率 / 电压	50 Hz / 220-240 V~
额定电流 / 功率	1.5 A 236 W
孔径尺寸 (厘米, 高/宽/深)	213.4 / 76.2 / 最小 63.5
控制面板	
控制面板类型	位于冰箱门后的 3.5 英寸 LCD 彩色显示屏 滑动式触控屏, 用于控制冷藏室与 BioFresh 生物养鲜抽屉
故障警报	视听信号
冷藏室	
循环风冷	带 FreshAir 活性炭过滤器的 PowerCooling 动态制冷
内门	带瓶架的 GlassLine 储物架
瓶架	有, 内置瓶架
照明	InfinityLight 全局照明 BioFresh 抽屉内 LED 照明
BioFresh 抽屉数量	3 个抽屉, 搭载 SoftTelescopic 伸缩式导轨缓冲系统 其中 1 个搭载 FlexSystem 灵活收纳系统
产品特点	
铰链方向	左侧, 翻转式箱门铰链
可更换式箱门密封条	是
欧洲商品编号	9005382276273

¹ 根据欧盟家用制冷器具新的能源标签与生态设计法规 (EU 2019/2016), 总容积取最接近的整数 (四舍五入), 冷冻室和冷藏室容积取小数点后一位。

产品特点



BioFresh-Plus
加强版生物养鲜

BioFresh 生物养鲜抽屉配备独立温湿控制系统，为鲜味定制贮存“微气候”。此外，Monolith 冷藏冰箱配备额外的 BioFresh-Plus 加强版生物养鲜抽屉，以 -2°C 的温度保持鱼类和海鲜的新鲜。




German Engineering
德国精工

臻选材质与组件，利普赫尔德国精工造就可靠品质。保鲜科技与细致设计加持，Monolith 典藏系列不仅满足高标准，更旨在超越用户期待。品质传承，一如既往。



FlexSystem
灵活分区收纳系统

FlexSystem 灵活分区收纳系统简单易用，助您冰箱收纳一臂之力。可在 BioFresh 生物养鲜抽屉内细致分类食材，井井有条，方便取用。



SuperQuiet
静音科技

Monolith 典藏系列，性能优异的同时静谧运行。在设计阶段，即采用低噪音部件和吸音材料，致力打造静音的庞大电器。为降低噪音水平，每台设备均在专业声学室接受严格测试。



InfinitySpring
内置冰泉


Monolith 冷藏冰箱不止于满足您对新食材的渴望。InfinitySpring 内置冰泉为您提供充沛的清澈水源。饮用水源可接入设备，出水口隐于不见，随需而现。设计细致入微，适配各种饮水容器。




InfinitySwipe
滑动式触控屏

一切设计，旨在舒适易用。直观的电子触控器，搭配 3.5 英寸的 InfinitySwipe 滑动式触控屏，明亮清晰，操作自如。

示意图



柜门最大重量
冷藏室：35 kg



产品及其详情是为广告宣传目的而展示。Liebherr 将尽一切努力确保本说明中的所有规格和信息准确无误，但 Liebherr 保留更改的权利，恕不另行通知。如果冰箱的实际测量值、规格和额定值至关重要，建议参考冰箱随机提供的安装说明。Liebherr 对由此产生的任何损失将不承担责任。