

ICBNc 5623

Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable avec BioFresh et NoFrost

◇ Plus



Appareil encastrable

ICBNc 5623

Combiné réfrigérateur-congélateur
intégrable avec BioFresh et NoFrost

◆ Plus

↑
194
↓



Accessoires

988242901	Lot de 2 filtres à charbon actif
	FreshAir
612526500	SmartDeviceBox
988245900	Beurrier
988246300	VarioSafe
743892200	VarioBox
988267100	FlexCube
988246200	Porte-bouteilles
988246600	Clayette pouvant accueillir 3 bouteilles

L'aperçu représente un extrait des principaux accessoires.
Vous trouverez tous les autres accessoires de l'appareil ainsi que des informations complémentaires sur le site home.liebherr.com.

LIEBHERR

G Made
in Germany

Bio Fresh	No Frost	Duo Cooling	Smart Device ready	Touch-Display	Glass & Steel Interior	Soft System	Vario Space	Super Silent
-----------	----------	-------------	--------------------	---------------	------------------------	-------------	-------------	--------------

Type	Charnières autoporteuses / Encastrable
Classe énergétique	
Cons. électrique annuelle/24h	162 / 0,443 kWh
Volume total	273 l ¹
Volume	Réfrigérateur : 133 l / BioFresh : 70,9 l / Congélateur : 70 l
Niveau sonore	33 dB(A)
Classe climatique	SN-T (+10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P)	194-195 / 56-57 / min. 55
Commandes	
Régulation électronique	Ecran tactile digital monochrome 2,4" Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
Interface de connexion	Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
Alarme de porte	visuelle et sonore
Réfrigérateur	
PowerCooling	PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
Contreporte	Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
Range-bouteilles	Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
Eclairage intérieur	Eclairage plafonnier LED
Nb de tiroirs BioFresh	2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers
Congélateur	
Nombre d'étoiles	****
Nombre de tiroirs	3 tiroirs, VarioSpace
Pouvoir de congélation en 24 heures	6 kg
Autonomie	9 h
Bac à glaçons	1
Avantages d'équipement	
Ouverture de porte	Porte réversible
Joint de porte amovible	oui
EAN-Nr.	4016803137412


¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caractéristiques



Compartment Fruit & Vegetable

Pour une salade ou des fraises toujours croquantes : les aliments les plus délicats méritent un endroit spécifique pour rester frais plus longtemps. C'est possible avec les compartiments BioFresh. Dans le compartiment Fruit & Vegetable, la température est proche de 0 °C. Grâce à la fermeture hermétique, les fruits et légumes non emballés qui y sont conservés restent particulièrement agréables à consommer en raison de l'humidité permanente qui y règne. Vous n'avez aucun réglage à faire.



DuoCooling

Grâce à deux circuits de réfrigération complètement séparés, le système DuoCooling garantit qu'aucun échange d'air n'a lieu entre les parties réfrigération et congélation. Les aliments restent ainsi croquants et les odeurs ne se propagent pas. Cela signifie moins de gaspillage et des courses moins fréquentes pour plus d'économies et de plaisir.



Compartment DrySafe

Vous souhaitez que votre filet de veau tendre ou que votre lait frais le reste le plus longtemps possible ? Les compartiments BioFresh en sont la garantie : la température dans le compartiment DrySafe avoisine les 0 °C, ce qui représente des conditions de stockage idéales pour les aliments les plus sensibles. Et le meilleur reste à venir : tout est parfaitement réglé d'usine pour une utilisation immédiate, et une fraîcheur encore plus longue.



SmartDeviceBox à installer ultérieurement

Vous voulez vous préparer pour l'avenir de la maison intelligente ? Votre Liebherr sera heureux de vous soutenir : vous pouvez l'équiper d'une SmartDeviceBox, ce qui lui permettra d'accéder à Internet. La SmartDeviceBox peut être installée en quelques étapes et vous ouvre dès aujourd'hui le monde des possibilités numériques de demain.



NoFrost


Lorsque vous ouvrez votre compartiment de congélation, il est normal de vouloir voir vos aliments congelés et certainement pas de la glace ou du givre. NoFrost protège le compartiment de congélation contre le givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut devenir assez coûteux. Avec NoFrost, il n'y a plus jamais de dégivrage long et fastidieux de votre compartiment de congélation, mais davantage de temps pour d'autres choses plus importantes et une



Écran tactile

Une simplicité touchante : l'écran tactile vous permet de commander votre Liebherr simplement et intuitivement. Toutes les fonctions sont clairement organisées sur l'écran. Une légère pression du doigt vous permet par exemple de sélectionner facilement des fonctions ou de vérifier la température de votre réfrigérateur.

Dessin technique



Poids maximal par porte de meuble :

Partie réfrigération : 18 kg

Partie congélation : 12 kg

Les produits et leurs détails sont mis en scène à des fins publicitaires. Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude de toutes les données et informations contenues dans ce dépliant, Liebherr se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Dans la mesure où les dimensions, les spécifications et les performances réelles de l'appareil sont d'une importance décisive, nous recommandons de vérifier les instructions de montage jointes à l'appareil concerné. Liebherr décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels.
(08.05.2025)

