

ERBdi 9971

Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh



MONOLITH



213



Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse		
Energieverbrauch Jahr/24 h	161 / 0,441 kWh	
Gesamtvolumen	542 l ¹	
Volumen	Kühlteil: 308 l / BioFresh-Teil: 234,8 l	
Geräusch-Schallleistung	32 dB(A)	
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)	
Nischenmaße in cm (H / B / T)	213,4 / 91,4 / mind. 63,5	
Steuerung		
Art der Steuerung	3,5" LCD-Farbdisplay, hinter der Tür, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil	
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive	
Alarm bei Störung	optisch und akustisch	
Kühlteil		
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter	
Innentür	Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter	
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage	
Beleuchtung	InfinityLight LED-BioFresh-Beleuchtung	
Anzahl BioFresh-Safes	3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 FlexSystem	
Ausstattungs-vorteile		
Türanschlag	Türanschlag links wechselbar	
Wechselbare Türdichtung	Ja	
EAN-Nr.	9005382266830	

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.