


# FKv 503

Thekenkühlgerät mit Umluftkühlung  
Premium



**G** German  
Engineering

LED

Brutto- / Nettorauminhalt	44/42 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	425/450/612
Innenmaße in mm (B/T/H)	338/270/516
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch in 365 Tagen	284 kWh <sup>2</sup>
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +35 °C <sup>3</sup>
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	39 dB(A)
Anschlusswert	1,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +12 °C
Gehäusematerial/Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff anthrazit
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und stufenlos dimmbar
Verstellbare Ablageflächen	2
Material Ablageflächen	Roste metallisiert, transparent pulverbeschichtet
Beladung 0,5l PET/Facing 0,5l PET	27/5
Beladung 0,33l Dose/Facing 0,33l Dose	60/5
Belastbarkeit Ablageflächen	30 kg
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts fest
Brutto-/Nettogewicht	34,4/31,1 kg
EAN-Nr.	9005382251553

<sup>1</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.

<sup>2</sup> Gemessen nach EN 16902:2016.

<sup>3</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.