

ECBNei 9771

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
mit BioFresh und NoFrost



MONOLITH



← 76 → 203
↑
↓



Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	307 / 0,841 kWh
Gesamtvolumen	412 l ¹
Volumen	Kühlteil: 197 l / BioFresh-Teil: 70,1 l / Gefrierteil: 146 l
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T)	213,4 / 76,2 / mind. 63,5
Steuerung	
Art der Steuerung	3,5" LCD-Farbdisplay, hinter der Tür, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
Innentür	Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	InfinityLight LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	1 BioFresh-Safe mit SoftTelescopic
Gefrierteil	
Sternekenzeichnung	****
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Schubfächer im Gefrierteil	2 SchubfächerSoftTelescopic
IceMaker	für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung
Eiswürfelproduktion in 24 h	1,4 kg
Eiswürfelvorrat	3,0 kg
Gefriervermögen in 24h	11 kg
Lagerzeit bei Störung	17 h
Ausstattungs Vorteile	
Türanschlag	Türanschlag links wechselbar
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	9005382266571

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.