

ERBdi 9670

Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh



MONOLITH



↑
213
↓



Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse		
Energieverbrauch Jahr/24 h	135 / 0,369 kWh	
Gesamtvolumen	335 l ¹	
Volumen	Kühlteil: 192,9 l / BioFresh-Teil: 142,4 l	
Geräusch-Schallleistung	35 dB(A)	
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)	
Nischenmaße in cm (H / B / T)	213,4 / 61 / mind. 63,5	
Steuerung		
Art der Steuerung	3,5" LCD-Farbdisplay, hinter der Tür, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil	
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive	
Alarm bei Störung	optisch und akustisch	
Kühlteil		
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter	
Innentür	Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter	
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage	
Beleuchtung	InfinityLight LED-BioFresh-Beleuchtung	
Anzahl BioFresh-Safes	3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic	
Ausstattungs-vorteile		
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag	
Wechselbare Türdichtung	Ja	
EAN-Nr.	9005382265512	

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.