


# EWPi 9470

Einbaubarer Weintemperierschrank



MONOLITH



↑  
213  
↓



Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	154 / 0,421 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	75 <sup>1</sup>
Gesamtvolumen	232 l <sup>2</sup>
Geräusch-Schallleistung	36 dB(A)
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür	Isolierglastür / Stahl
Nischenmaße in cm (H / B / T)	213,4 / 45,7 / mind. 63,5
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	3,5" LCD-Farbdisplay, hinter der Tür, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
<b>Ausstattungs-vorteile</b>	
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	InfinityLight
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	9
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	9
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	9005382265857

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

<sup>2</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.