

SFTsg 1501 Performance (101)

静态冷却的实验室冰柜

ITEM # _____

MODEL # _____


NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____




Smart Frost



$\pm 5^{\circ}\text{C}$


$\pm 5^{\circ}\text{C}$ 温度稳定性

储存敏感物质时，储存温度不能大幅偏离设定值。Liebherr利普赫尔冰柜可保证极低的温度波动，不超过 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 。这意味着您的贵重物品能得到最佳保护，质量不会受损。



SmartFrost

使用 SmartFrost 智能无霜功能可减少冰箱内部和所存储产品的结霜情况。所需的除霜次数更少——即使仍需除霜，平滑和易于清洁的内壁也可以使除霜工作明显变得更加轻松。包裹在泡沫材料中的蒸发器可确保实现高能效和均匀制冷。



可改装的 WiFi/LAN 接口

Liebherr利普赫尔产品的联网十分便捷：通过可改装的 WiFi 和 LAN 接口，设备可以轻松连接到外部系统，例如 Liebherr利普赫尔的 SmartMonitoring。借助数字监控解决方案，可通过随后的设置界面方便、安全地控制和记录储存温度。



15 Years

使用寿命为 15 年

可持续性意味着设备不仅要经济实用，还应该经久耐用。高品质的材料和扎实的工艺，辅之以至少十年的备件保修服务，使 Liebherr利普赫尔设备在高要求的日常工作中成为坚固、可靠、极其耐用的优质产品。

SFTsg 1501 Performance (101)

静态冷却的实验室冰柜

规格

总容积/净容积	101/69 升
外部尺寸, 单位: mm (宽/深/高)	597/605/819
内部尺寸, 单位: mm (宽/深/高)	380/410/610
环境温度	+10 °C 至 +35 °C
散热	215 kJ/h
制冷剂	R 600a
频率/电压	50 Hz / 220-240 V~
制冷系统	静态
除霜方式	手动
调温范围	-9 °C 至 -30 °C
梯度/最大波动	7.4 °C ² / 3.3 °C ³
外壳材料/颜色	钢/白色
Door material / colour	钢 / 白色
内胆材料	白色塑料
控制方式	单色显示屏, 触摸按钮
故障警报	视觉和声音
电源故障警报	电源恢复时
无电势触点	是
联网方式	SmartModule
接口	WLAN/LAN (可选)
内部照明	-
搁架材料	塑料涂层格栅
搁架可用宽度/深度, 单位: mm	380 / 338
搁架承重能力	45 kg
最大总负载	135 kg
把手	带开启装置的抗菌把手
传感器馈入装置	1 x Ø 10 mm
锁具类型	机械式
门铰链	右侧可更换
总重量/净重量	37.8/35.7 kg
EAN 编号	9005382268278
洁净室等级符合 ISO EN 14664-1 标准	ISO 7 级
GMP 级洁净室	GMP B 级

Liebherr利普赫尔 保留对产品进行更改的权利, 恕不另行通知。
所有信息均以付印时为准。2025.12.30

此概览展示了设备的部分重要功能。
有关该设备的所有其他功能以及更多信息参见:

home.liebherr.com

LIEBHERR

SFTsg 1501 Performance (101)

技术图纸

