

# ECBNei 9972

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination  
mit BioFresh und NoFrost

← 91 → 203  
↑  
↓



MONOLITH

Bio Fresh Plus	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Infinity Light	Infinity Beam	Infinity Spring	Ice Maker	Flex Door System
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Infinity Swipe	Smart Device						

Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	245 / 0,671 kWh
Gesamtvolumen	510 l <sup>1</sup>
Volumen	Kühlteil: 239,6 l / BioFresh-Teil: 86,8 l / Gefrierteil: 184 l
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T)	213,4 / 91,4 / mind. 63,5
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	3,5" LCD-Farbdisplay, hinter der Tür, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
<b>Kühlteil</b>	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
Innentür	Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	InfinityLight LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	1 BioFresh-Safe mit SoftTelescopic
<b>Gefrierteil</b>	
SterneKennzeichnung	****
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Schubfächer im Gefrierteil	2 Schubfächer mit SoftTelescopic
IceMaker	für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung
Eiswürfelproduktion in 24 h	1,4 kg
Eiswürfelvorrat	3,0 kg
Gefriervermögen in 24h	12 kg
Lagerzeit bei Störung	21 h
<b>Ausstattungs-vorteile</b>	
Türanschlag	Türanschlag links fest/rechts fest
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	9005382265819

<sup>1</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.