


# BCv 1103

Thekenkühlgerät mit Umluftkühlung  
Premium



LED



Brutto- / Nettorauminhalt	106/75 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	497/549/830
Innenmaße in mm (B/T/H)	417/391/649
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch in 365 Tagen	312 kWh <sup>2</sup>
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Klimaklasse (Sicherheitsnorm)	4
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +30 °C <sup>3</sup>
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Anschlusswert	1,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +12 °C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl / silver
Türausführung	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen
Material Innenbehälter	Stahl
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED-Längsbeleuchtung rechts, dimmbar
Verstellbare Ablageflächen	2
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET/Facing 0,5l PET	51/6
Beladung 0,33l Dose/Facing 0,33l Dose	138/6
Belastbarkeit Ablageflächen	30 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht	43,2/40,7 kg
EAN-Nr.	9550000033467

<sup>1</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.

<sup>2</sup> Gemessen nach EN 16902:2016.

<sup>3</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.