

EFL 4655

Gefriertruhe



Gefriertruhe

EFL 4655


Gefriertruhe

LIEBHERR

G German
Engineering

Frost
Protect



Rauminhalt	404 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	1465/710/825
Innenmaße in mm (B/T/H)	1340/535/575
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch in 365 Tagen	262 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	SN-T
Umgebungstemperatur	-15 °C bis +43 °C ¹
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	33 dB(A)
Anschlusswert	1,5 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-14 °C bis -24 °C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Deckelmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	vorbeschichteter Stahl
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	außen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	2
Maximale Körbeanzahl	6
Griff	Griffmulde
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch
Tauwasserablauf	Ja
Brutto-/Nettogewicht	90/81 kg
EAN-Nr.	9550000035454

Zubehör

711104500

Einhängekorb

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar.
Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter
home.liebherr.com

¹ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

Features

FrostProtect

Zuverlässige Frische, wo immer Sie sie brauchen: Dank FrostProtect besitzen alle Liebherr-Gefriertruhen eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit und sind bei Umgebungstemperaturen von -15 °C bis +43 °C einsetzbar.

Gefriertruhe EFL 4655

LIEBHERR

Technische Zeichnung

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (01.04.2026)



home.liebherr.com