

# ICBNbi 5153

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost

Prime



Einbaugerät

# ICBNbi 5153

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination  
mit BioFresh und NoFrost

Prime

↑  
178  
↓



## Zubehör

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 988242901 | 2er Set FreshAir-Aktivkohlefilter |
| 988245900 | Butterdose                        |
| 988246300 | VarioSafe                         |
| 743892200 | VarioBoxen                        |
| 988267100 | FlexCube                          |
| 988246200 | Flaschenbord                      |
| 988246600 | 3er Flaschenablage                |
| 742335900 | Gefriertablett                    |

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar.  
Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

Made  
in Germany

LIEBHERR

|             |              |             |              |            |             |                       |                        |             |                       |
|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| Bio Fresh   | No Frost     | Duo Cooling | Smart Device | Vario Temp | Light Tower | Touch & Swipe-Display | Glass & Steel Interior | Soft System | Soft-Telescopic Rails |
| Vario Space | Ultra Silent |             |              |            |             |                       |                        |             |                       |

|                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart                        | Festtür / integrierbares Einbaugerät                                                                           |
| Energieeffizienzklasse        | <b>B</b>                                                                                                       |
| Energieverbrauch Jahr/24 h    | 132 / 0,361 kWh                                                                                                |
| Gesamtvolumen                 | 245 l <sup>1</sup>                                                                                             |
| Volumen                       | Kühlteil: 104,1 l / BioFresh-Teil: 71,2 l / Gefrierteil: 70 l                                                  |
| Geräusch-Schallleistung       | 29 dB(A)                                                                                                       |
| Klimaklasse                   | SN-T (+10 °C bis +43 °C)                                                                                       |
| Nischenmaße in cm (H / B / T) | 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55                                                                                 |
| <b>Steuerung</b>              |                                                                                                                |
| Art der Steuerung             | 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe<br>Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil |
| Schnittstelle                 | SmartDeviceBox inclusive                                                                                       |
| Türalarm                      | optisch und akustisch                                                                                          |
| <b>Kühlteil</b>               |                                                                                                                |
| Umluftkühlung                 | PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter                                                                     |
| Innentür                      | GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose            |
| Flaschenablage                | Integrierte Flaschenablage                                                                                     |
| Beleuchtung                   | LED-Lichtpanel beidseitig<br>LED-BioFresh-Beleuchtung                                                          |
| Anzahl BioFresh-Safes         | 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic,<br>1 Fruit & Vegetable-Safe,<br>1 Meat & Dairy-Safe                       |
| <b>Gefrierteil</b>            |                                                                                                                |
| SterneKennzeichnung           | ****                                                                                                           |
| Beleuchtung                   | LED-Beleuchtung                                                                                                |
| Schubfächer im Gefrierteil    | 3 Schubfächer, VarioSpace                                                                                      |
| Lagerzeit bei Störung         | 9 h                                                                                                            |
| Eiswürfelschale               | Ja                                                                                                             |
| <b>Ausstattungs-vorteile</b>  |                                                                                                                |
| Türanschlag                   | Wechselbarer Türanschlag                                                                                       |
| Wechselbare Türdichtung       | Ja                                                                                                             |
| EAN-Nr.                       | 4016803153474                                                                                                  |

<sup>1</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

## Features



### Fruit & Vegetable-Safe

Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.



### Meat & Dairy-Safe

Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch – für längere Frische.



### NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



### DuoCooling

DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.



### SmartDeviceBox integriert


Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.



### VarioTemp

Dank VarioTemp erleben Sie die große Freiheit beim Lagern von Lebensmitteln in Ihrer Kühl-Gefrierkombination. Denn Sie können die Temperatur im Gefrierbereich auch gradgenau zwischen -2 °C und +14 °C einstellen – und diesen Bereich so als weitere Kühlzone nutzen. Zum Beispiel kurzfristig für Getränke und Snacks bei Partys – oder auf Dauer, beispielsweise als Kellerfach zur Kartoffellagerung.

# Technische Zeichnung



Maximales Gewicht je Möbeltür:  
Kühlteil: 18 kg  
Gefrierteil: 12 kg

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (08.05.2025)

